

Ofertas y novedades para Clínica Dental

Selección, Calidad, Servicio, Precio, Garantía...

Sistemas de esterilización profesional

newmed

Decidirse por *newmed* es cuestión de tiempo...de tu tiempo.

¡Ahora mejoramos oferta
porque nos los exige el mercado!



Autoclave KRONOS "B"

Características:

- Cierre motorizado.
- Vapor instantáneo.
- Impresora de serie.
- Data logger (opcional).
- Pantalla gráfica
- Software última generación.
- Ciclos de prueba.
- Cámara de acero inoxidable...

Ventajas:

- + Ergonomía.
- + Velocidad y – consumo.
- + Control.
- + Datos en su PC.
- + Sencillez de uso.
- + Autocontrol proceso.
- + Seguridad.
- + Rapidez...

Certificaciones:

- EN13060
- ISO 9001
- UNI EN ISO 13485

Garantías:

- 2 años en máquina.
- 10 años en la cuba.

¡ AHORA ES EL MOMENTO
DE COMPRAR !
¡ LA MEJOR RELACIÓN
PRECIO / PRESTACIONES
CALIDAD / SERVICIO !

APARATO	MODELO	PVP	OFERTA ANTERIOR	NUEVA OFERTA
KRONOS "B"	18 l.	5.500 €	4.125 €	3.390 €
KRONOS "B"	23 l.	6.300 €	4.725 €	3.690 €

Y además....elija uno de estos obsequios



Aeropulidor
de bicarbonato
conexión a manguera
Midwest 4 (neumática)

 TECHNOFLUX

- Alta calidad y atractivo diseño.
- El Kit contiene: 2 tapas de repuesto, juntas de goma y accesorios de limpieza.



Maletín azul de
reanimación para el gabinete
dental (CE)

- Incluye: Maletín de polipropileno, cono abreboque, balón de reanimación, pinza sacalenguas, botella de oxígeno desechable, mascarilla de oxigenoterapia y cánulas Guedel.



Autoclaves Serie "N"

¡Ahora mejor oferta!



APARATO	MODELO	OFERTA
NUBYRA	6 l.	1.390 €
ENERGY	18 l.	1.890 €
ENERGY	23 l.	2.500 €



y además...
...este obsequio
totalmente

GRATIS

Aeropulidor de
bicarbonato



Accesorios

Selladora "Termoseal"

- Con diseño ergonómico y soldadura rápida.
- Portarrollos encubierto.
- Sellado de 12 mm.
- Dimensiones L x A x F: 480 x 198 x 385 mm.
- Potencia 100W.
- Peso 9 Kg.



OFERTA
490 €

Máquina de vacío para adaptaciones termoplásticas

- Voltage: 220 V / 50 Hz ± 10%.
- Potencia: 1.000 W.
- Dimensiones: 25 x 21 x 30 cm.
- Peso: 6 Kg.



OFERTA
190 €

Destilador eléctrico "Perfect Water"

- Sencillo y práctico aparato para obtener agua destilada a partir del agua de la red hídrica.
- Produce 4 litros de agua en 6 horas.
- Uso ideal nocturno para producir el agua necesaria en la jornada clínica para la utilización de autoclaves, realización de mezclas, máquinas generadoras de vapor.
- Funcionamiento totalmente automático y silencioso.



OFERTA
189 €

Vibrador de yesos redondo TECHNOFLUX®

- Modelo JT-14
- Vibración escalonada.
- Superficie de trabajo en goma.



OFERTA
90 €

Máquina para el engrasado del rotatorio

- Cantidad de piezas de mano: 3.
- Modos de trabajo: 3 (S, L y E).
- Suministro de aire de trabajo: 0,3 - 0,6 MPA.
- Voltaje: 220 V / 50 Hz.
- Consumo de aire: 60 l/m.
- Peso: 7,2 Kg
- Dimensiones externas: 282 x 300 x 370 mm.
- Capacidad de la zona de limpieza: 350 ml.



OFERTA
830 €

Incubador biológico "PULCINO"

- Para la comprobación de que el autoclave ha desarrollado su trabajo.
- Proceso preciso y automático.
- Control digital con regulación de temperatura.



OFERTA
290 €

Reposición esporas caja de 20 139 €

Oferta válida a través de distribuidores de GABRIEL BENMAYOR S.A. hasta el 22 de Febrero de 2012. Los precios no incluyen IVA.

Equipos de limpieza ultrasónica

Máxima eficacia
a una alta velocidad



ESTMON fabrica ultrasonidos desde hace más de tres décadas. Gracias a esta experiencia y a los conocimientos adquiridos, fabricamos equipos con la más alta calidad.

ESTMON es reflejo de tecnología, habilidad y eficacia limpiadora.



OFERTA
660 €

Capacidad de la cuba: 1,75 litros.
Potencia de calefacción: 150 W.



OFERTA
890 €

Capacidad de la cuba: 3,5 litros.
Potencia de calefacción: 350 W.



OFERTA
1.150 €

Capacidad de la cuba: 6,5 litros.
Potencia de calefacción: 500 W.

Construidos totalmente en acero inoxidable.
Cuba soldada, para maximizar potencia limpieza.
Otras capacidades: 10,5-17-25-35-70-130-240 litros.

Consúltenos sus necesidades y tendrá una oferta personalizada.
Todos los equipos tienen una garantía de 2 años, servicio técnico desde nuestra fábrica en Barcelona y están fabricados en España.

Diríjase a su depósito habitual y formule su pedido.

Por la compra de un equipo de limpieza ultrasónica, obsequio de esta cesta en acero inoxidable.

GRATIS



CESTA	OFERTA
1,75 l.	59 €
3,50 l.	69 €
6,50 l.	113 €

Periféricos varios

Aeropulidor de bicarbonato
conexión a manguera
Midwest 4 (neumática)



- Alta calidad y atractivo diseño.
- El Kit contiene:
2 tapas de repuesto, juntas de goma y accesorios de limpieza.



OFERTA
140 €

Lámpara de fotopolimerizar
composites tecnología leds



CV-215-I

- 1.200 Mw/cm².
- Potencia 5 W.
- Color azul.



OFERTA
190 €

Lámpara de fotopolimerizar
composites tecnología leds



CV-218

- 2.000 Mw/cm².
- Potencia 10 W.
- Color azul.



OFERTA
260 €

Por compras superiores a 300 € en estos tres periféricos...

(Aeropulidor, Lámpara CV-215-I ó Lámpara CV-218)...

...Reciba totalmente gratis esta turbina M4
Modelo MISTRAL+ aceite engrasador

- Conexión directa a manguera M4
- Cambio de fresas mediante botón
- Elevado torque • Bajo peso
- Silenciosa • Autoclavable



Obsequio valorado en 290 €

Oferta válida a través de distribuidores de GABRIEL BENMAYOR S.A. hasta el 22 de Febrero de 2012. Los precios no incluyen IVA.

Ultrasonidos piezoeléctricos



Guilin Woodpecker, empresa con más de 20 años en la fabricación de ULTRASONIDOS PIEZOELÉCTRICOS cumple todas las normativas de fabricación y dispone de todos los certificados para su comercialización en Europa.

FDA - CEO197 - ISO - TUV, etc...

Sin duda... "GOOD DOCTOR"

Modelo UDSK Ultrasonido + Periodoncia

- Pieza de mano tipo EMS, autoclavable a 135°.
- Modelo de sobremesa de atractivo diseño.
- Incluye de serie las siguientes puntas (5 unidades):
 - Para limpieza: 1 G1+1 G2+1 G3+1 G4
 - Para periodoncia: 1 P1



OFERTA
315 €

+

5 puntas G1

GRATIS



Modelo UDSL Ultrasonido + Periodoncia + Endodoncia

- Pieza de mano tipo EMS, autoclavable a 135°.
- Incluye de serie las siguientes puntas (6 unidades):
 - Para limpieza: 1 G1+1 G2+1 G3+1 G4
 - Para periodoncia: 1 P1
 - Para endodoncia: 1 E1




OFERTA
415 €

+

5 puntas G1

GRATIS



Modelo UDSE Ultrasonido + Periodoncia + Endodoncia con depósito para líquidos de tratamiento

- Pieza de mano tipo EMS, autoclavable a 135°.
- Depósito para dispensar líquidos o medicamentos de tratamiento.
- Incluye de serie las siguientes puntas (8 unidades):
 - Para limpieza: 1 G1+1 G4+1 G5+1 G6
 - Para periodoncia: 1 P1+1 P3+1 P5
 - Para endodoncia: 1 E1




OFERTA
785 €

+

5 puntas G1

GRATIS



Oferta de Piezas de mano WOODPECKER para ultrasonidos piezoeléctricos



Pieza de mano tipo EMS

Pieza de mano tipo SATELEC



OFERTA
170 €

+

2 puntas G1
GRATIS



OFERTA
170 €

+

2 puntas GD1
GRATIS



Reposición de puntas (siguiente página)

SUPER OFERTA EN PUNTAS (piezas del mismo precio)

POR LA COMPRA DE 4 + 1 GRATIS

POR LA COMPRA DE 15 + 5 GRATIS

Oferta válida a través de distribuidores de GABRIEL BENMAYOR S.A. hasta el 22 de Febrero de 2012. Los precios no incluyen IVA.

Oferta de puntas para ultrasonidos piezoeléctricos



Para limpieza

Remover cálculos



OFERTA
14 €

EMS SATELEC G1 GD1

Cálculos supragingivales



OFERTA
14 €

EMS SATELEC G2 GD2

Cálculos supragingivales e interdetales



OFERTA
18 €

EMS SATELEC G3 GD3

Cálculos supragingivales



OFERTA
18 €

EMS SATELEC G4 GD4

Cálculos de cuellos



OFERTA
25 €

EMS SATELEC G5 GD5

Cálculos pesados



OFERTA
25 €

EMS SATELEC G6 GD6

Para periodoncia

Cálculos subgingivales



OFERTA
18 €

EMS SATELEC P1 PD1

Cálculos subgingivales y periodontitis



OFERTA
25 €

EMS SATELEC P3 PD3

Cálculos subgingivales e interdetales



OFERTA
25 €

EMS SATELEC P4 PD4

Para endodondia

Limpieza canal



OFERTA
25 €

EMS SATELEC E1 ED1

Canales de molar



OFERTA
25 €

EMS SATELEC E2 ED2

Condensación lateral



OFERTA
25 €

EMS SATELEC E3 ED3

Para preparación de cavidades

EMS SATELEC SB1 SBD1

- Bola con punta diamantada.
- Preparación caras oclusales.
- Preparación de cuellos.



OFERTA
49 €

EMS SATELEC SB2 SBD2

- Media bola con punta de diamante.
- Preparación caras interdetales sin dañar dientes adyacentes



OFERTA
49 €

EMS SATELEC SB3 SBD3

- Media bola a 45° izquierda con punta diamante EMS
- Para atacar caries sin dañar piezas adyacentes



OFERTA
49 €

Material rotatorio

Excelentes prestaciones. Eficacia, calidad y precio. Turbina KMD Solaris luz



- Cambio de fresas mediante botón.
- Cabeza standard.
- Resistencia y durabilidad.
- Elevado torque.
- Funcionamiento silencioso.
- Excelente refrigeración.
- Su bajo peso y estilizado diseño reducen el cansancio.
- Excelente ángulo de visibilidad.
- Autoclavable a 135°.

Características técnicas:

- Fijación de fresa mediante botón.
- Spray cuádruple, refrigeración óptima.
- Rodamientos cerámicos con sellado especial.
- Velocidad aproximada 300.000 r.p.m.
- Presión de trabajo 2,2 a 2,8 bares.
- Fresa recomendada FG: 19-21 mm.
- Autoclave a 135° C.
- Conexión Multiflex®.



GRATIS

Acoplamiento KMD led para mayor potencia de luz



Turbina: 475 €
Acoplamiento: 200 €
Botes de aceite: 30 €
Total: 705 €

OFERTA
475 €
AHORRE 230 €



GRATIS

2 botes de aceite engrasador



SAT para garantía
944 413 999

Oferta válida a través de distribuidores de GABRIEL BENMAYOR S.A. hasta el 22 de Febrero de 2012. Los precios no incluyen IVA.

Compresores con secador de aire **TECHNOFLUX®**

- Altamente silenciosos.
- Libres de aceite.
- Bajos en vibración.

¡ GARANTÍA DE SATISFACCIÓN 90 DÍAS DE PRUEBA !
 Consulte condiciones con su distribuidor
 ¡ 24 MESES DE GARANTÍA EN SUS COMPONENTES !

CTF-35L

- Incluye secador de aire.
- 2 cilindros (2 cabezas).
- Calderín de 35 l. (vertical)
- 1,1 HP de potencia.
- 150 l/minuto.
- Ruido: 55 dB.
- Velocidad 1.400 rpm.
- Presión máxima: 8 bar.
- Dimensiones: 440 x 440 x 670 mm.

OFERTA
1.390 €



CTF-50L

- Incluye secador de aire.
- 2 cilindros (2 cabezas).
- Calderín de 50 l. (horizontal)
- 1,6 HP de potencia.
- 210 l/minuto.
- Ruido: 55 dB.
- Velocidad 1.400 rpm.
- Presión máxima: 8 bar.
- Dimensiones: 760 x 350 x 720 mm.

OFERTA
1.990 €



CTF-65L

- Incluye secador de aire.
- 2 cilindros (4 cabezas).
- Calderín de 65 l. (horizontal)
- 2,2 HP de potencia.
- 300 l/minuto.
- Ruido: 55 dB.
- Velocidad 1.400 rpm.
- Presión máxima: 8 bar.
- Dimensiones: 780 x 360 x 640 mm.

OFERTA
2.600 €



Micromotores con escobillas Serie 300 **M**icroNX

300D (150W) Fácilmente transportable y el modelo más potente

Función:

- Giro derecha / izquierda
- Control velocidad constante
- Con pedal para control de velocidad
- Max. 40.000 rpm
- Alarma de alta velocidad
- Control digital y display
- Peso: 2.3 kg
- Medidas: (Ancho/Largo/Alto): 75 x 222 x 166 mm
- Tensión: AC 220V, 50/60 Hz
- Pieza de mano MAX-88A

OFERTA
450 €



303B (100W)

Diseño atractivo para múltiples tareas

Función:

- Giro dcha. / izqda.
- Control velocidad constante
- Con pedal para control de velocidad
- Max. 35.000 rpm
- Control digital y display
- Peso: 1,3 kg
- Medidas: (Ancho/Largo/Alto): 168 x 168 x 75 mm
- Tensión: AC 220V, 50/60 Hz
- Pieza de mano NX-170S

OFERTA
295 €



Maletín azul de reanimación para el gabinete dental (CE)

- Incluye: Maletín de polipropileno, cono abreboque, balón de reanimación, pinza sacalenguas, botella de oxígeno desechable, mascarilla de oxigenoterapia y cánulas Guedel.

OFERTA
150 €



Maletín rojo de reanimación para el gabinete dental (CE)

- Incluye: Maletín de polipropileno, cono abreboque, balón de reanimación, pinza sacalenguas, botella de oxígeno desechable, mascarilla de oxigenoterapia, cánulas Guedel, manómetro, caudalímetro y manta térmica.

OFERTA
290 €



Oferta válida a través de distribuidores de GABRIEL BENMAYOR S.A. hasta el 22 de Febrero de 2012. Los precios no incluyen IVA.

Cámaras

Cámara intraoral **TECHNOFLUX**

Cámara multifunción M-168 con lector negatoscopio

- La más novedosa cámara intraoral.
- Sin necesidad de PC ni otro monitor externo.
- Puede guardar y exportar las imágenes capturadas a otros Software de imagen dental.



OFERTA
790 €

- Monitor de 5" de alta calidad cromática y definición.
- La cámara incorpora tarjeta SD Micro con una capacidad de aproximadamente 500 imágenes en memoria.
- Lente de alta calidad con autoenfoco.
- Posibilidad de ver a modo de negatoscopio las radiografías intraorales e importar todas las imágenes a otros programas dentales.

Super Cam **TECHNOFLUX**

Modelo M-868

- Monitor de sobremesa o adaptable a la barra de la lámpara del equipo (incluye soporte).
- Pantalla LCD de 8"
- Alta resolución



OFERTA
590 €

- Gran amplitud de campo (más piezas en el mismo campo de vista).
- Función de sobremesa con giro de 45°.
- Salida de video para visualización en monitor o pantalla TV.
- Salida USB para visualización en PC.

Mobiliario para el gabinete dental



¡ CONSÚLTENOS PARA CUALQUIER TIPO DE AMUEBLAMIENTO !

Serie AURORA

- Módulo 6 cajones.
- Módulo rodable 4 cajones.
- Módulo puerta.
- Módulo higiene.

Incluye:

- Grifo acero inox.
- Lavabo cerámica.

OFERTA
2.890 €



Oferta válida a través de distribuidores de GABRIEL BENMAYOR S.A. hasta el 22 de Febrero de 2012. Los precios no incluyen IVA.

Mobiliario para el gabinete dental



Mesa rodante para el autoclave C2R



OFERTA
315 €

- 2 niveles + cajón.
- Medidas: 56 x 44 x 82 (H) cm.
- Excelente por su robustez.
- Práctica y manejable.
- Suave en desplazamiento.
- Superficie apoyo: 55 x 43 cm.

Mueble auxiliar RC4



OFERTA
630 €

- Unidad rodante.
- Medidas: 50 x 48 x 79 (H) cm.
- Encimera manual con asa.
- Cajón nº1: para 28 instrum.
- Cajón nº2: bandeja lisa.
- Cajón nº3: bandeja 9 comp.
- Cajón nº4: base PVC
- Estante inferior: 50 x 42 cm.

Carrito móvil modelo C3R electrificado



OFERTA
260 €

- 3 estantes.
- 2 tomas de corriente.
- Estética avanzada.
- Medidas: 46 x 45 x 80 (H) cm.
- Superficie apoyo: 40 x 30 cm.
- Esmaltado blanco.
- Suave en desplazamiento.

Carrito móvil modelo C3RK



OFERTA
190 €

- 3 estantes.
- 3 tomas de corriente.
- Muy robusto.
- Medidas: 49 x 37 x 77 (H) cm.
- Superficie apoyo: 40 x 30 cm.
- Esmaltado blanco.
- Suave en desplazamiento.

Vitrina higiene PDM

- Dimensiones: Lx100 cm. 30 x 50 (H) cm.
- Módulo colgante a pared.
- Para el dispensado y almacenamiento de todos los productos monouso.



OFERTA
780 €

Vitrina esterilización ST4/UV

- Dimensiones: Lx100 cm. 30 x 50 (H) cm.
- Módulo colgante a pared.
- Esterilización por luz ultravioleta.
- Modelo ST4, sin luz opaca: 600 €



OFERTA
900 €

AIR-CAR rodable

- Jeringa + 2 mangueras M4 y pedal reostato.
- Dotado de Jeringa LUZZANI.
- Regulable en altura desde 80 cm. a 95 cm.
- Medidas 50 x 43 cm.
- Posibilidad 2 mangueras neumáticas MAS.



OFERTA
2.700 €

Taburete CL

- Base giratoria.
- Regulable en altura desde 50 a 65 cm.
- Palanca de elevación manual.
- Cinco ruedas de alta calidad.
- Muy suave en desplazamiento.



OFERTA
360 €

VALIDEZ DE LA OFERTA: HASTA EL 22 DE FEBRERO DEL 2012. EN MOBILIARIO, TRANSPORTE AL LABORATORIO POR CUENTA DE GABRIEL BENMAYOR S.A.

C/Bach, 2-B - Pol. Ind. Foinvasa 08110 Montcada i Reixac (BARCELONA) SPAIN Tel: +34 93 572 41 61 Fax: +34 93 572 41 65. e-mail: g.benmayor@benmayor.com www.benmayor.com.

Para información comercial y sobre el producto, dirijase a:

Pedro Rodríguez Ponce, Móvil 651 109 746 p.rodriguez@benmayor.com

Fernando Lozano Ródenas, Móvil 685 995 722 f.lozano@benmayor.com

Juan Sobregrau, Móvil 609 460 006 j.sobregrau@benmayor.com