

Ofertas y novedades para Laboratorio Dental

Selección, Calidad, Servicio, Precio, Garantía...

SMT SAEYANG MICROTECH

MARATHON

Excelente, duradero, innovador...
MULTI 600.
El modelo más representativo de la marca

OFERTA
795 €



Nueva pieza de mano BM50S1

- **Micromotor de inducción** libre de escobillas.
- Controlado por microprocesador, con función de diagnóstico en pantalla.
- Display digital de velocidad.
- Velocidad hasta 50.000 rpm.
- Potencia 230 W.
- Torque 7,8 N/cm. ampliables a 8,5 N/cm. con pieza de mano (opcional) de 40.000 rpm.
- Control de velocidad TRIPLE: desde la unidad, desde el pedal o con control de rodilla.

**Micromotor con escobillas
MARATHON N7**

SMT SAEYANG MICROTECH

- Potencia 90 W.
- Velocidad hasta 35.000 rpm.
- Torque 4,5 N/cm.

Otros:

- Control de sobremesa y pedal variable.

Incluye
pieza de mano SH37LN.

**¡ UNIDAD
RECOMENDABLE !**

OFERTA
325 €



Horno de cerámica SR852  Sirio
SIRIO DENTAL DIVISION

- Horno de nuevo diseño para cerámicas de última generación.
- Controlador electrónico con potente microprocesador.
- Codificador para la entrada y registro de datos y funciones.
- Memoria "Flash" reprogramable y actualizable que permite siempre instalar la última versión del software.
- Pantalla LCD gráfica retroiluminada azul.
- Puede almacenar hasta 100 programas, con 15 funciones (variables) para cada programa.
- Temperatura Max. 1200 °C.
- Variación temperatura 2-200°C.
- Incluye bomba de vacío



OFERTA
2.900 €

- También disponible horno para cerámica inyectada... **OFERTA 5.650 €**

GRATIS



**SR 805
Bomba de vacío**



**Micromotor con escobillas
MicroNX 300D
40.000 rpm - 150 W**

Articuladores de Charnela **TECHNOFLUX**

- Con muelle que permite movimientos de lateralidad y autoretorno a posición primaria.
- Maxilar superior con regulación por tornillo.
- Fácil montaje, incluso del maxilar superior.
- Dorados o cromados.

¡Mejoramos la OFERTA!



Con base redondeada

Grande

Pequeño

Coronas y puentes



OFERTA
1u=12 €/u
10u=10 €/u

OFERTA
1u=12 €/u
10u=10 €/u

OFERTA
1u=11 €/u
10u=9 €/u

OFERTA
1u = 8 €/u
10u = 6,6 €/u

Articulador magnético "Big"

- Tres puntos de apoyo, Guía incisal, Plano intermedio
- Sistema de bases desmontables e imantadas para el trabajo con varios modelos simultáneamente.



OFERTA
28 €

+

GRATIS

Por la compra de 3 articuladores "Big"...
Obsequio Reposición Imanes+placas

Articulador magnético "Small"

- Articulador funcional de dos puntos.
- Sistema de bases desmontables e imantadas para el trabajo con varios modelos simultáneamente.



OFERTA
20 €

+

GRATIS

Por la compra de 3 articuladores "Small"...
Obsequio Reposición Imanes+placas

• Juego recambio bases con accesorios **10 €**

• Juego recambio bases con accesorios **6,6 €**

Alicates **TECHNOFLUX**

Alicates en acero inoxidable diseñadas para los más precisos trabajos en el laboratorio.

Alicate de 3 puntas tipo ADERER
115 mm. Mod. 2870

Alicate corta alambre tipo ANGLE
125 mm. Mod. 2925

Alicate plano para doblar alambre
tipo GOSLEE 135 mm. Mod. 2795



OFERTA
20 €

PVP: ~~26 €~~



OFERTA
20 €

PVP: ~~26 €~~



OFERTA
20 €

PVP: ~~26 €~~

Alicate punta piramidal tipo ADAMS
125 mm. Mod. 2930

Alicate universal para doblar/cortar alambre tipo WALDSACHS
100 mm. Mod. 2805



OFERTA
20 €

PVP: ~~26 €~~



OFERTA
20 €

PVP: ~~26 €~~

Oferta válida a través de distribuidores de GABRIEL BENMAYOR S.A. hasta el 22 de Febrero de 2012. Los precios no incluyen IVA.

Pinceles para cerámica



Tamara - Kolinsky TK2

Pelo de marta



OFERTA
3,34 €

Tamara - Kolinsky TK4

Pelo de marta



OFERTA
5,10 €

Tamara - Kolinsky TK6

Pelo de marta



OFERTA
6,36 €

Tamara - Kolinsky TK8

Pelo de marta



OFERTA
11,15 €

Samyra - Sabeline SP0

Pelo de Sabeline finísimo especial opaquer



OFERTA
3,73 €

Samyra - Sabeline SP02

Pelo de Sabeline finísimo especial opaquer



OFERTA
4,51 €

Tamara - Kolinsky TK00

Pelo de marta especial maquillaje



OFERTA
2,76 €

Tamara - Kolinsky TK0

Pelo de marta especial maquillaje



OFERTA
2,84 €

EN PINCELES ¡ OFERTA 10 +1 ! . El de obsequio es el de menos precio

Kit para el tratamiento del metal (CR-CO)

Cilindros, discos, cepillos, borregos, pastas de pulir. Estos Kit incluyen una guía de uso que indica que instrumento se usa en cada proceso y especialmente en trabajos de CR-CO (esqueléticos).



OFERTA
49 €

Kit para el tratamiento de resina

Discos, cepillos, borregos, pastas de pulir. Estos Kit incluyen una guía de uso que indica que instrumento se usa en cada proceso



OFERTA
55 €

Cepillos ¡La más moderna cepillería!

Disco muselina

Muselina blanqueada



- Mod. 164 100/20
- PUL2D2910
- 100 mm.
- 20 hileras

OFERTA
unidad
5,97 €

Disco franela

Paño fieltro



- Mod.161 100/20
- PUL2D2900
- 100 mm.
- 20 hileras

OFERTA
unidad
6,60 €

Cepillo alambre latón ondulado

Alambre latón ondulado



- Mod. 143 22 HP
- PUL2C8730
- 22 mm.
- caja 12 /u

OFERTA
unidad
1,26 €

Cepillo montado pelo cabra

Pelo cabra blanco blando



- Mod. 100 16 HP
- PUL2C8590
- 16 mm.
- caja 12 /u

OFERTA
unidad
1,05 €

Cepillo montado Geza

Pelo cabra blanco normal duro



- Mod. GEZA 115 HP
- PUL2C6830
- 22 mm.
- caja 12 /u

OFERTA
unidad
1,15 €

Oferta válida a través de distribuidores de GABRIEL BENMAYOR S.A. hasta el 22 de Febrero de 2012. Los precios no incluyen IVA.

Cepillos



¡Alta calidad. Especialistas en diseño y fabricación!

Cepillo cerda blanca y negra pulidor
Cabra y scotch brite



- Mod. 9280
- PUL2C8260
- 80 mm.
- 2 hileras
- caja 12 /u

OFERTA
unidad
4,88 €

Cepillo circular cerda negra tipo G
Cerde negra chungking



- Mod. 148
- PUL2C6100
- 80 mm.
- 4 hileras
- caja 12 /u

OFERTA
unidad
3,60 €

Cepillo circular cerda negra
Chungking negra dura



- Mod. 121 36
- PUL2C7980
- 36 mm.
- caja 12 /u

OFERTA
unidad
2,58 €

Cepillo cerda blanca y negra pulidor
Cabra blanco



- Mod. 100 48
- PUL2C8100
- 48 mm.
- caja 12 /u

OFERTA
unidad
1,85 €

Cepillo paño zeta para brillo
Paño zeta



- Mod. 862 100/15
- PUL2D2930
- 100 mm.
- 15 hileras

OFERTA
unidad
5,97 €

Cepillo cuero de microfibras
Cuero microfibras



- Mod. 520 100/7
- PUL2D2925
- 100 mm.
- 7 hileras

OFERTA
unidad
9,60 €

Cepillo montado chungking negra
Chungking negra dura



- Mod. 121 22 HP
- PUL2C8700
- 22 mm.
- caja 12 /u

OFERTA
unidad
0,93 €

Cepillo montado paño franela
Paño franela



- Mod. 161 22 HP
- PUL2C8710
- 22 mm.
- caja 12 /u

OFERTA
unidad
1,52 €

Cepillo montado pelo cabra
Pelo cabra blanco blando



- Mod. 100 22 HP
- PUL2C8600
- 22 mm.
- caja 12 /u

OFERTA
unidad
1,05 €

Disco montado scotch-brite fino
Scotch-brite fino



- Mod. 255 25 HP
- PUL2C8505
- caja 12 /u

OFERTA
unidad
1,19 €

Disco montado scotch-brite medio
Scotch-brite medio



- Mod. 251 25 HP
- PUL2C8500
- caja 12 /u

OFERTA
unidad
1,25 €

Disco montado scotch-brite duro
Scotch-brite duro



- Mod. 250 25 HP
- PUL2C8400
- caja 12 /u

OFERTA
unidad
1,25 €

Borrego montado algodón
Hilo algodón grueso espesor normal



- Mod. 150 22 HP
- PUL2B0550
- 22 mm.
- caja 12 /u

OFERTA
unidad
1,50 €

Cepillo circular cerda negra tipo S
Cerde negra chungking



- Mod. 1480
- PUL2C6090
- 80 mm.
- 4 hileras
- caja 12 /u

OFERTA
unidad
3,60 €

Cepillo circular cerda negra tipo S
Cerde negra chungking



- Mod. 1270
- PUL2C6050
- 70 mm.
- 2 hileras
- caja 12 /u

OFERTA
unidad
2,56 €

Oferta válida a través de distribuidores de GABRIEL BENMAYOR S.A. hasta el 22 de Febrero de 2012. Los precios no incluyen IVA.

Iluminación en puestos de trabajo

Lámpara lupa bifocal

- Fluorescente circular 12 W.
- Diseño ergonómico.
- Luz fría sin sombras.
- Lente cristal 100 mm.
- Aumento 4x
- Con base para mesa.



OFERTA
60 €

Lámpara lupa con fijación

- Fluorescente circular 12 W.
- Lente cristal 125 mm.
- Aumento 3 dioptrías
- Construida en metal.
- Pinza fijación a mesa.



OFERTA
130 €

Lámpara 3 tubos Eco calidad extra con pinza para fijación

- Lámpara 3 tubos indicada para adaptar el campo de iluminación a la postura más cómoda de trabajo.
- Pinza de sujeción adaptable a todo tipo de tableros.
- Reproduce con la tonalidad y textura de la luz día.



OFERTA
150 €

Visualización (Lupas)

Lupa triplet cromada

- 10 aumentos para todo tipo de visión ampliada



OFERTA
10 €

Lupas binoculares OPTIVISOR

- Permiten trabajar con manos libres.
- Lentes de mínima absorción lumínica.
- Tipos: N°3 (x 1,75)
N°5 (x 2,5)
N°7 (x 2,75)



OFERTA
52 €

Lupa binocular con pinzas para gafas aumento 2,5 x

- Se coloca sobre las gafas.
- Forma cómoda de trabajo.
- Formidable visualización.



OFERTA
36 €

Balanzas de precisión

- Para el peso de los metales o dosificación de materiales.



Mod. KP 103



Mod. TAJ 602

| MODELO | SENSIBIL. | CAPACIDAD DE MEDIDA | MEDIDA PLATO / TIPO | OFERTA |
|---------------|------------|---------------------|---------------------|--------|
| KP 103 | 0,1 grs. | 120 grs. | Bolsillo | 30 € |
| KP 104 | 0,1 grs. | 200 grs. | Bolsillo | 42 € |
| P-50 | 0,01 grs.. | 50 grs. | Bolsillo | 42 € |
| P 500 | 0,1 grs. | 500 grs. | Bolsillo | 44 € |
| TANITA 1479 V | 0,1 grs. | 120 grs. | Bolsillo | 80 € |
| TAJ 402 | 0,01 grs. | 410 grs. | 127x140 mm.Sobrem. | 217 € |
| TAJ 602 | 0,01 grs. | 600 grs. | 127x140 mm.Sobrem. | 231 € |
| TAJ 4001 | 0,1 grs. | 4.000 grs. | 127x410 mm.Sobrem. | 295 € |

Oferta válida a través de distribuidores de GABRIEL BENMAYOR S.A. hasta el 22 de Febrero de 2012. Los precios no incluyen IVA.

Instrumentos de medida

Calibre LEVERIDGE PRESIDIUM analógico

- Instrumento de precisión para medir el espesor de las coronas.



OFERTA
270 €

Pie de Rey en acero inox con esfera de 15 cm.

- Calibre decimal hasta 150 mm.



OFERTA
21 €

Puntas *jota* montadas marrones en cajas de 100

- Para el repasado de esqueléticos



OFERTA
52 €

Mod. 731 6,5x13 mm.

Mod. 732 5x12,5 mm.

Mod. 733 3,5x10,5 mm.

Pasta de pulir DIALUX



SUPEROFERTA
5+1
POR LOTES DEL MISMO COLOR

OFERTA

| | |
|----------|--------|
| Azul | 3,40 € |
| Amarilla | 2,90 € |
| Blanca | 2,70 € |
| Gris | 3,20 € |
| Roja | 3,30 € |
| Verde | 4,20 € |

Discos y cilindros



Rueda 22 x 4 negra Mod. 5000



- En cajas de 100 unidades

PVP ~~24€~~ / caja

OFERTA CAJA
19 € *

* Comprando 4 cajas

Cilindro 6 x 24 negro Mod. 4590



- En cajas de 100 unidades

PVP ~~24€~~ / caja

OFERTA CAJA
19 € *

* Comprando 4 cajas

En metales... "Verdadera Oferta"

Metal para cerámica CROMO-NIQUEL VeraBond

Sin Berilio

Especial Vita sin Berilio



OFERTA
219 €

Soldadura Vera Solder. Bolsa de 2 g.

OFERTA
18 €

Flux Vera

OFERTA
18 €

Metal para esqueléticos CROMO-COBALTO Vera PDN Extra duro



OFERTA
160 €

Soldadura PDN. Bolsa de 2 g.

OFERTA
18 €

Flux PDN

OFERTA
18 €

Oferta válida a través de distribuidores de GABRIEL BENMAYOR S.A. hasta el 22 de Febrero de 2012. Los precios no incluyen IVA.

Galloni fusus/ mod. 3/5



- Mod. **GA1**
- Tipo. **A100.091**
- **FUN0H6220**
- caja 12 /u

OFERTA
6 €

Degussa motorcast



- Mod. **D1 UNIVERSAL**
- Tipo. **23510054**
- **FUN0H6070**
- caja 12 /u

OFERTA
6 €

Bego nautilus



- Mod. **BE-NAU**
- **FUN0H6060**
- caja 12 /u

OFERTA
10 €

Galloni fusus/okay mod. 3/5



- Mod. **GA2W**
doble revestimiento
- Tipo. **A100.233**
- **FUN0H6240**
- caja 12 /u

OFERTA
6 €

Ducatron junior



- Mod. **DUJ**
- **FUN0H6165**
- caja 12 /u

OFERTA
6 €

Degussa para máquina italiana



- Mod. **DE1 CI**
- **FUN0H6155**
- caja 12 /u

OFERTA
15 €

Manfredi fonditrice elettroniche



- Mod. **MA2**
- Tipo. **C15N**
- **FUN0H6500**
- caja 12 /u

OFERTA
6 €

Ducatron centrifugal



- Mod. **DU2W**
doble revestimiento
- Tipo. **CERAMIC COATED**
- **FUN0H6190**
- caja 12 /u

OFERTA
7,5 €

Ducatron centrifugal



- Mod. **DU2**
- Tipo. **CERAMIC**
- **FUN0H6180**
- caja 12 /u

OFERTA
6,5 €

Galloni fusus/okay mod. 3/5



- Mod. **GA2**
- Tipo. **A100.303**
- **FUN0H6230**
- caja 12 /u

OFERTA
6 €

Galloni fusus mod. 3/5



- Mod. **GA1W**
doble revestimiento
- **FUN0H6215**
- caja 12 /u

OFERTA
7 €

Ducatron junior doble revestimiento



- Mod. **DUJW**
- **FUN0H6175**
- caja 12 /u

OFERTA
7,5 €

Kerr centrifugal



- Mod. **KE1**
- Tipo. **UNIVERSAL**
- **FUN0H6380**
- caja 12 /u

OFERTA
6 €

Manfredi fonditrice elettroniche



- Mod. **MA2W**
doble revestimiento
- Tipo. **C15R**
- **FUN0H6510**
- caja 12 /u

OFERTA
6 €

Escayolas y revestimientos. Innovación alemana

Estetic Base 300 especial muñones TIPO IV

- Alta estabilización plástica.
- Alta Tixotropía.
- Tiempos rápidos.
- Gran dureza.
- **Máxima dureza 300 N/mm².**
- **Coefficiente de expansión 0,08 %**
- Colores: marfil / albaricoque / dorado.



Caja de 5 Kg.

OFERTA
51,5 €

Caja de 25 Kg.
contiene 5 bolsas
de aluminio
antihumedad
de 5 Kg.
El Kg. sale a 5,92€

OFERTA
148 €

Estetic Base Gold

- Mismas características que Base 300 pero válida para técnicas de CAD/CAM
- **Sin sprays ni otros aditivos**
- Colores: solo en color oro.



Caja de 5 Kg.

OFERTA
53,5 €

Caja de 25 Kg.
contiene 5 bolsas
de aluminio
antihumedad
de 5 Kg.
El Kg. sale a 6,2€

OFERTA
155 €



certifica las escayolas
DENTONA
para el uso
de sus
scaners y
CAD/CAM

solicite
muestras
sin
compromiso



Profilare 100 vaciado de modelos - TIPO III

- Dureza 100 N/mm².
- **Coefficiente de expansión 0,20 %**
- Colores: amarillo / verde / azul claro



OFERTA
49 €

Caja de 25 Kg. El Kg. sale a 1,96€

Dento Dur KFO ortodoncia - TIPO III

- Dureza 140 N/mm².
- **Coefficiente de expansión 0,15 %**
- Colores: extrablanco



OFERTA
59 €

Caja de 25 Kg. El Kg. sale a 2,36€

Escayola Zero Stone



Expansión 0,00%

- Primera escayola dental TIPO IV del mundo con una expansión de ajuste del 0,00%.
- Recomendada para:
 - Implantes.
 - Telescópicas.
 - Modelos entablillados.
 - Contrafalleras.
 - etc...
- Colores: marfil / pardo / albaricoque

OFERTA INTRODUCCIÓN

Caja de 5 Kg.

OFERTA
40 €

Caja de 22 Kg.

OFERTA
107 €



Oferta válida a través de distribuidores de GABRIEL BENMAYOR S.A. hasta el 22 de Febrero de 2012. Los precios no incluyen IVA.

Micromotores de inducción



OFERTA
595 €

ECO 1000

- Control de velocidad desde la unidad y desde el pedal regulable.
- Soporte pieza de mano incorporado en la unidad.
- Hasta 50.000 rpm.
- Potencia 230 W.
- Torque 7,8 N/cm.



OFERTA
735 €

HANDY 701

- Control por microprocesador.
- Indicador código de error.
- Soporte pieza de mano incorporado en la unidad.
- Hasta 50.000 rpm.
- Potencia 230 W.
- Torque 7,8 N/cm.



OFERTA
830 €

HANDY 700

- Unidad doble: inducción+escobillas.
- Incluye dos piezas de mano.
- Control por microprocesador.
- Indicador código de error.
- **Pieza de mano inducción:** 50.000 rpm - 230 W - 7,8 N/cm.
- **Pieza de mano escobillas:** 40.000 rpm - 110 W - 4,5 N/cm.

Piezas de mano (inducción)

BM50S1

- Inducción.
- Max. 50.000 rpm.
- Torque 7,8 N/cm.
- Excelente precisión.
- Longitud 159,8 mm.
- Diámetro 26,2 mm.
- Peso 238 gr.



OFERTA
490 €

BM40S1

- Mismas características, prestaciones: 40.000 rpm. - 8,5 N/cm.

Piezas de mano con escobillas

SDE-H37L1

- Max. 35.000 rpm.
- Torque 2,9 N/cm.
- Cable de 1,8 m.
- Longitud 152 mm.
- Diámetro 28,9 mm.
- Peso 268 gr.



OFERTA
160 €

SDE-SH37LN

- Max. 40.000 rpm.
- Torque 4,5 N/cm.
- Cable de 2 m.
- Longitud 153,5 mm.
- Diámetro 29,5 mm.
- Peso 208 gr.



OFERTA
198 €

Otro material rotatorio

SDE-M33ES

Para acople en Micromotor sistema Intramatic

- Hasta 33.000 rpm.
- Longitud 104 mm.
- Diámetro 25,7 mm.
- Peso 142 gr.



OFERTA
180 €

SDE-M33ESBT

Para acople en Micromotor sistema Intramatic

- Autoclavable.
- Hasta 33.000 rpm.
- Longitud 104 mm.
- Diámetro 25,7 mm.
- Peso 142 gr.



OFERTA
199 €

SDE-ES6 Para conexión acople Intra

- Autoclavable.
- Hasta 40.000 rpm.
- Longitud 85,5 mm.
- Diámetro 19,6 mm.
- Peso 52,5 gr.



OFERTA
138 €

SDM-LS 200

Buje (mandril automático) compatible DEMCO

- Compatible máquinas repaso esqueléticos
- Velocidad de 0 - 28.000 rpm.



OFERTA
290 €

¡ Más Veloz !

Micromotores de escobillas

HANDY 702

- Potencia 100 W.
- Velocidad hasta 35.000 rpm.
- Torque 4,5 N/cm.

OTROS:

- Control de sobremesa y pedal variable.
- Autodiagnóstico.
- Código de error.
- Posibilidad de conectar una segunda pieza de mano de escobillas.
- Soporte pieza de mano en unidad de control.



OFERTA
435 €

- Incluye pieza de mano SH37LN.

ECO 450

- Potencia 100 W.
- Velocidad hasta 35.000 rpm.
- Torque 4,5 N/cm.

OTROS:

- Precisión máxima al controlar las rpm. desde 0 al máximo.
- Incluye pieza de mano SH37LN.



OFERTA
325 €

MARATHON N7 "INTRAMATIC"

- Potencia 90 W.
- Velocidad hasta 33.000 rpm.
- Torque 4,5 N/cm.

OTROS:

- Control de sobremesa y pedal variable.
- Incluye motor INTRA Mod. M33ESBT + pieza de mano recta SDE-ES6 esterilizable



¡ UNIDAD RECOMENDABLE !

OFERTA
450 €

MARATHON-3 "CHAMPION"

- Potencia 45 W.
- Velocidad hasta 35.000 rpm.
- Torque 2,9 N/cm.

OTROS:

- Pedal ON / OFF.
- Incluye pieza de mano H37L1.



OFERTA
199 €

ESCORT III

- Potencia 40 W.
- Velocidad hasta 35.000 rpm.
- Torque 2,6 N/cm.

OTROS:

- Pedal variable.
- Incluye pieza de mano H37L1.



OFERTA
250 €

ESCORT II "INTRAMATIC"

- Potencia 35 W.
- Velocidad hasta 33.000 rpm.
- Torque 2,9 N/cm.

OTROS:

- Control de sobremesa y pedal variable.
- Incluye motor INTRA Mod. M33ES+ pieza de mano recta SDE-ES6



OFERTA
365 €

GABRIEL BENMAYOR S.A. GARANTIZA REPUESTOS ORIGINALES "DEMCO"

**Modelo E96
(2 velocidades)**

- De 16.000 a 25.000 rpm.
- Mandril automático.
- Luz alta densidad en zona de trabajo.
- Toma para aspiración.



**OFERTA
1.225 €**

**Modelo B1
(alta velocidad)**

- De 0 a 22.000 rpm.
- Mandril automático.
- Luz alta densidad en zona de trabajo.
- Toma de aspiración.



**OFERTA
1.585 €**

Aspiración de polvo

- Aspiración de 96 pies cúbicos por minuto
- Manguera de 183 cm.



**OFERTA
850 €**

BUJE (Mandril automático)

- Cojinetes de alta calidad.



**OFERTA E96
415 €**

**OFERTA B1
455 €**

Servicio Técnico para reparaciones **DEMCO**
ADNER DENTAL Tel. 944 413 999

¡Elimine el baño electrolítico y ahorre tiempo!. Pulidora magnética

Modelo MT 300 A-10



Probablemente la máquina más revolucionaria y más esperada por los esqueléticos

Cuba basculante



**OFERTA
7.995 €**

Ventajas

1. Excelente terminación en caras linguales.
2. Capacidad de hasta 15 esqueléticos procesados simultáneamente.
3. Proceso realizado en 3 horas.
4. Eliminación total del baño electrolítico.
5. Proceso totalmente automático.

Secuencias de trabajo

- Paso 1** Salida colada. **Paso 2** Arenado fuerte. **Paso 3** Recorte del esquelético o estructura metálica y repaso con piedra. **Paso 4** Después de 1,5 horas de pulido automático en proceso turbo. **Paso 5** Después de 1,5 horas de pulido automático en proceso pulidora magnética. **Paso 6** Después de repaso con goma y pulido con algodón (proceso final realizado con pulidora tradicional).



Oferta válida a través de distribuidores de GABRIEL BENMAYOR S.A. hasta el 22 de Febrero de 2012. Los precios no incluyen IVA.

Equipos de limpieza ultrasónica

Máxima eficacia a una alta velocidad



ESTMON fabrica ultrasonidos desde hace más de tres décadas. Gracias a esta experiencia y a los conocimientos adquiridos, fabricamos equipos con la más alta calidad.

ESTMON es reflejo de tecnología, habilidad y eficacia limpiadora.



OFERTA
660 €

Capacidad de la cuba: 1,75 litros.
Potencia de calefacción: 150 W.



OFERTA
890 €

Capacidad de la cuba: 3,5 litros.
Potencia de calefacción: 350 W.



OFERTA
1.150 €

Capacidad de la cuba: 6,5 litros.
Potencia de calefacción: 500 W.

Construidos totalmente en acero inoxidable.
Cuba soldada, para maximizar potencia limpieza.
Otras capacidades: 10,5-17-25-35-70-130-240 litros.

Consúltenos sus necesidades y tendrá una oferta personalizada. Todos los equipos tienen una garantía de 2 años, servicio técnico desde nuestra fábrica en Barcelona y están fabricados en España.

Diríjase a su depósito habitual y formule su pedido.

Por la compra de un equipo de limpieza ultrasónica, obsequio de esta cesta en acero inoxidable.

GRATIS



| CESTA | OFERTA |
|---------|--------|
| 1,75 l. | 59 € |
| 3,50 l. | 69 € |
| 6,50 l. | 113 € |

Soldador oxhídrico DRAGO I

Máxima innovación, su soldador por gas a partir de agua destilada

Soldador Oxhídrico, para soldar todos los tipos de aleaciones dentales habituales, sin sobrecalentamiento de las estructuras y con máxima precisión en el punto a soldar.

El soldador oxhídrico DRAGO, genera su propio combustible a partir de agua destilada, consiguiendo resultados excepcionales.

Con las ventajas de una utilización simple, liberándonos del uso del soplete tradicional, guantes, consumos de oxígeno y acetileno embotellado, tanto para soldar como para el oxicorte, y sustituyendo a otras herramientas de soldadura más costosas.

3400°C en sus manos. Genera solo el gas que necesita, por lo que no es necesario almacenar ningún tipo de bombona.



Caudal de gas: 90 l/h
Potencia: 450 W
Hasta 2 sopletes simultáneamente



OFERTA
1.490 €

Pulidoras magnéticas



Modelo MT-165

- Para la limpieza de la resina.



OFERTA
1.150 €

Modelo MT-300

- Para la limpieza de ganchos, brackets y estructuras metálicas.
- Con regulador de potencia y extractor de puntas



OFERTA
2.585 €

Oferta válida a través de distribuidores de GABRIEL BENMAYOR S.A. hasta el 22 de Febrero de 2012. Los precios no incluyen IVA.

Técnicas del encerado dental. Pequeña maquinaria

Calentador de espátulas por inducción JT-29

- Control digital de temperatura. Sin llama.



OFERTA
180 €

Calentador de ceras tres tanques JT-15

- Potencia 300 W.
- Regulación de temperatura de 0°C-150°C.



OFERTA
90 €

Espatula eléctrica "WAY KNIFE" JT-21

- 2 piezas de mano + 6 puntas.
- Regulación de temperatura de 50°C-200°C.



OFERTA
160 €

Calentador de cera "ACUCI-DIP" JT-28

- Para la inmersión de cera.
- Potencia 60 W.
- Regulación de temperatura de 50°C - 120°C.



OFERTA
99 €

Calentador de cera "WEL POT" JT-27

- Para la inmersión de cera.
- Potencia 120 W.
- Regulación de temperatura de 50°C - 120°C.
- Cuatro tanques



OFERTA
149 €

Microfresadora MARATHON 103

- Preciso instrumento.
- Exactos movimientos.
- No incluye pieza de mano.



OFERTA
550 €

Paralelómetros de precisión

Paralelómetro "RONDURE" JT-23

- Con brazo rígido.
- Especialmente útil para la colocación de ataches.



OFERTA
175 €

Paralelómetro "SQUARE" JT-09

- Con brazo rígido de alta precisión.
- Está especialmente indicado para el estudio de los esqueléticos, su diseño y definición del ecuador del modelo.



OFERTA
250 €

Pequeña maquinaria



Prensa hidráulica tres muflas P400

- Presión máxima de 400 bar similar a 15.000 Kg. (150.000 N) limitada a 200 bar por seguridad de los trabajos.



OFERTA
450 €

Recortadora de modelos SG140

- Recortadora: 1.400 rpm
- Recortadora: 2.800 rpm



OFERTA
499 €

- Recortadora disco de diamante

OFERTA
999 €

Vibrador

- Alta potencia, velocidad variable.
- Silencioso, muy estable.



Pequeño

OFERTA
170 €

Mediano

OFERTA
199 €

Grande

OFERTA
270 €

Máquina de vapor SR900S

- Pequeña y compacta con carga manual.
- Fiable y con capacidad para uso continuado.
- Depósito de 4 litros.
- 5 bar de presión.



OFERTA
795 €

Máquina de vapor SR902

- Funciones de agua y vapor en la pistola.
- Tester luminoso de nivel.
- Posibilidad de montaje a la pared.
- A red hídrica.
- 6 bar de presión.

- Opción descalcificador 180 €



OFERTA
1.240 €

+

Descalcificador al 50% del precio

Máquina de vapor SR903

- Funciones de vapor fijo, agua y vapor + agua.
- Pedal de control.
- Grifo para toma de agua.
- A red hídrica.
- 8 bar de presión.

- Opción descalcificador 180 €



OFERTA
1.730 €

+

Descalcificador al 50% del precio

Centrífugas a motor mod.SR300/301

- Con normativa en materia de seguridad.
- Temporizador digital.
- Doble brazo articulado en acero inox.



OFERTA
1.390 €

sobremesa de pie

OFERTA
1.590 €

Horno precalentamiento SR725

- Con ajuste de temperatura, velocidad, tiempos de parada, retraso hasta 100 h.
- Tipo: 2 programas.



Pequeño

OFERTA
1.100 €

Grande

OFERTA
1.690 €

Mediano

Horno precalentamiento SR750

- Hasta seis entradas programadas en todos sus posibles parámetros.
- Tipo: 20 programas.

Con horno 750 Pequeño, obsequio 24 crisoles a elegir de nuestra oferta



Pequeño

OFERTA
1.495 €

Grande

OFERTA
1.995 €

Mediano

Oferta válida a través de distribuidores de GABRIEL BENMAYOR S.A. hasta el 22 de Febrero de 2012. Los precios no incluyen IVA.

Separadora de muñones SR220

- Con portamodelo sobre base magnética.
- Útil para modelos de escayola y de siliconas de alta dureza.
- Normas de total seguridad para el operario al requerir trabajos a dos manos.



OFERTA
1.600 €

Taladro pin SR200 "Woody"

- Perforador de modelos de yeso o silicona.
- Sistema de indicación por laser para rápida y segura manipulación.
- Utilización con ambas manos y presión hacia abajo.
- Profundidad de perforación ajustable.



OFERTA
895 €

Complementos marca...



| | OFERTA |
|----------------|--------|
| Pulidora PL160 | 390 € |
| Soplete SR170 | 360 € |
| Martillo SC110 | 230 € |

Centrifuga Tropicast SR320

- Inductora de baja frecuencia, para aleaciones dentales a base de CrNi, CrCo y similares.
- Sin sobrecalentamiento de la aleación, válida por tanto para metales preciosos, pero no para el titanio.
- Instalación a bajo voltaje (menos de 2 Kw.) por lo que también puede instalarse en laboratorios pequeños que no disponen de una potencia alta.
- La colada del metal en el horno se obtiene por centrifugación y el movimiento de rotación del brazo es silencioso y sin vibraciones.
- La fusión es automática rápida y precisa.
- El brazo tiene un contrapeso con posiciones fijas de un equilibrio perfecto, utilizando el tipo de 4 cilindros de Degussa (1X,3X,6X,9X).
- La máquina tiene un sistema de enfriamiento forzado interno en circuito cerrado con un depósito interior de agua destilada (2,5 litros).



OFERTA
7.490 €

+

GRATIS

Micromotor de inducción 50.000 rpm. 230W Torque 7,9 N/cm



Mezcladoras con bomba de vacío

Modelo IN-MIX de sobremesa

- Tratamiento eficaz de revestimiento y del alginato.
- Contador digital de tiempo.
- Vacío silencioso y de velocidad variable de 100 a 500 rpm.
- Dotación de serie de 1 taza de 500 cm³
- Posibilidad de colocar a pared



OFERTA
999 €

Modelo SPEEDY-MIX de sobremesa

- Tratamiento eficaz del revestimiento por mezcla y vibración.
- Durante el funcionamiento el vibrador puede ser accionado a velocidad regulable.
- La bomba de vacío no necesita ningún mantenimiento.
- Contador digital de tiempo.
- Velocidad variable de 100-500 rpm.
- Dotación de serie 1 taza de 650 cm³ con espátula.
- Máxima calidad en el tratamiento de los revestimientos.



OFERTA
1.500 €

Chorros de arena

- Máquinas de simple funcionamiento.
- Mando directo.
- Luz interior de 12 V.
- Toma externa para aspiración.
- Regulador de presión.
- Posibilidad de usar óxido de aluminio desde 25 a 250 micras.



| Mod. | Tipo | OFERTA |
|------|----------------------|--------|
| 911R | 1 pistola | 640 € |
| 912R | 2 pistolas | 790 € |
| 922R | 2 pistolas+reciclado | 990 € |

Aspirador SR-927
1.000 W potencia



OFERTA
280 €

Con la máquina 922R...Aspiración SR-927 a mitad de precio

Compresores con secador de aire **TECHNOFLUX**

- Altamente silenciosos.
- Libres de aceite.
- Bajos en vibración.

¡ GARANTÍA DE SATISFACCIÓN 90 DÍAS DE PRUEBA !
Consulte condiciones con su distribuidor
¡ 24 MESES DE GARANTÍA EN SUS COMPONENTES !

CTF-35L

- Incluye secador de aire.
- 2 cilindros (2 cabezas).
- Calderín de 35 l. (vertical)
- 1,1 HP de potencia.
- 150 l/minuto.
- Ruido: 55 dB.
- Velocidad 1.400 rpm.
- Presión máxima: 8 bar.
- Dimensiones: 440 x 440 x 670 mm.

OFERTA
1.390 €



CTF-50L

- Incluye secador de aire.
- 2 cilindros (2 cabezas).
- Calderín de 50 l. (horizontal)
- 1,6 HP de potencia.
- 210 l/minuto.
- Ruido: 55 dB.
- Velocidad 1.400 rpm.
- Presión máxima: 8 bar.
- Dimensiones: 760 x 350 x 720 mm.

OFERTA
1.990 €



CTF-65L

- Incluye secador de aire.
- 2 cilindros (4 cabezas).
- Calderín de 65 l. (horizontal)
- 2,2 HP de potencia.
- 300 l/minuto.
- Ruido: 55 dB.
- Velocidad 1.400 rpm.
- Presión máxima: 8 bar.
- Dimensiones: 780 x 360 x 640 mm.

OFERTA
2.600 €



Pequeña maquinaria y accesorios



Módulo de pulido metálico con motor, aspiración e iluminación

- Alta calidad y esmerado diseño
- Potencia 390 W.
- Velocidad 3.000 rpm.
- Peso 48 Kg.


OFERTA
1.190 €



Taladro de Pins

- Sistema láser con indicación exacta punto de perforación.
- Profundidad de perforación ajustable.
- Velocidad 2.800 rpm.
- Peso de 17 Kg. que garantiza su estabilidad.

OFERTA
490 €



Vibrador de yesos redondo

- Modelo JT-14
- Vibración escalonada.
- Superficie de trabajo en goma.

OFERTA
90 €



Oferta válida a través de distribuidores de GABRIEL BENMAYOR S.A. hasta el 22 de Febrero de 2012. Los precios no incluyen IVA.

Máquina de vacío para adaptaciones termoplásticas

- Voltage: 220 V / 50 Hz ± 10%.
- Potencia: 1.000 W.
- Dimensiones: 25 x 21 x 30 cm.
- Peso: 6 Kg.
- Segura y fácil de usar



OFERTA
190 €

Gelatinadora TF-2008

- Duplicadora de gelatina.
- Capacidad: hasta 5 Kg. de gelatina.
- Nuevo diseño y más rapidez.
- Construida totalmente en acero inoxidable.
- Más potencia 2 x 800 W.
- Velocidad 40 rpm.
- Máxima eficacia y calidad de trabajo.



OFERTA
1.390 €

Recortadora JT-19

- Con disco de carburo o diamante.
- Carcasa metálica.
- Mesa orientable.
- Velocidad 2.800 rpm.
- Potencia 500 W.



¡NUEVO MODELO USA!

Unidad de aspiración de 800 W.

- Portátil.
- Válida para puesto de trabajo, chorreadora, etc...
- Con pedal ON - OFF.
- Silenciosa (máximo 60 dB).



OFERTA
425 €

EN SECO
Con disco de diamante



OFERTA
690 €

GRATIS

Reposición disco

CON AGUA
Con disco de carburo



OFERTA
425 €

GRATIS

Reposición disco

Recortadora de interiores

- Motor de 1/2 HP.
- Incluye fresa.



OFERTA
399 €

Recortadora de interiores con aspiración.

MARATHON

- Bonito diseño.
- Silenciosa, eficaz.
- Velocidad 3.200 rpm.
- Aspiración incluida.
- Potencia 170 W.
- Peso 7,2 Kg.



OFERTA
515 €

Motor de repasado de esqueléticos

- Alta velocidad, hasta 14.000 rpm.
- Buje americano tipo DEMCO.
- Potencia 370 W.
- Peso 16 Kg.
- Sistema de iluminación.
- Sistema de protección de salpicaduras.

+ Bujes de repuesto



OFERTA
1.200 €



Sólo máquina

OFERTA
900 €

Pequeña maquinaria y accesorios

Pulidora **TECHNOFLUX**® (electropulidora máxima calidad) Modelo "Rhino"

- Potencia 1/3 CV.
- Forma cónica para mejor visualización.
- Posibilidad fijación a superficie trabajo.



1 Velocidad

OFERTA
235 €

2 Velocidades

OFERTA
315 €

Motor de pulir con aspiración incorporada

TECHNOFLUX®

- Pequeño, compacto y silencioso motor.
- Cumple estrictamente normas de seguridad.
- Incorpora sistema de aspiración.
- 1 velocidad.
- 2800 rpm.
- Potencia 350 W
- Dimensiones: 57 x 27 x 380 cm.
- Peso 20 Kg.



OFERTA
750 €

Fotopolimerizador SIBARI

- Para todo tipo de materiales del mercado.
- Plato giratorio.
- Ventilador interno.
- Rayos UVA y luz blanca.
- Sin sobrepasar nunca los 50 °C



OFERTA
950 €

Ollas neumáticas a presión marca **Sirio**

- Polimerización en frío o calor a una presión de hasta 2 Kg/cm²



Capacidad
5 lt.

OFERTA
180 €

Capacidad
6 lt.

OFERTA
220 €

Micromotores de escobillas **MicroNX**

Serie 300

300D (150W) Fácilmente transportable y el modelo más potente

Función:

- Giro derecha / izquierda
- Control velocidad constante
- Con pedal para control de velocidad
- Max. 40.000 rpm
- Alarma de alta velocidad
- Control digital y display
- Peso: 2.3 kg
- Medidas: (Ancho/Largo/Alto): 75 x 222 x 166 mm
- Tensión: AC 220V, 50/60 Hz
- **Pieza de mano MAX-88A**

OFERTA
450 €



303B (100W) Diseño atractivo para múltiples tareas

Función:

- Giro derecha / izquierda
- Control velocidad constante
- Con pedal para control de velocidad
- Max. 35.000 rpm
- Control digital y display
- Peso: 1,3 kg
- Medidas: (Ancho/Largo/Alto): 168 x 168 x 75 mm
- Tensión: AC 220V, 50/60 Hz
- **Pieza de mano NX-170S**

OFERTA
295 €



Oferta válida a través de distribuidores de GABRIEL BENMAYOR S.A. hasta el 22 de Febrero de 2012. Los precios no incluyen IVA.

Mobiliario para el laboratorio de prótesis

Taburete Modelo "TBG"

- Regulable altura 52-65 cm.
- Aro central.
- Cinco ruedas.

OFERTA
90 €



Con ruedas

OFERTA
110 €

Silla Modelo "M1-G"

- Regulable altura 42-55 cm.
- Madera
- Pistón de gas.
- Cinco ruedas.

OFERTA
145 €



Con ruedas

OFERTA
165 €

Silla Modelo "M1-A"

- Regulable altura 42-55 cm.
- Madera
- Pistón de gas.
- Cinco ruedas.
- Aro reposapiés.

OFERTA
175 €



Con ruedas

OFERTA
195 €

Laboratorio "AMICO BOX"



- Módulo para el repaso de todo tipo de trabajos protésicos.

- Medidas:
L 50 cm.
F 48 cm.
H 112 cm.

Dotado de:

- Pulidora a 1.400 rpm.
- Aspiración silenciosa.
- Iluminación de alto rendimiento cromático.
- Interruptor general e interruptores para cada función.
- Cabina protectora en policarbonato.
- Base de los pies con autofrenante.
- Posibilidad de trabajar con cualquier marca de micromotor.
- Filtros de aspiración de fibra sintética.

OFERTA
2.350 €



Mesa de pulir de un puesto con cabina y aspiración

- Pupitre para repaso con cabina de luz y con aspiración.

- Construida en acero inoxidable
- Potencia aspiración 1.300 m3/h

- Dimensiones:
- Frontal 75 cm.
- Fondo 62 cm.
- Altura 120 cm.

- Peso 60 Kg.

OFERTA
1.800 €



Puesto de trabajo PARA ESCUELA

- Especialmente diseñado para estudio en escuelas de prótesis.
- Dotado de serie de cajones de almacenamiento, apoyabrazos e instalación para aspiración (no incluida).
- El motor de aspiración, instalación de gas y sistemas de iluminación son opcionales.
- Medidas: Largo 76 cm., Fondo 52 cm. y Alto 90 cm.
- Peso 50 Kg.
- Precio aprox. 1 puesto 600 €
- Precio aprox. 2 puestos 990 €



¡ EN PREPARACIÓN !
(entregas principios 2012)

Cabina para motor de pulir

- Solo la cabina de la mesa de pulir (para sobremesa).

OFERTA
540 €



Oferta válida a través de distribuidores de GABRIEL BENMAYOR S.A. hasta el 22 de Febrero de 2012. Los precios no incluyen IVA.

Puestos de trabajo **TECHNOFLUX**[®]

Fabricante de mobiliario para laboratorio de prótesis


Mesas de Trabajo METÁLICAS para el Laboratorio Dental

Características:

- Proyecto, diseño y planificación de GABRIEL BENMAYOR S.A. con marca TECHNOFLUX
- Bastidor en acero y planchas metálicas de alta densidad resistentes al fuego
- Incluyen un aspirador de 800 W por puesto
- Incluyen una lámpara fluorescente por puesto.

Equipación completa con:

- Apoyabrazos.
- Sopladores de aire.
- Enchufes
- Manómetro presión.
- Preparada gas.
- Protector acero en tablero.
- **Doble astillera para trabajos con o sin aspiración.**
- **Ahora más altura para una mejor postura de trabajo.**



Detalle astillera

Mesa Trabajo 2 puestos

OFERTA
2.175 €

Módulo esquinero

OFERTA
850 €

Mesa Trabajo 1 puesto

OFERTA
1.600 €

Mesa para Horno cerámica

OFERTA
650 €

Mesas de Trabajo en FÓRMICA de alta resistencia y ACERO INOXIDABLE para el Laboratorio Dental

Características:

- Sobre de alta resistencia
- Canalización de vacío a astillera
- Cajonera
- Toma de gas (una por puesto)
- Enchufes para micromotor
- Botonera on/off para luz
- Estante soporta bandejas
- Soplador de aire
- Protección encimera en acero inox. sobre zonas de más trabajo
- Incluye 1 aspiración 800 W por puesto
- 1 Lámpara 3 tubos por puesto



Mesa Trabajo 1 puesto en fórmica.

OFERTA
1.600 €



Mesa Trabajo 2 puestos en fórmica.

OFERTA
2.175 €

VALIDEZ DE LA OFERTA: HASTA EL 22 DE FEBRERO DEL 2012. EN MOBILIARIO, TRANSPORTE AL LABORATORIO POR CUENTA DE GABRIEL BENMAYOR S.A.

C/Bach, 2-B - Pol. Ind. Foinvasa 08110 Montcada i Reixac (BARCELONA) SPAIN Tel: +34 93 572 41 61 Fax: +34 93 572 41 65.
e-mail: g.benmayor@benmayor.com www.benmayor.com.

Para información comercial y sobre el producto, dirijase a:

Pedro Rodríguez Ponce, Móvil 651 109 746 p.rodriguez@benmayor.com

Fernando Lozano Ródenas, Móvil 685 995 722 f.lozano@benmayor.com

Juan Sobregrau, Móvil 609 460 006 j.sobregrau@benmayor.com