

Aproveche esta excepcional oferta

Oferta válida hasta el 31-12-11

Recortadora RH 3.000

Disco de carburo de silicio
R-080082



Ahorre
34%

p.v.p 742,59 €

Regalo
Decantadora
valorada en 206,70 €

=
p.v.p 949,29 €
Oferta
631 €

Disco de diamante
R-080083



Ahorre
28%

p.v.p 1.097,15 €

Regalo
Decantadora
valorada en 206,70 €

=
p.v.p 1.303,85 €
Oferta
933 €

Características recortadoras:

- Potente motor de 3.000 r.p.m.
- Estabilidad.
- Silenciosa, disminución de vibraciones.
- Ahorro de agua (9 l./h. máx.).
- Sistema de seguridad.

Regalo
Decantadora

(R-080087)
valorada en

206,70 €
por la compra
de una recortadora.



Electropulidoras

Pulidora de 2 velocidades
R-080160



Ahorre
29%

p.v.p 359,90 €

Regalo
Protector de goma
valorado en 72,98 €

=
p.v.p 432,88 €
Oferta
306 €

Pulidora de 2 velocidades 500 W
R-080162



Ahorre
27%

p.v.p 446,56 €

Regalo
Protector de goma
valorado en 72,98 €

=
p.v.p 519,54 €
Oferta
380 €



Regalo
Protector de goma
para pulidora (R-080210)

valorado en
72,98 € por la compra
de una electropulidora.

Olla polimerizadora R-030420

- Acero inoxidable
- Doble válvula de seguridad

Regalo: Mufla para duplicar con alginato (R-020205) valorada en **49 €** por la compra de una olla polim.

- Dispositivo diseñado para:
- Duplicar dentaduras originales de pacientes
 - Crear una guía quirúrgica
 - Plantilla radiológica para implantes



Ahorre
28%

p.v.p 269,55 €

Regalo
Mufla para duplicar con alginato
valorada en 49 €

=
p.v.p 318,55 €
Oferta
229 €

Consulte con su distribuidor