

PEOPLE HAVE PRIORITY



Nuevo Implantmed de W&H

La evolución del líder en implantología

OFERTA DE LANZAMIENTO

Implantmed con pedal S-N1

2.295€

P.V.P. 2.590€



Novedades 2011

Octubre - Diciembre 2011

implantmed

wh.com

synea

Instrumental de clínica de alta gama con Luz LED+

EL MEJOR INSTRUMENTAL
PARA SU CLÍNICA

 led+



KIT BASICO SYNEA RotoQuick

TURBINA TA-97/98 C LED

- > Luz LED+ esterilizable
- > Minicabezal
- > PentaSpray

ACOPLAMIENTO ROTOQUICK RQ-24

OFERTA KIT

1.050€
P.V.P. 1.283€

alegra

Instrumental de clínica con Luz LED+ independiente

DISPONGA DE LUZ LED
EN SU EQUIPO SIN LUZ

 led+



KIT ALEGRA LED+

- > Luz LED+ esterilizable
- > Generador independiente
- > Múltiples conexiones disponibles

TURBINA TE-97/98 C LED G

CONTRA-ÁNGULO WE-56 LED G

OFERTA KIT

1.275€
P.V.P. 1.519€

alegra

TE-97/98 C LED G Turbina con Luz LED+ independiente

LUZ LED EN SU EQUIPO SIN LUZ

 led+



TURBINA TE-97/98 C LED G

- > Luz LED+ esterilizable
- > Generador independiente
- > Múltiples conexiones disponibles

OFERTA TURBINA

630€
P.V.P. 812€

implantmed

La evolución del líder en implantología

MICROMOTOR COMPATIBLE CON ANTERIOR IMPLANTMED SI-923
MAYOR TORQUE 5-70 NCM
FUNCIÓN DE ROSCADO

OFERTA
IMPLANTMED + PEDAL

2.295€
P.V.P. 2.590€

NOVEDAD



- > Motor sin escobillas, libre de mantenimiento
- > Velocidad, entre 300 y 40.000 rpm
- > Control preciso del límite del torque, 5-70 Ncm
- > **FUNCIÓN DE MECANIZADO PARA REALIZAR ROSCAS EN EL HUESO**
- > Micromotor compatible con anterior Implantmed SI-923
- > Incluye pedal S-N1 con control de las funciones y regulación de velocidad




PACKS PROMOCIONALES

2.995€ (P.V.P. 3.435€) Implantmed + WI-75 E/KM Contra-ángulo 20:1

3.195€ (P.V.P. 3.648€) Implantmed + WS-75 E/KM Contra-ángulo 20:1 Desmontable

3.495€ (P.V.P. 3.888€) Implantmed + WI-75 LED G Contra-ángulo 20:1 Luz LED+  led+

3.565€ (P.V.P. 3.964€) Implantmed + WS-75 LED G Contra-ángulo 20:1 Desmontable / Luz LED+  led+

cirugia

Instrumental de cirugía con Luz LED+ independiente

PARA MOTORES CON Y SIN LUZ 40.000 RPM



CONTRA-ÁNGULO
WI-75 LED G

1.200€

P.V.P. 1.298€
NO DESMONTABLE



PIEZA DE MANO
SI-11 LED G

1.110€

P.V.P. 1.236€
NO DESMONTABLE



- > Luz LED+ esterilizable
- > Generador independiente para motores con y sin luz

Modelo DESMONTABLE
CONTRA-ANGULO WS-75 LED G 20:1

1.270€

P.V.P. 1.374€



Modelo DESMONTABLE
PIEZA DE MANO S-11 LED G 1:1

1.180€

P.V.P. 1.312€



elcomed

El motor más corto y ligero de su categoría

EL NÚMERO 1 EN LA SALA DE OPERACIONES



- > Hasta 50.000 rpm
- > Compatible con instrumentos con conexión ISO
- > Torque de hasta 80 Ncm en el instrumento en rotación



REGALO

PIEZA DE MANO S11 Ó
CONTRA-ÁNGULO WI75EKM
A ELEGIR

ELCOMED DESDE

3.920€

lisa

Esterilizador a vapor clase B

ALTA GAMA
CICLOS A MEDIDA
17 LITROS

NOVEDAD



- > Ciclo médico tipo B, rápido y silencioso
- > Totalmente automático según la carga
- > Ciclo corto ECO-B
- > Registro de datos LisaLog integrado

OFERTA LISA

5.400€
P.V.P. 6.890€

lina

Esterilizador a vapor clase B

ECONÓMICO
EFICAZ
17 LITROS

NOVEDAD



- > Ciclo médico tipo B
- > Ciclo corto ECO-B para pequeñas cargas
- > Uso sencillo e intuitivo
- > Incluye MULTIPORT registro de datos

OFERTA LINA

4.400€
P.V.P. 5.680€

Red Comercial de apoyo e información de W&H

José Martínez

Coordinador Nacional de Ventas
C. Valenciana, Murcia, Albacete y Baleares
660 86 72 90
jose.martinez@wh.com

Ana Desroches

Departamento Comercial
Madrid, Castilla la Mancha,
Castilla León y Aragón
618 62 21 75
ana.desroches@wh.com

Rafael Janer

Departamento Comercial
Andalucía, Extremadura
y Canarias
663 74 09 15
rafael.janer@wh.com

Xavier Sentís

Departamento Comercial
Cataluña, Galicia, Asturias,
Burgos, La Rioja,
Cantabria y P. Vasco
672 49 60 51
xavier.sentis@wh.com

Paulo da Costa

Departamento Comercial
Portugal
1917 07 03 33
paulo.dacosta@wh.com



Su distribuidor W&H:

Servicio Técnico Premium de W&H

**"Cuidamos de su equipo,
cuidamos de usted"**

Jorge Segura

Jefe del Servicio Técnico Premium de W&H Ibérica



Una amplia red siempre a su servicio

- Atención personalizada
- Técnicos profesionales
- Repuestos originales
- Herramientas específicas
- Transparencia en los presupuestos
- Compromiso de rapidez
- 6 meses de garantía en las reparaciones

Encuentre el Servicio Técnico Premium para su producto W&H en wh.com



W&H Ibérica

E-46017 Valencia España t +34 96 353 20 20

oficinas.es@wh.com wh.com



TÜV Rheinland
CERT
Certificado según
ISO 9001:2008