



# PROMOCIONES

Otoño'2011

Promociones válidas desde el 03.10.11 hasta el 23.12.11  
ambos inclusive (IVA no incluido)

Pueden adquirir cualquier producto de su interés a través de los depósitos  
dentales distribuidores de nuestras marcas.

---



**ACTEON**  
IBERICA

# P5 NEWTRON

Generador de ultrasonidos  
con tecnología Newtron



SISTEMA  
Cruise  
Control®

F58313 - P5 Newtron  
PVP: 4.532 €

- Precisión absoluta en cualquier tipo de tratamientos: Tartrectomías, endodoncias, periodoncias, cirugía apical, etc.
- Sistema "CRUISE CONTROL" para la elección de los inserts y las potencias adecuados a cualquier procedimiento.
- Vibraciones suaves e indoloras para un mayor confort del paciente.

Precio  
Promoción  
**990€**



# P5 Booster



La referencia en  
equipos de limpieza  
de sarro

- Adaptación a cada tratamiento, del más delicado al más exigente.
- Diseño ergonómico
- Dimensiones mínimas
- Potencia máxima

Precio  
Promoción  
**850€**

F58811 P5 Booster  
PVP: 4.014 €

**P5**  
NEWTRON **XS**

SISTEMA  
Cruise  
Control®



**Autónomo:**

No precisa  
conexión a  
red de agua

Generador de  
ultrasonidos  
con tecnología Newtron

F58122 - P5 Newtron XS  
PVP: 2.049 €

- Precisión absoluta en cualquier tipo de tratamientos:  
Tartrectomías, endodoncias, periodoncias, cirugía apical, etc.
- Depósito para irrigación extraíble e intercambiable,  
puede rellenarse con el líquido de tratamiento elegido (agua,  
suero, clorexidina, hipoclorito, etc.).

Precio  
Promoción

**1.430€**

## Piezas de Mano Ultrasonidos

*Esterilizable Gris*

F12200 PVP: 559 €



*Esterilizable Gama II*

F12280 PVP: 559 €



*Esterilizable SP Newtron*

F12281 PVP: 559 €



Precio  
Promoción

**430€**

# LOS INSERTS **NO** FABRICADOS POR SATELEC PODRÍAN ACABAR COSTANDO CAROS

垃圾箱 - Papelera - Trash

Satelec fabrica, desde hace muchos años, inserts respetuosos con los tejidos dentales y las vibraciones que emiten están perfectamente adecuadas a la pieza de mano que las genera.

Es cierto que un insert fabricado por terceros puede resultar más económico. Sin embargo, ACTEON SATELEC recomienda encarecidamente que se utilicen inserts exclusivos de su marca y, por tanto, estudiados y adaptados perfectamente a sus generadores. Los inserts fabricados por terceros y por tanto “no originales”, pueden ser de una dureza superior a la del esmalte y tienen el riesgo de degastar anormalmente, e incluso rayar, el diente. También pueden dañar la rosca y la electrónica de la pieza de mano ACTEON SATELEC.

Obviamente la responsabilidad de ACTEON SATELEC, tanto en el capítulo de responsabilidad civil como en el de garantías postventa, no se aplicará para daños provocados por la utilización de accesorios que no sean originales de la marca ACTEON SATELEC.

## ¿Como reconocer un insert original SATELEC?

Por su banda de colores, indicando el



de cada uno de ellos.

Por el gravado en láser del modelo, marcaje CE, número de lote de fabricación y código de fecha de fabricación.

**No corra riesgos innecesarios.  
Asegure utilizando accesorios originales SATELEC.**





# INSERTS\*



Profilaxis, Periodoncia, Endodoncia, Cirugía Periapical (Cavidad retrógrada) y Odontología conservadora y restauradora



Profilaxis

1 - F00246

2 - F00247

3 - F00248

10P - F00253

10X - F00359

10Z - F00254

1S - F00245

PFU - F02170



H1 - F00366

H2L - F00367

H2R - F00368

H3 - F00369

H4L - F00114

H4R - F00115

P2R - F00091

P2L - F00090

TK2-1L - F02162

TK2-1R - F02161

TK1-1S - F01001

TK1-1L - F01004

PH1 - F00702 (x4)

PH2L - F00705 (x4)

PH2R - F00706 (x4)

Periodoncia



ET18D - F88017

ET20 - F88011

ET20D - F88013

ET25 - F88018

ET25S - F88021

ET25L - F88022

ET40 - F88012

ET40D - F88014

ETBD - F88020

ETPR - F88019

S04 - Ref. F88009

IRR20/21mm - F43807 (x4)

IRR20/25mm - F43808 (x4)

IRR25/21mm - F43805 (x4)

IRR25/25mm - F43806 (x4)

K10/21mm - F43710 (x4)

K10/25mm - F43712 (x4)

K15/21mm - F43715 (x4)

K15/25mm - F43717 (x4)

K25/21mm - F43725 (x4)

K25/25mm - F43727 (x4)

K30/21mm - F43730 (x4)

K30/25mm - F43732 (x4)

Endodoncia



P14D - F00106

P15LD - F00107

P15RD - F00108

S12-70D - F00118

AS3D - F00065

AS6D - F00079

AS9D - F00067

ASLD - F00080

ASRD - F00081

Cirugía periapical (Cavidad retrógrada)



5AE - F00249

EX1 - F02040

EX2 - F02041

EX3 - F02042

EXL - F02043

EXR - F02044

PM1 - F02250

PM2 - F02251

PM3 - F02252

PM4 - F02253

PMS1 - F02254

PMS2 - F02255

PMS3 - F02256

Odontología (conservadora y restauradora)

[\*] Promoción 2+1 SIN CARGO (Pague 2 y llévase 3)

Por la compra de 2 unidades del resto de inserts para los tratamientos: (Profilaxis, Periodoncia, Endodoncia, Cirugía Periapical y Odontología conservadora y restauradora), le regalamos 1 SIN CARGO. \*(los 3 inserts deben ser del mismo modelo).

# AIR N GO

Con doble función (SUPRA y PERIO\*), para tratamientos de profilaxis y periodoncia.

\*Kit PERIO: opcional



## Kit AIR-N-GO "SUPRA" (Profilaxis)

### Compuesto por:

- 1 pieza de mano AIR-N-GO con 1 depósito azul SUPRA.
- 1 adaptador según referencia.
- 1 boquilla de 120°.
- 1 prolongación corta.
- 2 sondas.
- 1 frasco de 250 gr. de polvo sabor a menta pimentada.
- 4 sobres con sabores diferentes.



AIR-N-GO

PVP: 1.140 €

- F10200 - AIR-N-GO con adaptador KAVO®
- F10201 - AIR-N-GO con adaptador SIRONA®
- F10202 - AIR-N-GO con adaptador W&H®
- F10203 - AIR-N-GO con adaptador BIEN-AIR®
- F10204 - AIR-N-GO con adaptador NSK®
- F10221 - AIR-N-GO con adaptador MIDWEST®

Precio  
Promoción

**890€**

# airN GO

SUPRA para tratamientos de profilaxis.



# Kit airN GO

## PERIO

Una revolución en los tratamientos de periodontitis y perimplantitis

## Doble Función con una sola pieza de mano

Kit AIR-N-GO  
"SUPRA" (Profilaxis)

Compuesto por:

- 1 pieza de mano AIR-N-GO con 1 depósito azul SUPRA.
- 1 adaptador según referencia.
- 1 boquilla de 120°.
- 1 prolongación corta.
- 2 sondas.
- 1 frasco de 250 gr. de polvo sabor a menta pimentada.
- 4 sobres con sabores diferentes.

AIR-N-GO - PVP: 1.140 €

AIR-N-GO "PERIO" - PVP: 490 €

1.630 €

Precio Promoción

1.260€



Kit AIR-N-GO  
"PERIO" (Periodoncia)



Compuesto por:

- 1 depósito verde PERIO.
- 1 boquilla PERIO.
- 1 frasco de 250 gr. de polvo AIR-N-GO PERIO.



## AIR-N-GO "CLASSIC" (Polvo para profilaxis)

Bicarbonato de sodio para aplicaciones supragingivales.



### FRASCOS\*

- F10250 Frascos Menta - 4 frascos x 250 gr.
- F10251 Frascos Limón - 4 frascos x 250 gr.
- F10252 Frascos Frambuesa - 4 frascos x 250 gr.
- F10253 Frascos Cola - 4 frascos x 250 gr.
- F10254 Frascos Neutro - 4 frascos x 250 gr.

*\*Las unidades pueden ser de diferentes sabores.*

Polvo AIR-N-GO "CLASSIC" (Frascos) PVP: 78 €

### SOBRES\*

- F10256 Sobres Menta - 50 sobres x 20 gr.
- F10257 Sobres Limón - 50 sobres x 20 gr.
- F10258 Sobres Frambuesa - 50 sobres x 20 gr.
- F10259 Sobres Cola - 50 sobres x 20 gr.
- F10260 Sobres Neutro - 50 sobres x 20 gr.

*\*Las unidades pueden ser de diferentes sabores.*

Polvo AIR-N-GO "CLASSIC" (Sobres) PVP: 407 €



## AIR-N-GO "PEARL" (Polvo ultraactivo y protector)

Carbonato de calcio, en forma de microperlas, para aplicaciones supragingivales.



### FRASCOS

F10262 Frascos Pearl Neutro - 4 frascos x 250 gr.

F10262 - Polvo AIR-N-GO "PEARL" (Frascos) PVP: 420 €

### SOBRES

F10263 Sobres Pearl Neutro - 50 sobres x 20 gr.

F10263 - Polvo AIR-N-GO "PEARL" (Sobres) PVP: 439 €



**- ENDO**  *dual*  
Be free

MICROMOTOR  
Endodoncia

**NUEVO**



- Dos movimientos distintos: Rotación y Reciprocidad. Este último movimiento simplifica el número de secuencias, acorta el tiempo del proceso y respeta más la anatomía del conducto. Control de ángulos de 10° a 360°.
- Un codificador (patente SATELEC) optimiza resultados de cualquier lima.
- El I-ENDO DUAL le propone 10 programas personalizables. Compatible con todas las limas i con los contraángulos de conexión ISO 3964.
- Ajuste preciso del torque y de la velocidad.

F28800  
I-Endo Dual Unit

**1.280€**

# MICROMOTOR Implantología

**i-SURGE +**  
Implantology • Motor

Unidad potente con control electrónico fiable de la velocidad y del torque

## DIFERENTE POR NATURALEZA

Una unidad potente con un control electrónico fiable de la velocidad y del torque.

Excelente visibilidad: amplia pantalla LCD.

Estabilidad garantizada: carcasa de aluminio.

### Concepto "Manos Libres"

Pedal progresivo estable, con colores de identificación para cada función.

Control del motor preciso y suave hasta la velocidad máxima preajustada.

## MOTOR POTENTE

Rango de velocidad del motor (sin contraángulo):

de 400 a 40.000 rpm

Rango de velocidad del motor (con contraángulo 20:1):

de 20 a 2.000 rpm

Torque del motor (con contraángulo 20:1):

hasta 72 Ncm

## SIN MANTENIMIENTO

- Sin lubricación.
- Sin escobillas.

**NUEVO**



F28740  
I-Surge+

**2.700€**



# PIEZOTOME

Piezo • Ultrasonic • Surgery • Unit

## SOLO

Generador piezoeléctrico  
de cirugía  
implantaria de  
última generación



F57500 - PIEZOTOME Solo  
PVP: 5.950 €

Precio  
Promoción

**4.900€**

- La más alta tecnología condensada en un equipo intuitivo y asequible.
- Potencia de la pieza de mano equivalente a:  
Piezotome 2 - ImplantCenter 2.
- Bomba de irrigación precisa y regular.
- Equipo dotado de:  
**F87528 Kit ESSENTIAL 2:**  
6 inserts: BS1 Slim 2, BS4 2 (Osteotomía), SL1 2, SL2 2, SL3 2 (Elevación de senos) y LC2 2 (Extracción). Llave esterilizable y 1 caja/soporte inox.





**PIEZOTOME 2**  
Piezo • Ultrasonic • Surgery • Unit



### Generador piezoeléctrico de cirugía implantaria de última generación

- Pieza de mano con luz (LED's) en cirugía ósea: 100.000 Lux.
- Ultrasonidos versátil de gran potencia:  
Modo Piezotome destinado a la cirugía ósea (limitando el riesgo de lesión de los tejidos blandos) y modo Newtron destinado a los tratamientos convencionales.
- Pantalla táctil de 5,7" amplia y de fácil manejo.
- Pedal progresivo PiezoTouch™ para el concepto manos libres.

**C57400 - PIEZOTOME 2**  
PVP: 8.839 €

Equipo dotado de:  
**F87500 Pack BONE SURGERY II:**  
 Caja de esterilización conteniendo: 1 kit de 6 inserts, 1 pieza de mano Piezotome con cordón esterilizable y llave dinamométrica esterilizable.  
**F87519 Kit SINUS LIFT II:**  
 Caja soporte inox conteniendo: 5 inserts.

**El más Potente**

Precio Promoción  
**6.690€**



**IMPLANTCENTER 2**  
Piezo • Ultrasonic • Surgery & Implantology Unit



### Equipo de cirugía de última generación combinado Ultrasonidos + fisiodispensador

- Idéntica configuración y características que el Piezotome 2 en su vertiente de cirugía ultrasónica.
- Incorpora además micromotor-fisiodispensador con torque elevado y estable (regulado electrónicamente hasta 6 N.cm de 100 a 40.000 tr/min).

**C27160**  
**IMPLANTCENTER 2**  
PVP: 12.565 €

Equipo dotado de:  
**F87500 Pack BONE SURGERY II:**  
 Caja de esterilización conteniendo: 1 kit de 6 inserts, 1 pieza de mano Piezotome con cordón esterilizable y llave dinamométrica esterilizable.  
**F87519 Kit SINUS LIFT II:**  
 Caja soporte inox conteniendo: 5 inserts.

**El más Potente**

Precio Promoción  
**9.490€**



**SERVOTOME**  
Electrosurgery • Unit

Electrobisturí de 50w. con corte y coagulación simultáneos en el mismo gesto operatorio

F57210 - Servotome  
PVP: 1.418 €

- 10 electrodos que abarcan cualquier necesidad de utilización.
- Perfecto control del tratamiento.
- Rápido y preciso.
- Fiable y compacto.
- Muy simple de utilizar.
- Seguridad total.



Precio Promoción  
**990€**

**Quaz**  
Class • B

only  
Class B cycles  
EN 13060

Autoclave de vapor de agua de ciclos de clase B

rápido, seguro y fiable

2 años garantía  
2.000 ciclos  
SATELEC AGSIBEL GROUP



- Ofrece sólo ciclos de grado médico clase B de acuerdo con la normativa EN 13060 para esterilizar todo tipo de carga.
- Efecto anticondensación.
- Software exclusivo que permite acortar los tiempos de los ciclos.
- Dispositivo con pantalla táctil ergonómica y de fácil utilización.
- Apertura automática de la puerta.
- Tarjeta de memoria integrada.
- Opción impresora externa.
- Visualización y registro en el autoclave de los últimos 50 ciclos realizados.

F03908  
Autoclave QUAZ  
PVP: 6.169 €

Precio Promoción  
**4.990€**

# Mini LED

- Espectro de emisión: 420 - 480 nm.
- Sin hilos.
- Batería de Li-ion sin memoria.
- Polimeriza todos los composites conocidos (Fotoiniciadores: canforoquinona, PAB y PPD).
- 3 modos para una óptima polimerización:
  - Plena potencia.
  - Pulsado.
  - Progresivo (rampa).



Intensidad:  
**1.250 mW/cm<sup>2</sup>**  
con multifibra de  
7,5 mm de diámetro y  
**2.000 mW/cm<sup>2</sup>**  
con multifibra de  
5,5 mm\* de diámetro.

F02507 - MiniLED  
PVP: 1.025 €

Precio  
Promoción  
**790€**

ESPECIAL  
PARA  
ORTODONCIA

# Mini LED ORTHO

Intensidad: **3.000 mW/cm<sup>2</sup>** con  
multifibra opalescente de 5,5 mm de  
diámetro.

F05220 - MiniLED ORTHO 2  
PVP: 1.335 €

Precio  
Promoción  
**960€**

- Espectro de emisión: 420 - 480 nm.
- 4 tiempos de exposición para optimizar la polimerización: 4s / 8s / 12 / 32s (tiempos adaptados para la fijación de brackets).
- Polimeriza todos los composites conocidos (Fotoiniciadores: canforoquinona, PAB y PPD).
- Batería de Li-ion sin memoria.
- Sin hilos.
- Pantalla LCD.



# Mini LED SuperCharged

La lámpara de LED's  
más potente:  
hasta **3.000 mW/cm<sup>2</sup>**

- Espectro de emisión: 420 - 480 nm.
- Polimeriza todos los composites conocidos (Fotoiniciadores: canforoquinona, PAB y PPD).
- Batería de Li-ion sin memoria.
- Sin hilos.
- 3 modos para una óptima polimerización:
  - Rápido (3, 4, 5, 10 seg).
  - Pulsado (de 5 a 10 seg).
  - Progresivo (de 9 a 15 seg).
- Pantalla LCD.



Intensidad:  
**2.000 mW/cm<sup>2</sup>** con  
multifibra opalescente de 7,5 mm  
de diámetro y  
**3.000 mW/cm<sup>2</sup>** con  
multifibra de 5,5 mm\*  
de diámetro.

F05214  
MiniLED SUPERCHARGED  
PVP: 1.335 €

Precio  
Promoción  
**960€**

# XMind<sup>DC</sup>

## Rayos X intraoral de corriente continua

Único radiográfico en el mundo que realiza la rectificación de la corriente en la propia cabeza. Esto elimina los costosos procesos de calibración. Permite comandar dos rayos X con una sola centralita. Las corrientes de alta frecuencia preservan la cabeza de desgastes ya que eliminan los problemas de las tensiones fluctuantes.



F03086 - X-Mind DC  
PVP: 3.064 €

Precio Promoción  
**2.510€**

# sopix<sup>2</sup>



## Captador de imágenes radiográficas de 2ª generación



Es fácil,  
es seguro

Una tecnología de vanguardia  
Los sistemas de radiología SOPIX<sup>2</sup> integran lo mejor de la tecnología actual (CMOS con fibra óptica).

Excepcional calidad de imagen  
Obtiene imágenes de "Alta Definición" y de contrastes sorprendentes que facilitan el diagnóstico.

S00560 - SOPIX<sup>2</sup> (Talla 1)  
PVP: 5.165 €

Precio Promoción  
**4.240€**

Para obtener imágenes siempre logradas, el nuevo proceso Ace permite controlar la cantidad de rayos X almacenados por el sensor.

# pspix



## Sistema de placas de fósforo: Excelente calidad diagnóstica



Económico  
e Higiénico

- Automatización del proceso de revelado.
- Pantalla de previsualización.
- Ágil y rápida lectura de la imagen.
- Diseño seductor y compacto.

S00500 - PSPIX  
PVP: 8.904 €

- Sistema completo para obtener imágenes intraorales digitales por placa de fósforo.
- Sin hilos, es compatible con todo tipo de generadores intraorales (AC o DC).
- Rápido, utiliza placas de fósforo de 4 tamaños, reutilizables y flexibles.
- Compuesto de: 1 portaplacas, 10 placas de fósforo de 4 tallas distintas.
- 100 fundas higiénicas y 100 protectores para placas.

Precio Promoción  
**7.300€**

# X-Mind NOVUS

## Ortopantomógrafo digital

Sistema digital de rayos X rápido, fácil de usar y asequible  
- Calidad de las imágenes (Sensor CCD altamente sensible).

### Programas de imágenes

- Panorámica adulto.
- Programa Pediátrico.
- ATM.

### Óptimo flujo de trabajo

- Gracias al corto tiempo de exposición y fácil manejo.



#### Posición del paciente

- Soporte de 4 puntos para la cabeza.



#### Paneles de control

- Panel de control principal y pantalla para configurar la unidad.
- Panel de control lateral para ajustar la posición del paciente.



#### Función minidosis

- Garantiza que el paciente recibe la dosis de radiación mínima sin que se vea comprometida la calidad de la imagen.



Calidad excepcional en sólo  
**9 SEGUNDOS**  
(panorámica adulto)



F03390  
X-MIND Novus  
PVP: 24.323 €

Precio Promoción  
**19.210€**

### Fácil de utilizar

1. Seleccione el programa.
2. Coloque el paciente en la posición adecuada.
3. Realice la radiografía (la corta exposición, de sólo 9 segundos, evita la pérdida de nitidez y minimiza la incomodidad del paciente).
4. Retire al paciente.

Cuando el paciente haya abandonado la unidad, la imagen ya estará en la pantalla del ordenador, lista para ser examinada.

### Imágenes digitales

- Compatibilidad de software.
- Conexión Ethernet sencilla con un ordenador o una red.



## Programas de imágenes

Panorámica  
adulto



Programa  
pediátrico



ATM



S.A.T.  
Supported by SATELEC



**X-Mind**  
PANO  
CEPH D+

Panorámico digital con  
teleradiografía



F03401  
X-MIND Pano Ceph D+  
PVP: 38.709 €

Precio  
Promoción  
**30.580€**

- Características y estética pensadas para la mejor ergonomía del paciente y del usuario.
- Columna de apoyo en el suelo con un diseño cilíndrico estrecho que permite hacer radiografías a pacientes con disfunciones motrices (silla de ruedas).
- Sistema de colimador panorámico variable que aumenta en un 50% el área focal anterior.
- Los parámetros de selección se realizan a través del ordenador.
- Sistema de selección automático de posición basado en el tamaño craneal del paciente.
- Unidad compacta.
- Se puede instalar la tele a izquierdas o derechas y utilizar el mismo captador para panorámicas y teleradiografías.
- 4 puntos de fijación para evitar errores de posicionamiento del paciente.

## Programas de imágenes

Panorámica adulto



Panorámica infantil



Cefalometría



Imagen seccional



ATM





# SOPRO 617

Con Dock USB2



S00421  
SOPRO 617 USB2  
PVP: 2.836 €

## 2 MODOS DE CÁMARA



Extraoral



Intraoral

Precio Promoción  
**2.130€**

La cámara intraoral que le permite comunicarse mejor con sus pacientes.

# SOPRO 717 First

Con Dock USB2

La cámara idónea para comunicarse con sus pacientes y facilitar el diagnóstico gracias a su función Macro.

S00781  
SOPRO 717 First USB2  
PVP: 3.446 €



## 3 MODOS DE CÁMARA

Precio Promoción  
**2.570€**



Extraoral



Intraoral



Macro (Magnificación x 115)

# SOPRO LIFE

Light Induced Fluorescence Evaluator

Sistema de detección de caries por fluorescencia  
Ver lo invisible

Con Dock USB2



• El sistema de fluorescencia de la cámara SOPROLIFE facilita la detección de las caries en sus distintos estados, diferenciando claramente los tejidos sanos de los infectados y permitiendo aplicar la terapia adecuada a cada caso. Las caries, ya sean oclusales o interproximales, serán perfectamente visibles, pudiendo excavar únicamente la zona dañada y preservando los tejidos sanos colindantes.

• También puede utilizarse en su función convencional de visión standard "daylight". Dispone de cuatro focos para las funciones: extraoral, intraoral, una sola pieza y macro.



Retrato

Sonrisa

Intraoral

Macro

S00570 - SOPROLIFE USB2  
PVP: 4.927 €

Precio Promoción  
**3.820€**

# PACKS PROMOCIONALES Radiología/Imagen



<b>PACK 1:</b> S00560 SOPIX <sup>2</sup> Talla 1 + S00421 Cámara SOPRO 617 USB2 	<b>Precio PVP'2011</b> <del>8.004 €</del>	<b>Precio Pack</b> <b>5.790 €</b>
<b>PACK 2:</b> S00560 SOPIX <sup>2</sup> Talla 1 + S00781 Cámara SOPRO 717 First USB2 	<b>Precio PVP'2011</b> <del>8.584 €</del>	<b>Precio Pack</b> <b>6.290 €</b>
<b>PACK 3:</b> F03086 RX Intraoral 80 X-MIND DC + S00560 SOPIX <sup>2</sup> Talla 1 	<b>Precio PVP'2011</b> <del>8.229 €</del>	<b>Precio Pack</b> <b>6.490 €</b>
<b>PACK 4:</b> F03086 RX Intraoral 80 X-MIND DC + S00500 PSPIX 	<b>Precio PVP'2011</b> <del>11.965 €</del>	<b>Precio Pack</b> <b>9.440 €</b>
<b>PACK 5:</b> F03390 X-MIND Novus + F03086 RX Intraoral 80 X-MIND DC + S00560 SOPIX <sup>2</sup> Talla 1 	<b>Precio PVP'2011</b> <del>32.552 €</del>	<b>Precio Pack</b> <b>24.830 €</b>
<b>PACK 6:</b> F03390 X-MIND Novus + F03086 RX Intraoral 80 X-MIND DC + S00500 PSPIX 	<b>Precio PVP'2011</b> <del>36.288 €</del>	<b>Precio Pack</b> <b>27.710 €</b>
<b>PACK 7:</b> F03401 X-MIND Pano Ceph D+ + F03086 RX Intraoral 80 X-MIND DC + S00560 SOPIX <sup>2</sup> Talla 1 	<b>Precio PVP'2011</b> <del>46.938 €</del>	<b>Precio Pack</b> <b>35.760 €</b>
<b>PACK 8:</b> F03401 X-MIND Pano Ceph D+ + F03086 RX Intraoral 80 X-MIND DC + S00500 PSPIX 	<b>Precio PVP'2011</b> <del>50.674 €</del>	<b>Precio Pack</b> <b>38.640 €</b>



# PROMOCIONES

Otoño'2011

Promoción válida desde el 3 de Octubre hasta el 23 de Diciembre de 2011, ambos inclusive

Precios sin I.V.A. • Gastos de envío no incluidos

Precios y especificaciones modificables sin previo aviso

Ofertas válidas hasta el 23 de Diciembre de 2011 o finalización de existencias

Las fotografías, según características específicas, pueden no ser idénticas

Precios válidos salvo error tipográfico

Productos disponibles a través de los depósitos dentales distribuidores de nuestras marcas.

Pueden realizar sus consultas a la dirección relacionada al pie de página y/o a nuestros delegados comerciales de su zona (según detalle de zonas):



**Rogelio Daza**  
609 67 50 42

**José Luis Soriano**  
629 09 83 86

**Jorge Juan Poch**  
609 30 23 18

**Adolfo Rúa**  
639 69 34 43

**José Antonio Navarro**  
629 50 50 30

**Jokin Labilla**  
659 04 62 09

Promociones válidas desde el 03.10.11 hasta el 23.12.11 ambos inclusive (IVA no incluido).



ACTEON MEDICO-DENTAL IBERICA, S.A.U. (Antigua SATELEC, S.A.U.)  
Pol. Ind. Can Clapers • Avda Principal N° 11H • 08181 SENTMENAT (Barcelona)  
Tel + 34 93 715 45 20 • Fax + 34 93 715 32 29  
Email: info@es.acteongroup.com • www.es.acteongroup.com