



Foto orientativa

CASTELLINI PUMA ELI - 5

- Recuperación superior/mangueras colgantes/cart dotado de consola doctor para acoger hasta 5 instrumentos.
- Sillón dama con programación de 4 posiciones de trabajo, enjuague, retorno automático a la última posición de trabajo, posición "0".
- Pedal de joystick y kit on/off spray instrumental.
- Reposo-cabeza a doble articulación
- Lámpara elight con intensidad luminosa variable hasta 24000 lux.
- Panel de mandos con visualizador para radiografía
- endoral, para velocidad de micromotor y de la intensidad del piezosteril.
- 1 Kit turbina Silent Power 2L con luz.
- 1 Kit micromotor de inducción Handy Power led.
- 1 Kit jeringa three steril.
- 1 Kit ultrasonidos eléctrico piezosteril dotado de 4 puntas.
- Predisposición para aspiración tipo "I" mono-estudio, anillo líquido/humedo.
- Autosteril s (simple system)

PRECIO: 11.680 €