



Mejores Productos 68 - ESPECIAL EXPODENTAL 2024
Promoción válida hasta el 30 de abril de 2024 | Precios sin IVA.



Autoclave clase B **B Classic**



- **Nuevo diseño, nuevas prestaciones**
- **Ahora con bomba de vacío más potente**

- Disponible con tres volúmenes y seis posibilidades de carga del agua diferentes.
- Simplifica el trabajo del operador.
- Ciclos personalizados y arranque diferido.
- Trazabilidad simplificada.
- Wifi integrada para conexión con la nube.

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: **(AxHxP) 480 x 500 x 600 mm.**

17 litros

Ref.: M7A520000

3.885 €

22 litros

Ref.: M7A560000

3.990 €

28 litros

Ref.: M7A530000

4.590 €

Nuevo diseño
Nuevas prestaciones



Funciona
con agua
del grifo



Autoclave clase B **B Futura**



- Facilidad de uso.
- Arranque diferido.
- Wifi integrada para conexión con la nube.
- Ciclos personalizados.
- Código de identificación del operador.

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: **(AxHxP) 480 x 500 x 600 mm.**

17 litros

Ref.: M7A540000

4.390 €

22 litros

Ref.: M7A550000

4.660 €

28 litros

Ref.: M7A570000

5.590 €



Funciona con agua del grifo



Autoclave clase B

Supreme



- Facilidad de uso con video tutoriales.
- Wifi integrada para conexión con la nube.
- Licencia anual de Di.V.A. (Digital Virtual Assistant) incluido. Monitoriza el uso de su equipo para optimizar y mejorar su rendimiento.
- Incluye **MyTrace**, el programa de trazabilidad Mocom

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: **(AxHxP) 480 x 500 x 600 mm.**

17 litros

Ref.: 7A240000

5.880 €

22 litros

Ref.: 7A241000

6.080 €

28 litros

Ref.: 7A242000

7.025 €



Tethys T45

Termodesinfectadora (45 cm)

Ref.: M7E200022



**Incluye
instalación**

Conforme normativa EN-15883

- Lava a presión el instrumental.
- Desinfecta a 95° con vapor de agua.
- Puerto serie RS232 para conexión a PC o impresora
- Condensador de vapor.
- Función soft start, anticoagulación.
- 2 bombas de dosificación totalmente automáticas.
- Dimensiones (mm): 450 × 850 × 620.
- Monofase 230V 50Hz. 2,8 kW

8.525 €



Tethys D60

Termodesinfectadora (60 cm)

Ref.: M7E200020



**Incluye
instalación**

Conforme normativa EN-15883

- Desinfección térmica, descontaminación y lavado a presión del instrumental dental Lava y desinfecta todo tipo de materiales.
- La nueva WD4060 incorpora secado con aire forzado con filtro HEPA
- 2 bombas dosificadoras integradas en la máquina y una tercera opcional. (También integrada, la profundidad pasa a ser de 63 cm).
- Desinfección a 95°
- Volumen de cámara de lavado 150 litros
- Dimensiones (mm): 600 × 850 × 605

10.925 €





Tethys H10 PLUS

Ref.: M7E200300

- 1 **Descontaminación**
- 2 **Lavado con ultrasonidos**
- 3 **Desinfección térmica**
- 4 **Secado con aire caliente forzado**

El primer dispositivo de desinfección híbrida de Mocom

4.610 €

Equipamiento de serie:

- Puerto USB
- Puerto ethernet (RJ 45)
- 2 cestos portainstrumentos
- Cestillo portafresas.
- Kit de conexión hídrica
- Filtro HEPA

Información técnica:

- Potencia nominal: 2300 W.
- Dimensiones externas (AxHxP) 470 × 430 × 500 mm.
- Peso Neto: 37 kg.
- Capacidad depósito de detergente: 0.7 litros (autonomía hasta 12 ciclos).
- Dimensiones de la cuba: 8 l.
- Consumo agua máximo (por ciclo) 15 litros.
- Carga máxima: 2 kg.

Gracias al nuevo accesorio HMD, Tethys H10 se convierte también en una termodesinfectadora para **piezas de mano**



Fase 1



Lavado con detergente

Fase 2



Aclarado

Fase 3



Termodesinfección

Fase 4



Secado

HMD

Ref.: M7E200301

Accesorio para Tethys H10

Para el lavado de piezas de mano.

990 €

Soporte para 6 piezas de mano para Tethys H10. Permite el lavado, la termodesinfección y el secado de hasta 6 instrumentos a la vez: turbinas, piezas de mano de micromotor o piezas de mano de ultrasonidos.

Dotación:

- 4 adaptadores para turbina
- 3 adaptadores para piezas de mano
- 1 adaptador para puntas de ultrasonidos (capacidad para tres puntas).
- 4 tapones

Adaptable para todos los modelos Tethys H10. Es necesaria una actualización del software para que la máquina trabaje adecuadamente.



Accede a todas las
ofertas Especiales
Expodental 2024
desde tu móvil

www.incotrading.net/mejores-productos



Léenos en “Tecnología para
la salud” nuestro magazine
con novedades y artículos
pensados para tí.

www.tecnologiaparalasalud.com

incotrading

Tecnología para la salud

Incotrading, S.A.

Camino de Hormigueras 119-121
Polígono Industrial de Vallecas
28031 MADRID (España)

www.incotrading.net

T. (+34) **913 807 490**

incotrading@incotrading.net



incoSAT

Servicio técnico

Incosat Medical S.L.

Torre de Don Miguel 11
Polígono Industrial de Vallecas
28031 MADRID (España)

www.incosat.net

T. (+34) **913 807 490**

incosat@incotrading.net

Mejores Productos 68 - ESPECIAL EXPODENTAL 2024 | Promoción válida hasta el 30 de abril de 2024.

Los precios de los artículos NO INCLUYEN IVA. Precios válidos salvo error tipográfico. / Promociones no acumulables / Precios y especificaciones modificables sin previo aviso. / Gastos de envío no incluidos. / En función de sus características, el equipo puede no resultar idéntico al de la fotografía. ©2024 - Incotrading S.A.