



MORITA



Mejores Productos 68 - ESPECIAL EXPODENTAL 2024  
Promoción válida hasta el 30 de abril de 2024 | Precios sin IVA.

## Dentaport Root ZX

Ref.: 886900

Localizador de ápices

1.395 €

Resultados muy concretos de las mediciones, independientes de los líquidos de irrigación o de la sangre que pudiera haber en el conducto radicular.

Visualización perfecta y exacta de las limas y su posición gracias al aparato con visualizador en colores.



### 10 cajas de limas

Comprando Dentaport Root ZX se incluyen sin cargo 10 cajas de limas MANI Dfinder (Valor regalo: 104 €)

Obtenga un sistema completo para su trabajo actualizando Dentaport Root ZX con el nuevo motor de endodoncia **Dentaport OTR Módulo**.

## Dentaport OTR Módulo

Ref.: 6907

2.395 €

Pieza de mano con un peso de solo **90 g**.

Sistema OTR (Optimum Torque Reverse) que evita que la lima quede atascada y se fracture.

3 velocidades: 100, 300 y 500 RPM.

Se controla desde el modulo Dentaport Root ZX.



# TriAuto ZX2+

Ref.: 6961

**NUEVO motor de endodencia inalámbrico con localizador de ápices integrado.**

Para profesionales ambidiestros, con un peso de tan solo 140 g.

**2.750 €**

  
**MORITA**

**Funciones únicas OGP (Glide Path) y OTR (Twist Motion), patentadas por Morita. Resultados absolutamente fiables y seguros en todo momento.**

- Función OGP
- Función OTR
- Auto Start/ Stop.
- Forward and Reverse Rotation.
- Optimal Apical Stop.
- Auto Torque Slow-down.
- Auto Torque Reverse.
- Auto Apical Slow Down.
- Auto Apical Stop.
- Auto Apical Reverse.
- Apical Torque Down.



**12 cajas de limas**

Comprando Tri Auto ZX2+ se incluyen sin cargo 6 cajas de limas MANI Super Files MGP kit 25 mm y 6 cajas de limas Jizai kit 25 mm (Valor regalo: 258 €)



Nuevo diseño



Puede conectarse con el motor de endodoncia TriAuto Mini Plus mediante conexión USB.



## Root ZX Mini

Ref. 6951150

### Localizador de ápices

Compacto, ligero y con un diseño innovador. Con una precisión absoluta, sin necesidad de ajuste a cero, con calibración automática y un gran display a color, permite una localización de ápice precisa.

895 €



### 7 cajas de limas

Comprando Root ZX Mini se incluyen sin cargo 7 cajas de limas MANI Dfinder (Valor regalo: 72 €)

## Pieza de mano con un peso de solo 80 g.

Adaptable para personas diestras y zurdas.



Puede conectarse con el localizador de ápice Root ZX Mini mediante conexión USB.

## Tri Auto Mini Plus

Ref.: 06970

### Motor de endodoncia inalámbrico de rotación continua

6 memorias de trabajo y velocidad programable de 50 a 1000 rpm. / 9 valores de torque (hasta 3,9 Ncm). / Funciones innovadoras de Auto torque reverse y Auto torque slow-down.

1.650 €



### 8 cajas de limas

Comprando Tri Auto Mini Plus se incluyen sin cargo 4 cajas de limas MANI Super Files MGP kit 25 y 4 cajas de limas Jizai kit 25 mm (Valor regalo: 172 €)

## TwinPower

Turbinas con sistema de doble rotor.

Retroaspiración nula.

- Rodamientos cerámicos.
- 370.000 rpm.
- Turbinas con luz (25.000 lux)
- Triple spray.
- Parada inmediata.
- Cabezas normal y mini.



20W | Consultar conexión

### TwinPower Ultra E PAR-4HUEX-O

Ref.: 2541

850 €



Con luz



18W | Consultar conexión

### TwinPower Ultra M PAR-4HUMX-O

Ref.: 2540

1.233 €



Diseño ergonómico  
Tamaño reducido  
Peso mínimo

Velocidad de giro  
máx. 42.000 rpm

### Contra ángulo con luz TorqTech CA-DC-O 1:1

Ref.: 2440

Indicado para preparación,  
profilaxis y endodencia.



1.437 €



# Veraview 3D X800

Panorámico y 3D todo en uno  
Cefalostato opcional.  
Tecnología japonesa Morita.



11 FOV (volúmenes diferentes)  
desde  $\varnothing$  40 x H 40 mm hasta  $\varnothing$   
150 x H 140 mm.

Reducción de artefactos con  
tecnología patentada de Morita.

Programa exclusivo modo  
Endo con alta resolución y  
diagnóstico preciso.

Panorámicas para adultos y  
niños con baja radiación.

Programas para ATM, Senos, y  
posible segmentación vertical y  
horizontal.

Control de Kv y mA automático.

#### Incluye:

- Instalación y transporte.
- Ordenador y pantalla "monitor medico".
- Formación y soporte.
- 3 años de garantía.

**Consulte las condiciones**

# Veraview IC5 HD



Panorámico de alta resolución  
Tecnología japonesa Morita  
Excelencia en radiología



Panorámicas para adultos y niños, baja radiación.  
Exposición de 5,5 segundos.  
Programas para ATM.  
Control de Kv y mA automático.

**Incluye:**

- Instalación y transporte.
- Ordenador y pantalla "all in one".
- Formación y soporte.
- 3 años de garantía.

[Consulte las condiciones](#)



Accede a todas las  
ofertas Especiales  
Expodental 2024  
desde tu móvil

[www.incotrading.net/mejores-productos](http://www.incotrading.net/mejores-productos)



Léenos en “Tecnología para  
la salud” nuestro magazine  
con novedades y artículos  
pensados para tí.

[www.tecnologiaparalasalud.com](http://www.tecnologiaparalasalud.com)

**incotrading**

Tecnología para la salud

**Incotrading, S.A.**

Camino de Hormigueras 119-121  
Polígono Industrial de Vallecas  
28031 MADRID (España)

[www.incotrading.net](http://www.incotrading.net)

T. (+34) **913 807 490**

[incotrading@incotrading.net](mailto:incotrading@incotrading.net)



**incoSAT**

Servicio técnico

**Incosat Medical S.L.**

Torre de Don Miguel 11  
Polígono Industrial de Vallecas  
28031 MADRID (España)

[www.incosat.net](http://www.incosat.net)

T. (+34) **913 807 490**

[incosat@incotrading.net](mailto:incosat@incotrading.net)

**Mejores Productos 68 - ESPECIAL EXPODENTAL 2024** | Promoción válida hasta el 30 de abril de 2024.

Los precios de los artículos NO INCLUYEN IVA. Precios válidos salvo error tipográfico. / Promociones no acumulables / Precios y especificaciones modificables sin previo aviso. / Gastos de envío no incluidos. / En función de sus características, el equipo puede no resultar idéntico al de la fotografía. ©2024 - Incotrading S.A.