

ALTA CALIDAD DE IMAGEN. FLUJO DE TRABAJO SENCILLO.

Dé el salto a la tecnología digital con el sistema ideal para el sillón de tratamiento.

El sistema de placa radiográfica CS 7200, diseñado para ofrecer la máxima sencillez, permite exponer, explorar y visualizar. Las imágenes se abren en la pantalla del ordenador y la placa se borra automáticamente cuando ha terminado. Capture imágenes, explore las placas y revise las imágenes, todo desde el sillón de tratamiento.

El CS 7200 produce una excepcional calidad de imagen (19 pI/mm) e incluye herramientas avanzadas de procesamiento de imágenes que optimizan el contraste. Los filtros previamente programados de CS Adapt le permiten mejorar las imágenes según sus necesidades de diagnóstico. Los algoritmos avanzados generan imágenes con detalles clínicamente relevantes que son más visibles y útiles en el proceso de diagnóstico.



**FLUJO DE TRABAJO SENCILLO
SIMILAR A LA PELÍCULA**
Disfrute de una corta curva de aprendizaje y una integración sin problemas en su trabajo diario gracias a un flujo de trabajo familiar.

**PROCESAMIENTO DE IMÁGENES
INTUITIVO**
Produzca imágenes perfectamente contrastadas que ayudan a informar al paciente y facilitan la comunicación con las agencias de seguros.

DISEÑADO PARA ADAPTARSE A SU ESPACIO DE TRABAJO Y PRESUPUESTO

Con su precio asequible, alta fiabilidad y bajo coste de mantenimiento, el CS 7200 es una solución rentable para cualquier consulta. Al ser un sistema digital, puede eliminar inmediatamente sus costes de película y productos químicos. Las placas se pueden reutilizar cientos de veces y las sustituciones (en el momento necesario) tienen un precio razonable. Su diseño de dimensiones reducidas y la exploración silenciosa lo hacen ideal para su uso junto al sillón de tratamiento.

MAYOR COMODIDAD PARA EL PACIENTE

Aumente la comodidad de sus pacientes con un silencioso proceso de exploración y placas delgadas y flexibles que son fáciles de colocar.

RADIOLOGÍA SIN COMPLICACIONES

Adquiera imágenes directamente en el software de adquisición de imágenes y reutilice las placas cientos de veces.

PRESENTACIÓN DE CASOS MÁS CONVINCENTE

Utilice CS Adapt y el software de adquisición de imágenes para mejorar las imágenes y facilitar la comprensión de los planes de tratamiento a los pacientes.

COBERTURA PARA INDICACIONES INTRAORALES DIARIAS



Acomode a sus pacientes con placas para exámenes pediátricos, periapicales y de aleta de mordida en tres tamaños: 0, 1 y 2.

CONECTIVIDAD SENCILLA

Se conecta fácilmente a través de USB.

DISEÑO DE REDUCIDAS DIMENSIONES

Disfrute de un sistema que maximiza su espacio de trabajo.



CS 7200

© Carestream Health, 2017. 15445_ES-ES DE CS 7200 SS 0417

carestreamdental.es

0800 4567 7654