

MÁS VALOR A TU PROFESIÓN.

- Potencia: hasta 16W de potencia máxima
- Tissue Optimized Pulsing: potencia modular para todo tipo de tejido blando
- 3 cursos: asistido, rápido, avanzado
- Mayor seguridad con LAP: Laser Assisted Protocol
- Intuitivo: rápida selección de tratamientos, a través de una sencilla iconografía
- Ergonómico: amplio Display Touch
- Portátil: trabaja sin cables, con pedal Wireless
- Recargable: en 1 minuto, gracias al sistema patentado
- SuperCap Tip auto-clavable: máxima higiene y costes reducidos
- de gestión Elegante: design italiano, de innovación y compacto

PROFESIONAL, PARA PROFESIONALES.



Óptima performance, apta a todo tipo de intervención, a través de tres modos de uso:

- **Laser Assisted Protocol: un verdadero tutor, capaz de escanear, step by step, todas las acciones necesarias al éxito del tratamiento. El interfaz sugiere potencia, tiempos de aplicación y tips específicos.**
- **Quick mode:** una serie de programas pre-definidos permiten el rápido uso y una comprensión inmediata de las acciones a realizar. Es la modalidad pensada para agilizar y simplificar el uso del láser en los tratamientos diarios más comunes.
- **Advanced mode:** para cada tratamiento está disponible una gama más amplia y específica de campos de aplicación. Dicho modo permite la personalización de cualquier parámetro relativo a la emisión láser.

LA EVOLUCIÓN ES SAPER MÁS.

No tenéis experiencia en el uso de la tecnología láser y queréis dar los primeros pasos? Queréis consolidar vuestros conocimientos ahondando en el uso del láser en área específicas de la odontología? Doctor Smile, en colaboración con Master Class Academy, ofrece 3 tipos de diferentes niveles, dirigidos por "láser tutor" profesionales, compuestos por una parte teórico-teórica y una parte práctica, a través de tratamientos de diferentes casos clínicos. Toda la información, el curriculum de vuestros tutores y las áreas de los cursos impartidos se encuentran disponibles en masterclassacademy.it



Made in Italy

Wiser – Laserevolution es un producto médico certificado CE integralmente producido en Italia.

Modelo	Doctor Smile Wiser
Código	LA8D0 001.3
Longitud onda	980 nm
Potencia pico	16 W
Modo de impulso	Continuo, pulsado, super-pulsado
Frecuencia	Hasta 25 kHz
Tamaño (LxHxP)	161x208x176 mm
Peso	1,85 kg
Clase médica/Láser	II B / 4



0476

Todos los dispositivos láser LAMBDA S.p.A. con certificación CE en el respeto de las directivas EEC para dispositivos médicos: ECC Directiva 93/42

AMDP7A

Distribuidor



MÁS INFORMACIÓN
wiserlaser.com • doctor-smile.com • info@doctor-smile.com



wiser

LASEREVOLUTION



DOCTOR SMILE
ES UNA MARCA DE
LAMBDA SPA
Via dell'Impresa, 1
36040 BRENDOLA (VI) Italy
T +39 0444.349165
F +39 0444.349954
info@lambdaspa.com
lambdaspa.com

wiser

doctor smile[®]
dental laser

doctor smile[®]
dental laser



DENTISTAS Y PACIENTES, EN **SINTONÍA**, OTRA VEZ.

Teniendo Wiser cerca, ir al dentista ya no será una tragedia. Su calidad más importante, de hecho, es la **simpatía**. Gracias a ello, el paciente se siente más seguro, tranquilo y la intervención va de maravilla, sin complicaciones. Wiser es rápido, exacto y incansable: como el mejor de los asistentes. Paciente entrante? Quédate tranquilo. Wiser se encarga.

El secreto está en la tecnología: Wiser es un láser quirúrgico desarrollado para realizar, ahora más que antes, **tratamientos de endodoncia, periodoncia, cirugía de los tejidos blandos, bio-estimulación y blanqueamiento**.



periodoncia



bio-estimulación



cirugía



blanqueamiento



terapia



endodoncia

LA REVOLUCIÓN ES AHORA.

HA LLEGADO EL MOMENTO DE CREER EN UN NUEVO **DIODO**.

Tratamientos más rápidos, tiempos de recuperación más cortos, intervenciones exangües, menos anestésicos, menos dolor: en la clínica dental perfecta, hay que prometer todo esto. Con el diodo láser Wiser, hoy es posible mantener todas estas promesas, revolucionando en concreto la calidad de la cura, empezando por la persona.

wiser



Respeto a las técnicas tradicionales, los beneficios de Wiser no pasan desapercibidos. Wiser es tan tolerable que **elimina la necesidad de uso de anestésicos** en la mayoría de intervenciones. Pensad en los niños y en los pacientes más complicados: una verdadera revolución.

Su cirugía con hemostasis os permitirá evitar la aplicación de hilos de sutura, asegurando al paciente el máximo resultado, sin riesgos ni molestias post-operatorias. Vuestros pacientes serán satisfechos de las prestaciones recibidas, más colaborativos y serenos. Wiser les ayudará a vivir la visita odontológica de una forma nueva, agradable, sin miedo y en el mayor confort posible. La revolución se hará sin que te des cuenta.