

B Benmayor *Clinica*

OFERTAS hasta
5 de Enero
de 2026

**Conoce nuestra gama de
escáneres intraorales**



Escáner Intraoral Medit i900 Mobility

Verdadera movilidad en odontología digital

Ref. MIT001920



Escáner Intraoral Helios 500

La digitalización más accesible que nunca

Ref. MIT005500



Escáner Intraoral Technoflux

Precisión y agilidad para tu flujo digital con una
inversión mínima

Ref. MIT005100



Escáner intraoral

Medit i900 Mobility

NUEVO

MIT001920

Libertad total para escanear donde quieras

Equilibrado y ergonómico, minimiza la fatiga en el uso prolongado. Además, su software interno está optimizado para permitir un flujo de trabajo sin fricciones, con escaneo, visualización y envío de casos sincronizados y accesibles desde múltiples dispositivos.

Escaneado avanzado, intuitivo y realista

- Imágenes de 10 bits (3.ª generación) para reproducción ultrarrealista y texturas con mayor profundidad de color
- Campo de escaneo amplio y profundo
- Escaneo preciso de metales y modo Glossy para visualización en 3D brillante y sin distorsiones
- Cámaras ópticas duales que aseguran escaneados nítidos y rápidos
- Conectividad de última generación
- Con Wi-Fi 6E para una transmisión de datos rápida y estable



Compatibilidad total con tu flujo de trabajo

Trabaja desde el dispositivo que prefieras: iPad, PC o navegador web, y usa la app nativa Medit Link Express para iPad, que permite empezar a escanear de inmediato sin instalaciones complejas ni interrupciones.



Diseño pensado para la clínica del futuro

Equilibrado y ergonómico, minimiza la fatiga en el uso prolongado. Además, su software interno está optimizado para permitir un flujo de trabajo sin fricciones, con escaneo, visualización y envío de casos sincronizados y accesibles desde múltiples dispositivos.



No es magia, es tecnología.

Los escáneres intraorales MEDIT hacen del escaneo dental un juego de niños.



Medit i900

MIT001900

La solución definitiva - All in One.

El nuevo Medit i900 proporciona una mejor experiencia de escaneo gracias a su motor óptico de 3ra generación y acompañado de un portátil de alta gama con conexión Plug & Scan.



Medit i900 *classic*

MIT001915

Con botón físico para simplificar el escaneo.

Versión clásica con botón para una experiencia simplificada y accesible.



Medit i700

MIT001240

Toda la potencia en tus manos.



Modo control remoto

Para facilitar la visualización



LED UV-C

La limpieza y la desinfección más eficiente



Medit i700

Inalámbrico

MIT001700

La mejor eficiencia, ahora sin cables.

Nunca restar había sumado tanto.

A todas las ventajas que tiene el modelo i700 se le añade una mayor movilidad gracias a la funcionalidad Wireless, sin cables.

Cable Power Delivery para MEDIT i700/i600 2m

MIT001280




Puntas para escáner Medit i700W/1700/1600 4u.

Punta Estándar

MIT001256

Punta Pequeña

MIT001257



OFERTA

Super Pack Digital

Promoción con unidades limitadas.
Hasta fin de existencias.



6.490€

Precio
recomendado: ~~8.570€~~

Escáner Helios 500 **NUEVO**
+ Phrozen Lumii
+ Kit Lavado y Curado
+ Instalación y formación en remoto

Pide más información en
dental@benmayor.com

Impresora 3D de resina

Phrozen LUMII DLP 3D

FUN000066

Alta precisión 2K DLP

para resultados impecables.

Phrozen DS Slicer

para preparación automática
de archivos

Parámetros preconfigurados

garantizando precisión sin
ajustes manuales.

Sistema de calefacción

para impresiones consistentes
en cualquier temperatura.

Dos placas de impresión

para adaptarse a distintas
necesidades, ya sea rapidez
o volumen.



Fácilmente integrado
con el entorno:
Medit Link



Precio Lumii: 2.600€



NUEVO

Escáner Intraoral

HELIOS 500

MIT005500

Con la mejor relación calidad-precio del mercado, ofrece un alto rendimiento con precisión y velocidad.

Su calibración automática libera tus manos, y su diseño compacto proporciona una experiencia más cómoda, incluso para pacientes con dientes sensibles y edéntulos.

Precio escáner Helios 500: 4.900€

Kit de Lavado y curado

Centrifugadora de vórtice imantado y Lámpara de curado

FUN000070

Set inicial de lavado y curado de gran capacidad.

- Ideal para modelos grandes: estación de lavado + estación de curado
- Sin riesgo de dañar el modelo
- Estación de lavado con una capacidad de 8 L
- Estación de curado para secado y curado



Precio Kit de lavado y curado: 340€

Escáner intraoral

Technoflux

MIT005100

3.800€

NUEVO

Precisión y agilidad para tu flujo digital

El escáner ideal para digitalizar desde las primeras visitas. Ligero, rápido y fácil de usar, perfecto para iniciarse en el flujo digital con una inversión mínima.

Descubre como funciona en nuestra web

Rápido

Escanea una arcada completa en solo 30 segundos, optimizando el flujo de trabajo clínico y mejorando la experiencia del paciente desde el primer segundo.

Ligero

Con solo 180 gramos de peso, este escáner es tan ligero que olvidarás que lo tienes en la mano.

Preciso

Con una precisión de hasta 10 micras, este escáner intraoral captura cada detalle con exactitud milimétrica, ideal para trabajos protésicos de alta exigencia.


Campo de visión extraordinario

Con dos tamaños de puntas intercambiables, un campo de visión de 18 mm de profundidad y captura fluida a 30 fps, este escáner ofrece precisión y versatilidad incluso en las zonas más difíciles de acceso.



Dos tamaños diferentes de puntas

Dos tipos de puntas de escaneo, estándar y mini, para satisfacer diversos escenarios de escaneo.



Buldier Function

Diseño y preparado de modelos zocalados listos para imprimir.



Tiempo de escaneo por arcada	30 segundos
Precisión del escaneo	10 µm
Tamaño de la cámara	220 x 36 x 34mm
Peso	180 gramos
Tamaño de las puntas	Estándar: 20 mm x 17 mm Mini: 17 mm x 14,5 mm
Profundidad de campo	0-18 mm
Fuente de luz	LED
Tamaño de la ventana	17mm x 15mm
FPS	30



ZILFOR
Carrito ASTRO
Electrificado
con cajón

421⁰⁰€

Ref. MGC000715

Carro de tres estantes electrificado con 3 tomas y cajón, ideal para escáner intraoral con portátil.

- Regleta trasera retráctil con tres conexiones
- Medidas: 400 x 400 x 780 cm.
- Peso: 29 kg.



ZILFOR
Carrito ATLAS
para escáner
intraoral

749⁰⁰€

Ref. MGC000705

Carrito preparado para escáner Intraoral apto para colocar cualquier tipo de equipo con zócalo deslizante y estante para facilitar su funcionalidad.

- Medidas: 565 x 470 x 1270 cm.
- Peso: 37 kg.



ZILFOR
Carro adaptable para escáner intraoral

1200 €

Ref. MGC000710

Carro para escáner intraoral y ordenador portátil completamente ajustable que ofrece una experiencia de escaneo de la más alta calidad. Monitor no incluido.

Cuenta con una altura ajustable y puede ser utilizado cómodamente incluso al realizar escaneos de pie. Asimismo, la pantalla puede ser ajustada en altura e inclinación para garantizar una visualización clara de la imagen en todo momento.

Contiene compartimento para portátil extraíble, compartimento cerrado para cableado y accesorio y preparado para anclar soporte del escáner.

- Medidas: 24 x 50,5 x 33,5 cm.
- Peso: 25,6kg.
- Altura del carro: Desde 80 a 113,5 cm (+altura del monitor)



Estación de escaneo
IOS Cart Touch **B** Technoflux **MEDIT**

Ref. MGC000711

La nueva estación de escaneo Technoflux está meticulosamente diseñada para integrarse sin problemas en el entorno de cualquier clínica dental. Sus seis ruedas y asa integrada garantizan una movilidad sin esfuerzo, permitiendo una fácil navegación por el espacio de trabajo.

Disfruta de las prestaciones y la potencia de un ordenador de última generación dentro de tu IOS Cart Touch, con pantalla táctil y teclado integrado.

IOS Cart Touch de Technoflux permite a los pacientes visualizar y comprender mejor el proceso de su diagnóstico y tratamiento

RAM	32,00GB
Procesador	12th Gen Intel(R) Core (TM) i7-12700H 2.30 GHz
Sistema	Windows 11 Pro (64 bits)
Gráfica	NVIDIA GeForce RTX 4060
Almacenamiento	1TB PCIE G4 SSD

Consúltanos para la oferta especial con Medit i700W

Unidad dental **NUEVO**

V1

B Technoflux

El sillón dental Technoflux V1 ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo, comodidad para el paciente y facilidad de uso para el equipo odontológico.

Su configuración estándar incluye todos los elementos esenciales para una clínica dental completa y moderna.

Disponible en color negro.

Lámpara LED con sensor táctil

Control desde panel o sensor directo, y distintos tonos de luz para optimizar la visibilidad clínica. Regulable en intensidad de 7.500 a 90.000 lux. Incluye luz composave

Comodidad y funcionalidad para el paciente:

- Sillón con tapicería ergonómica y reposacabezas doble articulado.
- Sistema de motor T-Motion para movimientos suaves y posiciones memorizables.
- Escupidera cerámica movable 90° para mayor comodidad.
- Sistema de agua destilada y desinfección con calentador integrado.

Elemento auxiliar completo con:

Jeringa triple.
Dos mangueras para aspiración central húmeda con válvula de selección.

Elemento odontólogo estándar con 5 instrumentos

Jeringa triple con conexión a manguera.
Ultrasonidos con luz Led
Tres salidas neumáticas (2 turbinas y micromotor)

Pedal tipo joystick con memorias integradas, que permite un control suave, preciso y cómodo de todos los movimientos

Precio PVP:

~~6.000€~~

Precio Oferta
Lanzamiento:

5.500€

Aspiración húmeda LN30+ / LN60+

LexNova

DESDE
1.500 €

NUEVO

Tecnología de autocontrol: separación por succión de alta eficiencia.

Control de conversión de frecuencia, monitoreo y control en tiempo real del motor y el ventilador, alta eficiencia y ahorro de energía.

Diseño externo de cojinetes, para un funcionamiento más confiable y seguro.

Piezas de aleación de aluminio de alta precisión, tratamiento antioxidante de la cavidad interna, fuerte resistencia a la corrosión.

Diseño estructural integrado, diseño compacto, no ocupa espacio.



Separación de agua residual de alta eficiencia



Detección de unidad dental, arranque y parada automáticos



Sistema de arranque y parada automáticos: reactivo al arranque y parada de las unidades dentales



Proceso de separación aire/agua en dos etapas, cuidado extra para la seguridad



Motores dobles para bomba de vacío y drenaje.



Bajo nivel de ruido

	LN 30+ LE0750100	LN 60+ LE0750200
Lugar de trabajo aplicable	1	2 - 3
Potencia de entrada (v)	220	220
Potencia nominal (W)	550	1.000
Corriente máxima (A)	7	9.5
Presión negativa	-15 ~25	-15 ~25
Flujo de gas máximo (/min)	1.200	1.500
Conversión de frecuencia	Sí	Sí
Ruido (dB(A))	68	68
Peso (Kg)	33	35
Dimensiones (mm)	455 x 365 x 603	455 x 365 x 603
Precio	1.500€	1.970€

Separador de amalgama Technoflux

B Technoflux

Ref. APC000850

OFERTA
300 €

NUEVO

Separador de amalgama diseñado para ofrecer la máxima eficiencia en la retención de residuos de amalgama, protegiendo tanto el sistema de aspiración de la clínica como el medio ambiente.

- Dimensiones aproximadas: 21–25 cm de largo x 8–10 cm de diámetro.
- Cumplimiento con la normativa medioambiental vigente.
- Prolongación de la vida útil del sistema de aspiración.
- Instalación sencilla y rápida.
- Seguridad para el personal durante la manipulación.



Autoclaves LexNova

EGO 17L / EGO 23L

LexNova

NUEVO

DESDE
2.630 €

Infusión de vapor. La exclusiva solución difusora de vapor garantiza un calentamiento uniforme dentro de la cámara de esterilización.

Sistema exclusivo de separación de aire y agua. El exclusivo sistema de separación de aire y agua mejora la eficiencia y la fiabilidad del sistema.

El sistema HAFC (circulación forzada de aire caliente) mejora significativamente la eficiencia de secado.



El sensor de presión puede tener una precisión de hasta 1 mbar, lo que monitorea la presión en tiempo real.



Con dispositivo automático de protección contra sobretensión para evitar accidentes causados por exceso de temperatura.



La doble protección contra sobrepresión garantiza la seguridad del proceso de esterilización.



La válvula de seguridad de diseño italiano liberará la presión automáticamente en caso de sobrepresión.



Tanque de agua limpia de gran tamaño

El tanque de agua limpia de 5 litros permite al usuario realizar 10 ciclos de esterilización. Sensor de calidad del agua incorporado.



Impresora

La impresora imprime automáticamente los datos de esterilización y su resultado al final de cada ciclo.



Descarga de aguas sucia

Tanto automática, con una salida posterior para su descarga, como manual: la pantalla le avisará cuando el depósito esté lleno para su descarga.

	EGO 17L LE0040100	EGO 23L LE0040200
DATOS TÉCNICOS		
Voltaje/Potencia	230V-2200W	230V-2200W
Tamaño de la cámara	17L	23L
Dimensiones externas	620x520x450mm	720x520x450mm
Peso neto	48 kg	55 kg
Precio	2.630€	2.850€



Compresor 50L Modelo DA7002D

B Technoflux

Ref. APC001100

PVP ~~1.650~~

OFERTA

1.515 €



Compresor ideal para equipos de uso ligero.

Con 50 litros de capacidad y dos cabezales de cuatro cilindros.

Es silencioso, de baja vibración y libre de aceite.



Compresor 30L Modelo DA7001D

B Technoflux

Ref. APC001000

PVP ~~1.200~~

OFERTA

1.040 €

Compresor con 30 litros de capacidad y un cabezal de dos cilindros, silencioso, de baja vibración y libre de aceite.



Compresor 22L Modelo DA5001 sin secador

B Technoflux

Ref. APC000900

PVP ~~575,00~~

OFERTA

495 €

Compresor con 22 litros de capacidad, altamente silencioso, de baja vibración y libre de aceite.

Dispone de un sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento y la tensión.

Sin secador.



Compresor 70L Modelo DA7003D

B Technoflux

Ref. APC001200

PVP ~~2.288~~

OFERTA

2.070 €

Compresor de 70 litros de capacidad, tres cabezales de seis cilindros y temporizador para retraso en arranque del tercer cabezal.

Silencioso, de baja vibración y libre de aceite.



Unidad Dental Portátil Modelo GU-P 206

Ref. APC000670

PVP ~~2.150~~

OFERTA

1.890 €



- Fácil de transportar. La maleta dispone de ruedas y asa extraíble, para mover la unidad libremente.
- Estructura compacta. Contiene bolsa para su almacenamiento y ahorrar espacio.
- Sistema de suministro de aire, sistema de suministro de agua, succión y drenaje.
- Fácil de instalar y operar. Contiene pedal.
- Motor de alta calidad con un rendimiento constante, caja sólida para garantizar anti-caída, tiempo de servicio supera las 20.000 horas.
- Sin ningún tipo de lubricación por aceite.

Motor de Endodoncia C-Smart I Pro

Ref. APAR00205

OFERTA
790 €

Con función
de autoreverse
protectora
de limas



NUEVO

Motor de endodoncia de última generación que combina tecnología avanzada con la máxima seguridad y precisión para los tratamientos de conductos.

Diseñado para ofrecer un rendimiento superior, integra localizador de ápice y un motor eléctrico suizo de alta calidad, garantizando resultados confiables en cada procedimiento.

El motor utiliza una pieza de mano con relación de reducción 16:1, lo que es estándar para la mayoría de las limas de endodoncia rotatorias.

Motor de Endodoncia C-SMART MINI AP+

Ref. APAR00684

OFERTA
699 €

NUEVO

Motor de endodoncia con movimiento recíproco sin escobillas y con localizador de ápices integrado, en un equipo compacto, ergonómico y altamente preciso.

Diseñado para optimizar los tratamientos de endodoncia, aporta comodidad, fiabilidad y eficiencia al profesional dental.



Motor de Endodoncia C-SMART NOVA

Ref. APAR00663

OFERTA
265 €

- Mini cabezal que facilita acceso a las zonas más difíciles.
- Pantalla LCD· Movimiento recíproco.
- Diseño ergonómico y ultraligero.
- Función de autocalibración.



Extractor de limas C-FR2

Ref. APAR00210

OFERTA
470 €



NUEVO

Sistema diseñado específicamente para facilitar la extracción de limas fracturadas en conductos radiculares de forma sencilla y segura.

Características principales:

- Diseño tipo lazo (lasso style), que permite capturar y retirar fragmentos de lima de forma más sencilla
- Punta resistente y segura, capaz de soportar tensiones durante la recuperación de instrumentos
- Diseño ergonómico para un manejo cómodo y preciso
- Incluye caja de desinfección estándar y 20 componentes de lazo (fáciles de instalar y utilizar)
- Componentes duraderos, diseñados para una alta resistencia y larga vida útil

Motor de Endodoncia C-SMART MINI AP

Ref. APAR00665

PVP ~~590,00~~
OFERTA
529 €

Solución 2 en 1. Motor de endodoncia y localizador de ápices todo en uno.

- Cabeza reducida con uso en múltiples ángulos.· Diseño ambidiestro.· Calibración automática.· Movimiento recíproco.



Localizador de ápices WOODPEX III PRO

Ref. APA000145

PVP ~~280,00~~
OFERTA
255 €

El localizador de ápices de Woodpex III "Pro" tiene una tecnología multi frecuencial para la localización y detección apical. Incluye una calibración automática. También permite medir la longitud de la endodoncia sin el secado del canal.



Micromotor de endodoncia ENDO-SMART

Ref. ROT000380

PVP ~~515,00~~
OFERTA
450 €

Este micromotor de endodoncia endo-Smart de Woodpecker, es inalámbrico, con un preciso rendimiento.

Dispone de una pantalla con visión angular para una mejor visión, ofrece 9 programas que facilitan el trabajo profesional, ajusta torque y la velocidad. La pieza es autoclavable a una temperatura de 120°.



Localizador de ápices Technoflux con Pantalla Táctil

Ref. APA000150

OFERTA
435 €

- Sistema con control de microprocesador, utilizado para determinar la longitud del canal de raíz.
- Cuando está abierto, la altura total es de 10 cm.
- Funciona con batería recargable li-ion, que tiene una autonomía de 3h.



Cortador de Guttapercha

Ref. APAR00683


OFERTA
69 €

NUEVO

El Cortador de Gutta permite un corte rápido y preciso de la gutapercha, optimizando el trabajo en endodoncia. Gracias a sus cuatro puntas de diferentes formas, se adapta perfectamente a cada canal radicular, asegurando un acabado limpio y eficiente.

Características técnicas:

- Contenido del kit: 1 pieza de mano, 1 cargador y 4 puntas de diferentes formas.
- Garantía de 1 año.



Kit para Stripping con Contra ángulo

Ref. APAR00685

OFERTA
390 €



NUEVO

El Kit de Stripping es una solución completa para el pulido y reducción interproximal en tratamientos ortodónticos, que mejora el contorno dental de forma cómoda y precisa.

Seguetas Contra ángulo Stripping

Ref. APAR00686 15 MICRAS 2U

Ref. APAR00687 25 MICRAS 2U

Ref. APAR00688 40 MICRAS 2U

Ref. APAR00689 60 MICRAS 2U

Ref. APAR00690 90 MICRAS 2U

OFERTA
9 €



Turbina Super torque con luz

B Technoflux

Acoplamiento SIRONA

Ref. ROT000680

Acoplamiento W&H

Ref. ROT000670

Acoplamiento Multiflex

Ref. ROT000690



PVP ~~314,74~~

OFERTA

299 €

Su rotación de 360° y su gran cabezal hacen su uso más fácil y cómodo, reduce notablemente la fatiga durante el tratamiento.

Dispone refrigeración de triple spray.

Presión de aire 0,25-0,27 MPa.

Estuche Technoflux II

B Technoflux

Ref. ROT000790

PVP ~~570,00~~

OFERTA
355 €

- Turbina Titan con botón
- Micromotor
- Contraángulo
- Pieza de mano



Turbina con luz Seis Sprays con acoplamiento Multiflex Lux **B** Technoflux

Ref. ROT000700

PVP ~~399,47~~

OFERTA
365 €

Su cabeza grande y a su rotación 360° hace más preciso y cómodo para el dentista, reduciendo notablemente la fatiga durante el tratamiento.



Turbina Technoflux TITAN 18W con botón de spray **B** Technoflux

Ref. ROT000695

PVP ~~187,00~~

OFERTA
168 €

CARACTERÍSTICAS:

- Cojinetes de bola.
- 310.000 rpm
- Función de Spray con tres vías
- Cambio de fresa por sistema de presión.
- Autoclavable



Contra angulo 1:1 spray interno

B Technoflux

Ref. ROT000720

PVP ~~305,00~~
OFERTA
295 €

CARACTERÍSTICAS:

- Velocidad máx. 25.000 r.p.m.
- Refrigeración Interna.
- Esterilizable.
- Termo des infectable.
- Con botón Cambia-Fresa.



Contra ángulo Manual SDT-Driver para implantes + 3 aplicadores

krafit

Ref. ROT000340

OFERTA
339,95 €

El contra ángulo manual de Technoflux para implantología dispone de 3 niveles y 3 mangos de torque de atornillador de 20N/cm, 35N/cm y sin límite, son más cómodos de utilizar que, el mango tradicional.



Contra ángulo especial cirugía

B Technoflux

Ref. ROT001560

PVP ~~195,00~~
OFERTA
149 €

Este contra-ángulo de Technoflux tiene un diseño especial que hace que su angulación mejore a las zonas más difíciles durante la cirugía. También está para hacer cirugía de implantes. Revestimiento resistente a los arañazos.

Características:

- Para cirugía e implantología.
- Angulación especial.
- Mejora el acceso a zonas difíciles.
- Spray externo.
- Revestimiento resistente a los arañazos.
- 1 unidad.



Contra angulo para Endodoncia Endo-E-Class SP-RE16 (16:1)

krafit

Ref. ROT000320

OFERTA
225 €

Este contraángulo sirve para equipos Endo-E-Class SP-RE16 (16:1)

CARACTERÍSTICAS:

- Peso 180gr.



Contra ángulo reductor 4:1

B Technoflux

Ref. ROT000750

PVP ~~215,79~~
OFERTA
205 €

CARACTERÍSTICAS:

- Velocidad máx. 10.000 r.p.m.
- Esterilizable a 135°C.
- Con botón Cambia-Fresa.
- Diseño ergonómico e higiénico.
- Transmisión 4:1.
- Sin spray.



Contra ángulo implantes 20:1

B Technoflux

Ref. ROT000570

PVP ~~857,33~~
OFERTA
699 €

Para cirugía dental, para implantología y reducción con botón para poder cambiar las fresas para fresas
Diam. 2,35
Uso en implantología.
Irrigación externa.
Velocidad mínima 30 rpm.
Velocidad máxima 2000 rpm.
Acero inoxidable.
Sistema de sellado doble.



Contra ángulo TITANIO 1:1 con luz

B Technoflux

Ref. ROT000610

PVP ~~359,9~~
OFERTA
340,95 €

Ofrece una fibra óptica y un spray interno. Con una revolución hasta 20.000 RPM.

CARACTERÍSTICAS:

- Contra ángulo con luz. CA 1:1.
- Titanio. 30% menos de peso que en acero.
- Botón cambio de fresas. Hasta 20.000 RPM.
- Fibra óptica.
- Spray interno.



Contra ángulo multiplicador 1:5

B Technoflux

Ref. ROT000640

PVP ~~579,43~~
OFERTA
450 €

CARACTERÍSTICAS:

- Velocidad máxima hasta: 200.000 RPM.
- Contra-ángulo multiplicador CA 1:5 .
- Con fibra óptica.
- Spray interno.



Contra ángulo multiplicador 1:5 con luz

Ref. ROT000630

PVP ~~798,6~~
OFERTA
490 €

CARACTERÍSTICAS:

- Contra-ángulo multiplicador.
- CA 1:5 Multiplicador.
- Con fibra óptica.
- Para implantología.
- Spray interno.
- Cómodo, práctico y eficiente.



Contra ángulo multiplicador 1:5

B

Technoflux

Ref. ROT000635

PVP ~~620,43~~
OFERTA
490 €

CARACTERÍSTICAS:

- Contra-ángulo multiplicador.
- CA 1:5 Multiplicador.
- Con fibra óptica.
- Para implantología.
- Spray interno.



Pieza de mano recta 1:1

B Technoflux

Ref. ROT000620

PVP ~~425,25~~
OFERTA
230 €

CARACTERÍSTICAS:

- Pieza de mano recta.
- Para cirugía e implantología.
- Spray interno.
- Transmisión: 1:1. Con baño de titanio.
- Esterilizable en autoclave.



Kit Boquillas para Engrase a Bote Aceite (No incluido)

B Technoflux

Ref. ROT000250

OFERTA
39 €

Kit para engrase de boquillas, perfectos para mantenimiento en nuestra clínica dental.

No incluye el bote de aceite.



Máquina Technoflux para Rotatorios Limpieza y Engrase (Tres piezas)

B Technoflux

Ref. EST000100

OFERTA
650 €

Esta máquina lubrica y limpia el material rotatorio.

Tiene tres modos de trabajo (S, L y E). Dispone de una capacidad de la zona de limpieza de 350mm, unas dimensiones de 282 x 300 x 370 mm y pesa 7.20kg.

Características:

- Cantidad de piezas de mano: 3 (1 Intra+ 2 M4)
- Modos de trabajo: 3 (S, L y E).
- Suministro de gas de trabajo: 0,3 - 0,6 MPA.
- Voltaje: 220 V / 50 Hz.
- Consumo de aire: 60 l/min.
- Peso: 7,2 Kg.
- Dimensiones externas: 282 x 300 x 370 mm.
- Capacidad de la zona de limpieza: 350 ml.



Maletín de reanimación

REF. APM000500

PVP 499,00€

OFERTA
449,95 €



REF. APM000510

SIN BOTELLA

OFERTA
290 €

- Contiene equipación necesaria para la reanimación del paciente en casos de emergencia respiratoria.
- Concebido para el usuario profesional con la formación adecuada para su correcta utilización.
- Los componentes se incluyen dentro de una maleta fabricada con material polietileno de doble capa con espacio y velcros para tener accesibilidad a las dos tapas.
- Fácil apertura.



Desfibrilador iPad CU-SP1 Semiautomático

Ref. APM000400

PVP 1490€

OFERTA
1.390 €

- Energía de salida: Adulto 150Joules, Pediátrico 50Joules (uso común)
- Tiempo de carga: menor de 8 segundos. Tiempo de carga después de finalizado CPR: al menos 8 segundos
- Análisis Paciente: Ritmos desfibrilables, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular
- Batería: Estándar DC 12 V 2.8 Ah, Lithium dióxido manganeso, capacidad mínimo 100 descargas (150J). Alta
- capacidad DC 12V 4.2Ah, Lithium dióxido manganeso, capacidad mínimo 200 descargas (150J)
- Vida útil: 5 años (Batería alta capacidad y en condiciones de temperatura de funcionamiento/standby y en modo
- Grabación de datos y transmisión: Puerto IrDA Transmisión sin cables de datos de eventos al PC - Tarjeta SD.



Lupas Bio Art

GEM0U0410

3,5X

OFERTA
36 €

Lentes con protección contra rayos UV e IV, de excelente transparencia y resistencia a abrasiones.

Lupa ligera, práctica y con excelente desempeño visual. Fabricada con resina CR-39, las lentes poseen protección contra rayos UV y IV, mayor resistencia contra abrasión y excelente transparencia.



GEM0U0400

2,5X

OFERTA
36 €

- Sujeción en la cabeza.
- Diámetro ajustable.
- Excelente campo visual.
- Con protección contra rayos UV y IV.
- Disponible en 2,5 aumentos o 3,5x aumentos.



Lámpara de blanqueamiento C-Bright Light

Ref. APAR00215

OFERTA
590 €**NUEVO**

Lámpara de blanqueamiento de última generación, diseñada para optimizar los tratamientos de blanqueamiento dental en clínica, con resultados rápidos, seguros y eficaces.

Su diseño moderno y funcionalidades avanzadas la convierten en la elección ideal para odontólogos que buscan ofrecer la mejor experiencia a sus pacientes.



Potencia de entrada	AC100-240V, 50/60Hz
Fuente de luz	6 LEDs de alta potencia
Longitud de onda	420 – 500 nm
Intensidad de luz	6 niveles, máximo > 1000 mW/cm ²
Temporizador ajustable	10 s, 30 s, 1 m, 2 m, 5 m, 8 m, 10 m, 15 m, 20 m, 30
Dimensiones (cm)	Base: 63 x 63 x 23 Brazo: 100 x 26 x 27
Peso	20 kg

Lámpara Blanqueamiento
Modelo BT COOL EASY

Ref. ESN003500

PVP ~~530,00~~
OFERTA
495 €

Está equipada con la última tecnología de luz LED azul, que proporciona un blanqueamiento más efectivo en la clínica dental.

Es una lámpara cómoda y de fácil manejo, no produce calor ni ruido.

El blanqueamiento es instantáneo gracias a la tecnología avanzada de la luz LED azul.

Lámpara Blanqueamiento
Modelo BT COOL PLUS

Ref. ESN003550

PVP ~~1.050~~
OFERTA
950 €

Fuente de luz LED: emite luz azul, potente pero sin generar mucho calor. Funcionamiento silencioso sin ventilador ruidoso.

Forma del arco: proporciona un alcance de blanqueamiento bucal casi completo.

Modos múltiples y ajuste fino: proporciona salidas variantes en tiempos personalizados, adecuados para la mayoría de materiales blanqueadores.

Lámpara de Polimerizar 3 en 1 Autofocus Honor

Ref. APAR00220

OFERTA
575 €

NUEVO

Lámpara de polimerización profesional de alto rendimiento, diseñada para ofrecer potencia, precisión y facilidad de uso en clínica dental.

- Intensidad de luz: hasta 3000 mW/cm²
- Longitud de onda: 385-515 nm
- Modos de trabajo: Standard / High / Soft Start / Pulse
- Display OLED
- Botón único de control
- Carga inalámbrica
- Memoria de modos de trabajo



Lámpara de Polimerizar 2 en 1 Swift

Ref. APAR00225

OFERTA
199 €

NUEVO

Lámpara de polimerización LED avanzada, diseñada para ofrecer máxima eficiencia y precisión en el curado dental.

- Potencia de luz: de 1000 a 3000 mW/cm²
- Longitud de onda: 385-515 nm
- Cabezal giratorio 360°
- Curado ultrarrápido en 1 segundo
- Control preciso de la intensidad de luz
- Batería de gran capacidad
- Fuente de luz reemplazable
- Diseño ergonómico



Lámpara LEDs para Fotopolimerizar X-CURE Woodpecker

Ref. APL000900

PVP ~~620,00~~
OFERTA
495 €

- Inalámbrica.
- LED de alta potencia 10w.
- Display. 3 modos de trabajo.
- Hasta 2500 mw.
- 385 - 515 nm.
- Modo check, detector de caries.



Lámpara Leds Fotopolimerizar O-LIGH

Ref. APL000950

PVP ~~155,00~~
OFERTA
129 €

La lámpara LED B de Woodpecker es una lámpara de fotocurado con tecnología LED. Sin cables.

La limpieza de la lámpara de fotopolimerización puede ser esterilizable en autoclave, bajo altas temperaturas y presión.



Lámpara LEDs para Fotopolimerizar Woodpecker MOD. LED-F 1.600Mw2

Ref. APL000500

OFERTA
199 €

- Batería de litio recargable
- Transforma la electricidad en luz.
- Longitud de onda: 420-480 nm.
- Potencia: 1000mW/cm².
- Peso 143gr.



Lámpara LED de fotopolimerizar DB686 NANO

Ref. APL000670

PVP ~~250,00~~
OFERTA
149 €

- Diseño ergonómico.
- Inalámbrico compacto y paquete de batería intercambiable.
- Puntas de LED ajustables.
- Punta LED que proporciona un excelente acceso intraoral.



Lámpara Leds Fotopolimerizar Technoflux DELI (Negro)

Ref. APL000800

PVP ~~118,00~~
OFERTA
99 €

Ref. APL000700

VERDE

Ref. APL000750

AZUL

Ref. APL000650

ROSA



La lámpara de fotocurado de Technoflux dispone de una potencia de 1200mw/cm² y un rango 420-480nm.

- Función auto apagado.
- Batería de litio de gran capacidad.
- Regulación tiempos: 5, 10, 15 y 20"
- Activación automática.
- Potencia de 5W 1200mw/cm².
- Luz color azul de longitud onda fija.
- Rango 420-480nm.



Motor de implantología C Sailor PRO

Technoflux

Ref. APAR00650

PVP ~~1.490~~**OFERTA****1.250 €**

Motor de implantología con pantalla táctil y selección gráfica.

- 125W de potencia, 40.000 rpm
- 8 Programas diferentes
- Torque de 55 N
- Maletín de transporte incluido
- Pedal y contra ángulo ROT000575 incluidos
- 5 Líneas de irrigación + accesorios de anclaje
- Con luz



Motor de implantología C Sailor PRO+


Technoflux

Ref. APAR00657

PVP ~~2.100~~**OFERTA****1.850 €**

Solución 2 en 1. Motor de implantología y cirugía con pantalla táctil y selección gráfica.

- Incluye maletín de transporte.
- Incluye pedal y 2 contra ángulos con luz, ROT000575 y ROT000635.
- 125w de potencia 40.000 rpm.
- Torque de 80 N. Luz led regulable.
- Volumen de agua ajustable en 5 niveles.
- 5 Líneas de irrigación + accesorios de anclaje.
- 8 programas para implantología.
- 12 programas para cirugía.
- Con luz led



Motor de implantología C Sailor S1

Technoflux

Ref. APAR00660

OFERTA**1.300 €**

El C-SAILOR S1 es un motor de implantes dentales de última generación, diseñado para ofrecer el máximo rendimiento en cirugías orales e implantología.

- Pantalla táctil de 7" personalizable
- Precisión quirúrgica hasta 40.000 rpm y 70 N-cm
- Irrigación integrada y regulable
- Micromotor sin escobillas y sin mantenimiento
- 8 programas quirúrgicos personalizable
- No incluye maletín
- Incluye pedal y contra ángulo



Motor de implantes PLUS LED

WOODPECKER

Ref. APAR00500

PVP ~~2.335~~**OFERTA****2.299 €**

El Motor de Implantología Planter cuenta con 8 programas memorizables, 6 niveles de flujo de agua de refrigeración y un micromotor sin escobillas potente de hasta 80 N.cm.

La pantalla LCD Color touch con superficie de vidrio hace el funcionamiento de la unidad de control fácil e intuitivo. la superficie de vidrio es fácil de limpiar y puede ser manipulada incluso con guantes húmedos.



Contra ángulo Dinamométrico + Kit de Llaves

Ref. APAR00680

OFERTA
590 €

Llave dinamométrica con juego de drivers incluido.

El kit se suministra con 16 drivers, compatibles con más de 30 sistemas de implantes. Además, su base está fabricada en aleación de aluminio de alta resistencia, asegurando durabilidad y estabilidad.



NUEVO

Contra ángulo Dinamométrico

Ref. APAR00681

OFERTA
450 €

Llave dinamométrica manual de alta precisión diseñada para el ajuste y la retirada de tornillos protésicos, pilares de cicatrización y tapas. Facilita el proceso implantológico, resultando más rápidos, seguros y predecibles.



NUEVO

Llave Carraca Dinamométrica + Kit de Llaves

Ref. APAR00682

OFERTA
325 €



NUEVO

Sistema avanzado de instrumental para implantología, diseñado para garantizar un control preciso del torque durante la colocación de prótesis sobre implantes dentales.

Gracias a su fabricación de alta calidad y a su compatibilidad con múltiples sistemas de implantes, es una herramienta versátil y esencial para clínicas dentales especializadas.

Características técnicas:

- Rango de torque: 15-70 N.cm
- Longitud: 10 cm
- Peso: 25 g
- Tipo de llave: Ø 7,5 +/- 0,10 mm

Pieza de mano KI-20 para Micromotor de Implantes SMT



Ref. PUL4P1695

CON LUZ

OFERTA
690 €

- Compatible con micromotores de implantes SMT.
- Contenido: 1 unidad

Ref. PUL4P1690

SIN LUZ

OFERTA
650 €



Contra Ángulo 20:1



Ref. APAR00600

~~PVP 720,00~~
OFERTA
650 €

- Adaptable a todo tipo de dispositivo de implantación.
- Velocidad de rotación: 15-2000 rpm



Contra ángulo Implantes LED 20:1



Ref. ROT000575

OFERTA
339 €

Este contrángulo implantes 20:1 de Technoflux con Luz LED funciona mediante un botón haciendo el cambio de fresas más fácil. Además, ofrece una irrigación externa.



Contra Ángulo Implantes 20:1



Ref. ROT000650

~~PVP 414,41~~
OFERTA
335 €

Este contrángulo implantes 20:1 de Technoflux dispone de un botón que facilita el uso, facilitando el cambio de fresas, ofrece una irrigación externa.



Triscaler Aeropulidor PT-MASTER

Ref. APAR00661

PVP 2.500,-
OFERTA
1.890 €

El PT-MÁSTER es un sistema de limpieza bucal profesional por chorro de agua y polvo abrasivo diseñado para tratamientos de higiene dental mínimamente invasivos, cómodos y altamente eficaces.

Indicaciones clínicas:

- Limpieza supra y subgingival
- Tratamientos de mantenimiento periodontal
- Eliminación de tinciones por café, tabaco, vino, etc.
- Higiene previa a tratamientos restauradores o blanqueamientos

Ventajas para tu clínica:

- Mayor comodidad para el paciente: sin ruido, sin vibraciones agresivas
- Control total mediante pedal y pantalla digital
- Posibilidad de templar el agua para mayor confort
- Limpieza más rápida y eficaz en una sola sesión

B Technoflux

NUEVO



Ultrasonido de sobremesa UDSL tipo EMS®

Ref. APU000200

PVP 400,00
OFERTA
380 €

Ultrasonidos UDSL de Woodpecker compatible con el sistema EMS®, cuenta con una pieza de mano tipo EMS® (autoclavable a 135°)

Ref. APU000210

CON LUZ LED

PVP 400,00
OFERTA
350 €



WOODPECKER

Ultrasonido de sobremesa UDSL tipo EMS®

Ref. APU000100

PVP 299,00
OFERTA
249 €

Control digital, facilita la operación y gracias al seguimiento de frecuencia automática asegura que la máquina siempre funcione a un ritmo constante, sin saltos de rango de frecuencia.



WOODPECKER

Ultrasonido de sobremesa UDSL-LED tipo EMS®

Ref. APU000310

PVP 575,00
OFERTA
499 €

Sistema de limpieza ultrasonidos con depósito independiente modelo UDSE de Woodpecker. Ideal para clínica, se trata de un escalador ultrasónico Independiente.

El ultrasonidos UDS-E incorpora un sistema que ofrece menos calor durante las operaciones haciendo más cómodo el trabajo tanto para profesional como paciente. Pieza de mano tipo EMS®, autoclave a 135° Depósito para dispensar líquidos o medicamentos de tratamiento. Incluye de serie las siguientes puntas (8 unidades):

- Para limpieza: 1 G1 + 1 G4 + 1 G5 + 1 G6
- Para periodoncia: 1 P1 + 1 P3 + 1 P5
- Para endodoncia: 1 E

Con luz LED



WOODPECKER

Pieza de mano Woodpecker

Ref. APU000400

Tipo DTE
OFERTA
139 €

Ref. APU000410

Tipo SATELEC®
OFERTA
145 €

- CARACTERÍSTICAS:
- Desmontable.
 - Esterilizable en autoclave.



WOODPECKER

Pieza de mano Woodpecker con Luz LED

Ref. APU000405

Tipo EMS
OFERTA
185 €

Ref. APU000415

Tipo SATELEC®
OFERTA
195 €







- CARACTERÍSTICAS:
- Con luz
 - Desmontable.
 - Esterilizable en autoclave.



WOODPECKER

Para higiene









Remover cálculos	Cálculos supragingivales pesados	Cálculos supragingivales e interdentales	Todo tipo de cálculos supragingivales	Cálculos de cuellos	Cálculos pesados
					
EMS G1 APU000500 SATELEC GD1 APU000700	EMS G2 APU000510 SATELEC GD2 APU000710	EMS G3 APU000520 SATELEC GD3 APU000720	EMS G4 APU000530 SATELEC GD4 APU000730	EMS G5 APU000532 SATELEC GD5 APU000732	EMS G6 APU000534 SATELEC GD6 APU000734
545€ PVP 14,90€	545€ PVP 14,90€	1065€ PVP 16,70€	1065€ PVP 16,70€	1605€ PVP 18,90€	1605€ PVP 18,90€

Para periodoncia






Para endodoncia



Cálculos subgingivales	Cálculos subgingivales y periodontitis	Cálculos subgingivales e interdentales	Limpieza canal	Canales de molar	Condensación lateral
					
EMS P1 APU000540 SATELEC PD1 APU000750	EMS P3 APU000550 SATELEC PD3 APU000760	EMS P4 APU000560 SATELEC PD4 APU000770	EMS E1 APU000570 SATELEC ED1 APU000780	EMS E2 APU000580 SATELEC ED2 APU000790	EMS E3 APU000590 SATELEC ED3 APU000800
1065€ PVP 16,70€	1605€ PVP 18,90€	1605€ PVP 18,90€	1605€ PVP 18,90€	1605€ PVP 18,90€	1605€ PVP 18,90€

Para preparación de cavidades



<ul style="list-style-type: none"> - Bola con punta diamantada - Preparación caras oclusales - Preparación de cuellos 		2110€ PVP 32€	<ul style="list-style-type: none"> - Media bola con punta de diamante. - Preparación caras interdental sin dañar dientes adyacentes 		2110€ PVP 32€	<ul style="list-style-type: none"> - Media bola a 45° izquierda con punta diamante - Para atacar caries sin dañar piezas adyacentes 		2110€ PVP 32€
EMS SB1 APU000650 SATELEC SBD1 APU000850			EMS SB2 APU000652 SATELEC SBD2 APU000852			EMS SB3 APU000654 SATELEC SBD3 APU000854		

Puntas compatibles SIRONA



Puntas compatibles ANDENT



GS1	GS2	PS1	PS3	A1	A2
					
APU000900 1065€ PVP 16,70€	APU000910 1065€ PVP 16,70€	APU000920 1605€ PVP 18,90€	APU000930 2110€ PVP 32€	APU000980 2455€ PVP 34€	APU000990 2455€ PVP 34€

Compatible Satelec

Compatible EMS

Puntas compatibles Kavo



P90	P90	GC1	GC2	GK1	GK2
					
APU000810 7910€ PVP 83€	APU000600 8785€ PVP 93€	APU000940 2555€ PVP 40€	APU000950 2555€ PVP 40€	APU000960 2455€ PVP 34€	APU000970 2455€ PVP 34€



ZILFOR
Carrito rodable
para clínica dental

229⁰⁰€

~~295€~~

Ref. MGC000100

- 3 estantes
- 3 tomas corriente
- Muy robusto
- Medidas: 49 x 37 x 77 (H) cm
- Superficie apoyo 40 x 30 cm
- Esmaltado en blanco



ZILFOR
Modulo rodable 5
cajones

975⁰⁰€

~~1.250€~~

Ref. MGM000900

- Diseño elegante.
- Materiales y acabados de alta calidad.



ZILFOR
Carrito móvil
3 cajones

495⁰⁰€

~~525€~~

Ref. MGC001000

- 3 cajones.
- Construido en acero esmaltado.
- Color blanco.



ZILFOR
Carrito móvil
tres estantes

290⁰⁰€

~~360€~~

Ref. MGC000200

- Construido en acero esmaltado.
- 2 tomas de corriente.
- Deslizamiento suave.



ZILFOR
Carrito móvil con
3 estantes y cajón

355⁰⁰€

~~395€~~

Ref. MGC000900

- Construido en acero esmaltado.
- Color blanco.
- Deslizamiento suave.



ZILFOR
Carrito móvil con
cuatro cajones

749⁰⁰€

~~815€~~

Ref. MGM000320

- En la parte superior lleva una encimera manual con asas de cerámica.
- Dispone de 4 cajones preparados para dental con compartimentos específicos.



ZILFOR
Módulo rodable
con encimera
estratificada

1599⁰⁰€

Ref. MGM000950

- Encimera estratificada.
- Color blanco.
- Deslizamiento suave.



ZILFOR
Carrito móvil
seis cajones
con ruedas

950⁰⁰€

~~995€~~

Ref. MGM000400

- Tres baldas de vidrio
- Construido en acero esmaltado
- Color blanco.



**Silla Jumper
Inclinación**

450⁰⁰€

Ref. MGT000310

Color AZUL (K189)

Ref. MGT000320

Color NEGRO (K05)



**Silla Amazone
Inclinación**

450⁰⁰€

Ref. MGT000210

Color AZUL (K189)

Ref. MGT000220

Color NEGRO (K05)



**Silla Amazone
Balanceo**

595⁰⁰€

Ref. MGT000250

Color NEGRO (K05)

· Balanceo en tres dimensiones.



**ZILFOR
Carrito móvil
de cuatro estantes**

395⁵⁰€

~~425€~~

Ref. MGC000800

Carrito de color blanco, de acero esmaltado en color blanco.



**ZILFOR
Carrito rodable
4 cajones**

799⁰⁰€

Ref. MGM000300

· Deslizamiento suave.
· Medidas del carrito: 50 x 48 x 80 (H) cm



**ZILFOR
Carrito móvil dos
estantes de vidrio**

545⁰⁰€

~~583€~~

Ref. MGC000500

· Dos baldas de vidrio
· Construido en acero esmaltado.
· Color blanco.



Conjunto mobiliario de 4 módulos

Ref. MGM000600

PVP ~~2390~~
OFERTA
1.995 €

LAVABO
DERECHA

Ref. MGM000500

PVP ~~2390~~
OFERTA
1.995 €

LAVABO
IZQUIERDA

- Estructura metálica color blanco con tiradores en color plata.
- Encimera con copete integrado y lavabo encastrado en encimera.
- Zócalo inferior en toda la composición.
- Medidas: 82,5 x 52 x 208 cm



ZILFOR

Selladora BIO STAMP CE

Ref. ESN002120

PVP 320,00
OFERTA
295 €

Por medio de la personalización de los embalajes en diferentes tamaños, la selladora BioStamp proporciona economía de papel y un mejor aprovechamiento de espacio en la autoclave.

Posee resistencia blindada, accionamiento a través de palanca con traba y control automático de tiempo, sistema que garantiza el calentamiento uniforme, eficacia en la adherencia y evita la quemadura del papel.

Dimensiones:

- Alto 12cm,
- Ancho 46cm
- Fondo 30 cm.



bio-art

Cuba de ultrasonidos digital - 3L

B Technoflux

Ref. LIM0M9015

PVP 199,00
OFERTA
170 €

Limpieza eficiente de todo tipo de material, especialmente instrumental de joyería y dental. Dispone de opciones avanzadas y una válvula de drenaje para su perfecto vaciado, además de una función de desgasificado.



Cuba de ultrasonidos digital - 7,5L

B Technoflux

Ref. LIM0M9040

PVP 529,00
OFERTA
475 €

Cuba de limpieza con tres transductores de tipo industrial para la distribución uniforme de ondas ultrasónicas. Display en LED para programar 6 parámetros de tiempo y 3 de temperatura. Incluye tres resistencias de cerámica y una válvula de drenaje.



Ultrasonidos ESTMON Electronic Series con cesta



Equipo de limpieza ultrasónica equipado con la última tecnología y la garantía de fabricación ESTMON. Permite visualizar y controlar mediante el teclado táctil todos los parámetros necesarios para obtener una excelente limpieza ultrasónica.

Ref. LIM0E0220-C

OFERTA
389,60 €
2,2 LITROS

Ref. LIM0E0300-C

OFERTA
488,80 €
3 LITROS

Ref. LIM0E0450-C

OFERTA
587,25 €
4,5 LITROS

Ref. LIM0E0600-C

OFERTA
733,50 €
6 LITROS

Ref. LIM0E1500-C

OFERTA
1187,10 €
15 LITROS

Microarenadora para el chorreado de metales

Ref. MIT000900

PVP ~~149,00€~~
OFERTA
129 €

Boquilla y aguja eyectora de 138° para usar con metales. Indicado para la limpieza y piezas de micro fusión y acabados finales, además de todo tipo de tratamientos intraoral y extraoral donde se requiere la mayor precisión y ergonomía.



Ref. MIT000850

PVP ~~160,00~~
OFERTA
145 €

ACERO
INOXIDABLE



Máquina de vacío para adaptaciones termoplásticas

Ref. MIT000600

PVP ~~224,95~~
OFERTA
169 €

- Varios tipos de planchas.
- Varias funciones.
- Voltaje: 220 V / 50 Hz +10 %.
- Potencia: 1.000 W.
- Peso: 6 Kg.
- Medidas: 25 x 21 x 30 cm.



Vibradores de yeso



Ref. MIT000410

PVP ~~102,00~~
OFERTA
89 €

REDONDO
100W
Medidas:
Dímetro: 11,5 cm



Ref. MIT000420

PVP ~~175,00~~
OFERTA
151,99 €

MEDIANO
120W
Medidas:
20,5 x 15,5x10



Ref. MIT000415

PVP ~~205,85~~
OFERTA
180,79 €

GRANDE
160W
Medidas:
20,5 x 15,5x10



Calentador para 7 jeringas composite + bandeja de mantenimiento

Ref. ESI000040

PVP ~~285,00~~
OFERTA
249 €

Este calentador de jeringas de composite alcanza una temperatura entre 40°C-45°C y 50°C, es la temperatura ideal y recomendada para calentar este material.



Vibrador de cápsulas



Ref. APB000200

PVP ~~235,00~~
OFERTA
185 €

Diseñada para mezclar capsulas de amalgama, dispone de una pantalla LCD que permite ajustar la velocidad y el tiempo de vibración.

CARACTERÍSTICAS:

- Horquilla metálica adaptable a todo tipo de cápsulas del mercado.
- Rango de velocidad de 2.800 a 5.500 rpm.
- Pantalla LCD con Start, Stop y programación de 1 a 99"
- Seguro, preciso y silencioso.



Sensor Intraoral Captador Nanopix 1 **NUEVO**

Ref. APU007100



Tecnología que se siente y se ve

Sensor captador digital para la obtención de imágenes radiográficas intraorales de alta calidad, que mejora la eficiencia del diagnóstico dental y reduce significativamente el tiempo de trabajo en clínica.

Especificaciones técnicas

Tecnología	CMOS APS
Resolución teórica	25 lp/mm
Grosor del sensor	4,4 mm
Longitud del cable	3 metros
Área activa	20 x 30 mm
Dimensiones externas	25,4 x 36,8 mm
Alimentación	vía conexión USB
Tipo de adquisición	~3 segundos
Compatibilidad	Windows y la mayoría de softwares de imagenología dental



Precio
999 €

B Benmayor
Technoflux

Benmayor S.A.
C/Bach, 2-B Pol. Ind. Foinvasa
08110 Montcada i Reixac, Barcelona
dental@benmayor.com
T +34 935 724 163 / F +34 935 724 165

dental.benmayor.com

*¡Los productos
BENMAYOR ya están
disponibles en tu
DISTRIBUIDOR DE
CONFIANZA!*



David Paradelo - 657 434 895 - d.paradelo@benmayor.com
Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja,
Navarra, Castilla y León, Extremadura, Castilla La Mancha,
Madrid, Canarias y Portugal.

Alex Güiza - 605 523 908 - a.guiza@benmayor.com
Cataluña, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía,
Murcia.

Productos BENMAYOR disponibles en su distribuidor. OFERTA VÁLIDA HASTA el 5 de Enero de 2026 (o finalizar existencias). Los precios no incluyen IVA.
Precios válidos salvo error tipográfico y hasta fin de existencias. Las imágenes podrían diferir del producto real. Canarias: consulte portes.