

OFERTA ESPECIAL | Laboratorio

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026




MESTRA

Escáner Magic Eye

Diseñado para un uso dentro del sector dental.

Su software, potente e intuitivo, incorpora un moderno y extenso juego de comandos. Totalmente compatible e integrable con las aplicaciones de diseño dental 3D, lo que le confiere gran versatilidad.

- ✓ Sistema operativo: Win 10, 64 bit
- ✓ CPU: NTEL i5 - 9400H
- ✓ DDR: DDR4 2666 8 GB
- ✓ HDD: 2TB 256 MB 7200 Rpm
- ✓ Tarjeta gráfica: GEFORCE GTX 1050 Ti
- ✓ Puerto: USB 3.0



Accesorios incluidos:

- Soporte multi-muñón.
- 2 soportes base.
- Placa articuladores.
- Soporte encías.
- Soporte impresión.
- Fuente de alimentación.
- Soporte articulador.
- Soporte elevador.
- Spray escáner.
- Tabla de calibración.
- Soporte mordaza.

REF. 150100

SÚPER OFERTA
4.900 € + IVA

Software HypsoCAD

Licencia completa.
(Consultar otras opciones)

NUEVO



PACK
MAGIC EYE
+ HYPSONCAD

9.500 €
+ IVA



Sin restricciones.



Librerías siempre actualizadas.



Fácil de usar y soporte en tiempo real.


REF. 150110

SÚPER OFERTA
4.900 € + IVA

Horno microondas para circonio

- ✓ Tiempo total de sinterización máximo de tan solo 4 horas.
- ✓ Ahorro en mantenimiento (sin costosas resistencias de silicato de molibdeno).
- ✓ Consumo reducido (800 / 1100 W).
- ✓ Permite varios ciclos de producción en el mismo día.
- ✓ Display intuitivo y de fácil programación.
- ✓ Prácticamente no desprende calor.

El horno se suministra con todos los accesorios necesarios para una puesta en marcha inmediata.



NUEVO

REF. 080114

SÚPER OFERTA
6.500 € + IVA

Unidad de anodizado

Permite procesar elementos dentales de titanio de forma rápida, sencilla y económica. Resultados comparables a productos pertenecientes a una categoría muy superior.


- ✓ Resistencia a la corrosión.
- ✓ Resistencia al desgaste.
- ✓ Mejor adherencia y acabado superficial.
- ✓ Menor liberación de iones metálicos.
- ✓ Funciona con una solución de agua (60 ml) y bicarbonato sódico (20 g).

APARIENCIA:

La capa anódica puede ser coloreada con diferentes tonalidades. Esta ventaja es especialmente interesante cuando el elemento anodizado sirva de soporte de un material translúcido como el circonio o para las barras sobre implantes.

Según sea el voltaje, se conseguirán diferentes tonalidades. Por ejemplo, a 60 V se obtiene una tonalidad dorada y a 75 V la tonalidad rosa.

El proceso de coloración dura apenas 5 segundos.



NUEVO

Vídeo explicativo



REF. 100295

-22% pvp-767-€
598 € + IVA

OFERTA ESPECIAL | Laboratorio

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



MESTRA

Cabina de vaporización Altamira

Diseñado para funcionar en combinación con una máquina de limpieza por vapor.

Amplia cámara de trabajo iluminada con sistema de aspiración.

Fabricada en plástico de alta calidad.



REF. 080600

-22% pvp 1.375,20 €
1.073 € + IVA



Vaporeto estática

Máquina generadora de vapor estático para laboratorio y clínica dental, ideal para un uso intensivo y profesional. Capacidad 2L.



REF. 100192

-22% pvp 543,06 €
424 € + IVA

Compresores de pistón seco (sin secador)

Familia de compresores integrada por dos tamaños de 80 y 160 litros/minuto. Funcionamiento extremadamente silencioso (60 dB), sencillo mantenimiento (pistón seco) y excelente fiabilidad.

Se suministran con dos manómetros (presión de calderín y de servicio), manorregulador de salida y juego completo de válvulas para el purgado. **No aptos para fresadoras.**

REFERENCIA	110300	110330
Potencia	750 W	1500 W
Presión	5-8 bar	5-8 bar
Capacidad calderín	30 l	50 l
Nº Cabezales	1	2

CERTIFICADO por TÜV SÜD
Certificado de tipo N° 12202200491258001
Directiva 2014/29/UE (recipiente a presión)



80 l/min
REF. 110300

-22% pvp 820,12 €
640 € + IVA



160 l/min
REF. 110330

-22% pvp 1.484,26 €
1.158 € + IVA

Compresores de pistón seco (con secador)

Familia de compresores integrada por dos tamaños de 80 y 160 litros/minuto que incluye un secador con purga automática. Funcionamiento extremadamente silencioso (60 dB), sencillo mantenimiento (pistón seco) y excelente fiabilidad.

Se suministran con dos manómetros (presión de calderín y de servicio), manorregulador de salida y juego completo de válvulas para el purgado. La presión de servicio puede alcanzar los 8 bares. **No aptos para fresadoras.**


REFERENCIA	110310	110340
Potencia	750 W	1500 W
Presión	5-8 bar	5-8 bar
Capacidad calderín	30 l	50 l
Nº Cabezales	1	2

CERTIFICADO por TÜV SÜD
Certificado de tipo N° 12202200491258001
Directiva 2014/29/UE (recipiente a presión)



80 l/min
(con secador)
REF. 110310

-22% pvp 1.710,79 €
1.334 € + IVA



160 l/min
(con secador)
REF. 110340

-22% pvp 2.531,09 €
1.974 € + IVA

OFERTA ESPECIAL | Laboratorio

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



MESTRA

Máquina de vapor TITAN 8


Uso profesional

Es la primera opción. El agua destilada se carga directamente en la caldera.

- ✓ Fabricada en acero inoxidable con componentes de alta calidad.
- ✓ Presostato digital.
- ✓ Indicador de llenado y falta de agua.
- ✓ Cable de conexión con diferencial incorporado.
- ✓ Grifo de desagüe con bloqueo de seguridad.

Especificaciones

Potencia 2200 W	Tensión 220 V, 50/60 Hz
Presión 8 bar	Caldera 3 L



NUEVO



REF. 100202

-22% pvp 1.072 €

836 € + IVA

DATOS ADICIONALES SOBRE LAS TRES REFERENCIAS:

**100202,
100203 y 100204**

Se suministran con los siguientes accesorios:

- ✓ Cable de alimentación con protección incorporada.
- ✓ Boquilla fina y boquilla larga de recambio.
- ✓ Tapón de seguridad de repuesto y 2 juntas.
- ✓ Embudo y vaso medidor (300 ml).
- ✓ Mangueras necesarias para conexión entrada/salida del agua.
- ✓ Con desagüe para limpieza de la cuba con ácido cítrico (leer instrucciones).

Máquina de vapor TITAN AUTOFILL


Uso profesional

Cuenta también con una bomba que permite succionar el agua destilada desde una garrafa externa.

- ✓ Fabricada en acero inoxidable con componentes de alta calidad.
- ✓ Presostato digital.
- ✓ Indicador de llenado y falta de agua.
- ✓ Cable de conexión con diferencial incorporado.
- ✓ Grifo de desagüe con bloqueo de seguridad.

Especificaciones

Potencia 2200 W	Tensión 220 V, 50/60 Hz
Presión 8 bar	Caldera 3 L



Garrafa externa no incluida.

NUEVO



REF. 100203

-22% pvp 1.242 €

969 € + IVA



Ácido cítrico
REF. 100210-01

REF. 100202

- ✓ Llenado manual.

REF. 100203

- ✓ Llenado manual.
- ✓ Auto llenado sin tener que soltar el tapón (garrafa externa).

REF. 100204

- ✓ Llenado manual.
- ✓ Auto llenado sin enfriamiento previo (tanque integrado).
- ✓ Conexión directa a red.

Máquina de vapor TITAN PLUS

Uso profesional


Cuenta con un depósito extra para el agua destilada.

Se puede cargar agua sin necesidad de apagar la máquina ni esperar a que descienda la presión en el interior de la caldera. Simplemente abra el tapón del depósito auxiliar y vierta más agua en el momento que lo necesite.

Más seguro y sin interrupciones.

Especificaciones

Potencia 2600 W	Tensión 220 V, 50/60 Hz
Presión 4 - 8 bar	Caldera 3 L Depósito auxiliar 2 L



Depósito de agua destilada

NUEVO



REF. 100204

-22% pvp 1.790 €

1.396 € + IVA

OFERTA ESPECIAL | Laboratorio

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



MESTRA

Mezcladoras de vacío Iris

Económica y práctica batidora de vacío. Basta con colocar la taza y pulsar el botón de accionamiento para comenzar el batido. En unos segundos, la mezcla estará lista.

A pesar de las diferencias, todas las versiones comparten la misma estructura motor-bomba-chasis (de contrastada solidez y fiabilidad) diferenciándose sólo en el sistema de control.



Iris II

REF. 080516

-22% pvp 1.114,33 €

869 € + IVA



Iris II Evolution

REF. 080517

-22% pvp 1.220,05 €

952 € + IVA



Iris II Inverter

REF. 080517E

-22% pvp 1.258,57 €

982 € + IVA




Iris II Advanced

REF. 080518

-22% pvp 1.342,44 €


1.047 € + IVA

MODELO	IRIS II	IRIS II EVOLUTION	IRIS II EVOLUTION INVERTER	IRIS II EVOLUTION ADVANCED
Rango de tiempo	0/120"	0/300"	0/300"	0/300"
RPM y giro	240 ↺	100 - 400 ↺	100 - 400 ↺↻	100 - 400 ↺↻
Potencia	100 W	100 W	100 W	100 W



Pie de sujeción opcional

Las batidoras de vacío IRIS se desarrollaron para ser colgadas en la pared. Si esto no fuera posible, tenemos a su disposición un pie de sujeción.



Pie de sujeción opcional

REF. 080519

-22% pvp 232,73 €


182 € + IVA

Dosificadora de agua y escayola Boomerang Precision II

Versión optimizada con una nueva bomba peristáltica más silenciosa, un algoritmo de pesado más preciso y un display retroiluminado que permite un manejo más intuitivo y sencillo. Basta con pulsar un botón para recibir una dosis exacta para batir, con el consiguiente ahorro que supone.


Se suministra con una taza de goma para batir escayola y una espátula de plástico. Incluye tanque de escayola extra y un soporte de pared.

El husillo dosificador y el tanque son fácilmente sustituibles por el propio usuario sin necesidad de experiencia ni herramientas.



Especificaciones

Potencia 70 W	Tanque grande 5 l
	Tanque pequeño 2 l



Consumibles
husillo (2 u.)

REF. 080590-43



Tanque

REF. 080590-03

Soporte

REF. 080591-02

REF. 080592

-22% pvp 1.541,39 €

1.202 € + IVA

OFERTA ESPECIAL | Laboratorio

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



MESTRA



Recortadoras de modelos Serantes

Producto ideal para situaciones en las que el espacio es un condicionante importante ya que es posiblemente la recortadora más compacta de todo el mercado.

Cuenta con un potente motor de 1600 W con freno integrado, tapa con apertura sencilla para acceder al disco, discos con fijación del tipo gancho/lazo fácilmente cambiables, sistema de limpieza por agua, fabricación en composite de alta resistencia, etc.

Especificaciones

Velocidad 3000 rpm
Ø Disco 235 mm
Potencia 1600 W



Accesorios

REF. 080097-08 Disco de lija grano 80 grueso (5 uds.)
REF. 080097-09 Disco de lija grano 120 fino (5 uds.)
REF. 080098-01 Disco de Diamante (1 ud.)



Disco lija grano

REF. 080097

-22% pvp 849 €
662 € + IVA

Disco diamante

REF. 080098

-22% pvp 1.292 €
1.008 € + IVA

Lija (seco)




REF. 080099

-22% pvp 849 €
662 € + IVA



Recortadoras Mulhacén 3000



Disco de lija

REF. 080093

-22% pvp 866,09 €
676 € + IVA

Disco de diamante

REF. 080095

-22% pvp 1.322,30 €
1.031 € + IVA

Recortadoras RH 1500 y 3000



Disco de carburo de silicio 1500 rpm

REF. 080080

-22% pvp 1.111,38 €
867 € + IVA

Disco de carburo de silicio 3000 rpm

REF. 080082

-22% pvp 1.172,82 €
915 € + IVA

Disco de diamante 1500 rpm

REF. 080081

-22% pvp 1.676,22 €
1.307 € + IVA

Disco de diamante 3000 rpm

REF. 080083

-22% pvp 1.732,79 €
1.352 € + IVA

Decantadoras de polipropileno




La suciedad queda recogida en una bolsa de plástico.



19 L

REF. 080085


-22% pvp 380,22 €
297 € + IVA



14 L

REF. 080087


-22% pvp 326,44 €
255 € + IVA



Recortadora de interiores




- ✓ Potente motor de 1/3 cv
- ✓ Se suministra con 1 fresa de corte de 12 dientes en metal duro.



REF. 080102

-22% pvp 1.208,21 €
942 € + IVA



OFERTA ESPECIAL | Laboratorio

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026




MESTRA

Box pulidora con aspiración

Luz LED incorporada.

Especificaciones

Velocidad 1500 / 3000 rpm
Aspir. aprox. 500 m³/h
Ruido 67 dB



REF. 080500

-22% pvp 4.844,52 €

3.779 € + IVA

Box con aspiración para pulido

Fabricada en polipropileno de alta resistencia.

Especificaciones

Aspir. aprox. 500 m³/h
Ruido 67 dB




REF. 080502

-22% pvp 2.557,40 €

1.995 € + IVA

Mini box pulidora Gorbea 2 velocidades

- ✓ Conexión a aspiración.
- ✓ Iluminación LED
- ✓ Viseras de protección.
- ✓ Cepillos no incluidos.



Especificaciones

Potencia 200 W
Velocidad 2000- 7000 rpm


REF. 080508

-22% pvp 781,64 €

610 € + IVA

Electropulidora 2 velocidades

- ✓ Potente, silenciosa (48 dB), estanca y segura.
- ✓ Sus líneas permiten la movilidad de los brazos y hacen cómodo el trabajo, bien sea de pie o sentado.



Especificaciones

Potencia 500 W
Velocidad 1500- 3000 rpm

REF. 080162

-22% pvp 799,91 €

624 € + IVA

Pasta de pulir alto brillo



Pasta pulir verde (132 g) acabado para metales duros (cromo, platino).

REF. 104852

-22% pvp 6,12 € - **5 € + IVA**

REF. 104852-10

-22% pvp 52,65 € - **41 € + IVA**



Pasta pulir blanco y azul (115 g) acabado para metales y plásticos.



Blanco

REF. 104854

-22% pvp 4,89 € - **4 € + IVA**

Azul

REF. 104856

REF. 104854-10

REF. 104856-10

-22% pvp 42,85 € - **33 € + IVA**

Electropulidoras



2 velocidades

REF. 080160

-22% pvp 619,97 €

484 € + IVA



1 velocidad

REF. 080150

-22% pvp 519,57 €

405 € + IVA



Velocidad variable.
Cepillos no incluidos.

REF. 080164

-22% pvp 306,54 €

239 € + IVA



1 velocidad

REF. 100274

SÚPER OFERTA

225 € + IVA



Velocidad variable

REF. 100276

-22% pvp 285,15 €

222 € + IVA

Pantalla para pulidora



Fabricado en goma para evitar posibles roturas de la pieza por escape.

REF. 080210

-22% pvp 115,26 €

90 € + IVA

OFERTA ESPECIAL | Laboratorio

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



MESTRA

Cabina para microarenado **Eclipse** (con aspiración incorporada)

Caja de similares prestaciones a la cabina de repaso Eclipse (Ref. 080216), pero con la particularidad de integrar su propia unidad de aspiración.

Sus reducidas dimensiones, la hacen ideal en lugares con poco espacio, en los que interesa mantener limpio el entorno sin la necesidad de voluminosos equipos de aspiración. En caso de necesidad, es posible incorporar la máquina a una fuente de aspiración externa.



Delante



Detrás



NUEVO

REF. 080217

-22% pvp 595 €

464 € + IVA

275 mm
360 mm
400 mm
2,8 kg

Vaso para chorreado

NUEVO



REF. 050586

-22% pvp 45,70 €

36 € + IVA

Cabina para microarenado **Eclipse**

- ✓ Acoplamiento para astillera tipo jeb.
- ✓ Posición de trabajo ergonómica.
- ✓ Lámparas LED.
- ✓ Fácil limpieza.



REF. 080216

-22% pvp 484,69 €

378 € + IVA

275 mm
330 mm
360 mm
2,8 kg

Cabina de repaso **Orión**

- ✓ Acoplamiento para astillera tipo jeb.
- ✓ Posición de trabajo ergonómica.
- ✓ Incluye una astillera en el interior con soporte para micromotor.
- ✓ Lámparas LED.
- ✓ Fácil limpieza.



REF. 080214

-22% pvp 484,69 €

378 € + IVA

300 mm
330 mm
360 mm
2,6 kg

Microesfera de vidrio



50 µm

REF. 080312

-22% pvp 38,30 €

30 € + IVA

Óxido de aluminio

Cabina de repaso super grande

Especialmente pensada para circonio.

- ✓ LED interior para una iluminación perfecta.
- ✓ Reposabrazos cómodos y prácticos.
- ✓ Diseño amplio y robusto.
- ✓ Amplia pantalla y acceso.
- ✓ Gran ergonomía de trabajo.



NUEVO

REF. 080212

-22% pvp 853,88 €

666 € + IVA

542 mm
336 mm
500 mm
4,9 kg

Cabina de repaso pequeña

- ✓ LED interior para una iluminación perfecta.
- ✓ Reposabrazos cómodos y prácticos.
- ✓ Diseño amplio y robusto.



NUEVO

REF. 080534L

-22% pvp 400 €

312 € + IVA

230 mm
400 mm
345 mm
2,4 kg



50 µm 100 µm

REF. 080315 REF. 080316

150 µm 250 µm

REF. 080317 REF. 080318

-22% pvp 40,37 €

31 € + IVA

OFERTA ESPECIAL | Laboratorio

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



MESTRA

Chorro de arena Eclipse II T - 2 vasos

- ✓ Dos depósitos y dos pistolas móviles para microchorreado.
- ✓ Luz interior LED.
- ✓ Gran depósito de arena y pistola estática de Ø 3 mm.
- ✓ 2 a 6 bares.
- ✓ Consumo de aire 100l/min



REF. 080228

-22% pvp 1.385,61 €
1.081 € + IVA




Chorro de arena Eclipse T

- ✓ Soplador.
- ✓ Luz interior LED.
- ✓ Gran depósito de arena y pistola estática de Ø 3 mm.
- ✓ 2 a 6 bares.
- ✓ Consumo de aire 100l/min



REF. 080229

-22% pvp 803 €
626 € + IVA



Chorro de arena Cosmos - 2 vasos

- ✓ Arenadora de reciclaje y precisión.
- ✓ Chorro fijo con boquilla de carburo de boro de 3 mm
- ✓ Lápices móviles con boquillas de 1 y 1.25 mm
- ✓ Depósitos de chorreado incluidos, soplador aire y pedal.



REF. 080233

-22% pvp 2.825,51 €
2.204 € + IVA



Especificaciones

Consumo de aire 90 l/min a 5 bar
Presión de trabajo 2 a 5 atm

Chorro de arena Galaxy

- ✓ Boquilla de carburo de boro de 3 mm
- ✓ Chorro automático y manual.



REF. 080235

-22% pvp 2.505,38 €
1.954 € + IVA



Especificaciones

Consumo de aire 90 l/min a 5 bar
Presión de trabajo 2 a 5 atm

Chorro de arena Eclipse Automatic

- ✓ Presión de trabajo 2 a 5 bar.
- ✓ Consumo de aire 90l/min
- ✓ Luz interior LED.



REF. 080218

-22% pvp 1.140,44 €
890 € + IVA




Chorros de arena Terra I, II y III - Sin vaso, 1 o 2 vasos

- ✓ De uno a dos vasos según modelo.
- ✓ De uno a dos lápices según modelo.
- ✓ Pistola fija de 3 mm
- ✓ Luz LED 6 W
- ✓ Pedal.



REF. 080292

-22% pvp 939,54 €
733 € + IVA



2 vasos

REF. 080296

-22% pvp 1.384,91 €
1.080 € + IVA

1 vaso

REF. 080294

-22% pvp 1.183,10 €
923 € + IVA

OFERTA ESPECIAL | Laboratorio

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



MESTRA

Chorro de arena Eclipse I - 1 vaso

- ✓ Un depósito y una pistola móvil para microchorreado.
- ✓ Soplador.
- ✓ Presión de trabajo 2 a 6 bares.
- ✓ Luz interior LED.
- ✓ 80 l/min



REF. 080221

-22% pvp 870 €
679 € + IVA

330 mm
380 mm
450 mm
5,7 kg

NUEVO

Chorro de arena Eclipse II - 2 vasos

- ✓ Dos depósitos y dos pistolas móviles para microchorreado.
- ✓ Presión de trabajo 2 a 6 bares.
- ✓ Luz interior LED.
- ✓ 80 l/min



REF. 080220

-26% pvp 1.077,08 €
798 € + IVA

330 mm
380 mm
450 mm
5,7 kg

Chorro de arena Plutón - 1 vaso

- ✓ Un vaso de alta capacidad.
- ✓ Presión de soplado hasta 6 bares.
- ✓ Cuerpo en acero Inoxidable.
- ✓ Luz LED de alta potencia.
- ✓ Amplia visión interior.
- ✓ Consumo de aire: 80 l/min
- ✓ Presión de trabajo: 2-5 atm



Inox

REF. 080254

-22% pvp 877 €
684 € + IVA

290 mm
235 mm
340 mm
7 kg

NUEVO

Chorro de arena Plutón - 2 vasos

- ✓ Dos vasos de alta capacidad.
- ✓ Presión de soplado hasta 6 bares.
- ✓ Cuerpo en acero Inoxidable.
- ✓ Luz LED de alta potencia.
- ✓ Amplia visión interior.
- ✓ Consumo de aire: 80 l/min
- ✓ Presión de trabajo: 2-5 atm



Inox

REF. 080253

-22% pvp 1.080,09 €
842 € + IVA

290 mm
235 mm
340 mm
7 kg

Chorro de arena Constellation Practic 2 vasos

- ✓ Pintura epoxi



REF. 080259

-22% pvp 1.210,92 €
945 € + IVA

315 mm
390 mm
440 mm
12,5 kg

Chorros de arena Constellation - 3 y 4 vasos



- ✓ Pintura epoxi



- ✓ Acero inoxidable

4 vasos

REF. 200264

-22% pvp 1.948,62 €
1.520 € + IVA

315 mm
510 mm
440 mm
15,5 kg

3 vasos

REF. 200263

-22% pvp 1.809,45 €
1.411 € + IVA



4 vasos

REF. 080264

-22% pvp 2.087,83 €
1.629 € + IVA

315 mm
440 mm
390 - 510 mm
12,5 - 14 - 15,5 kg

3 vasos

REF. 080263

-22% pvp 1.948,62 €
1.520 € + IVA

OFERTA ESPECIAL | Laboratorio

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



MESTRA


SENSE A7 Inducción

- ✓ Motor sin escobillas.
- ✓ Control de velocidad manual/pedal.
- ✓ Pantalla digital de velocidad.

- ✓ Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección de sobrecarga.
- ✓ Función de aviso de avería.

Especificaciones

Velocidad máxima 55000 rpm
Torque 8.5 N-cm
Potencia 240 W
Voltaje 200-240 V - 50/60 hz
Pieza de mano Ø 20 x 162 mm
Peso pieza de mano 230 g



NUEVO


REF. 100230

-22% pvp 756 €

590 € + IVA

SENSE A3 Escobillas (blanco)

- ✓ Motor con escobillas.
- ✓ Control de velocidad manual/pedal.
- ✓ Pedal ON/OFF.
- ✓ Pantalla digital de velocidad.
- ✓ Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección de sobrecarga.
- ✓ Función de aviso de avería.



Especificaciones

Velocidad máxima 35000 rpm
Torque 3.0 N-cm
Potencia 70 W
Voltaje 0-33 V
Pieza de mano Ø 15 x 150 mm
Peso pieza de mano 215 g

NUEVO


REF. 100238

-8,5% pvp 229,50 €

210 € + IVA

SENSE A3 Escobillas (carbono)

- ✓ Motor con escobillas.
- ✓ Control de velocidad manual/pedal.
- ✓ Pedal ON/OFF.
- ✓ Pantalla digital de velocidad.
- ✓ Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección de sobrecarga.
- ✓ Función de aviso de avería.



Especificaciones

Velocidad máxima 35000 rpm
Torque 3.0 N-cm
Potencia 70 W
Voltaje 0-33 V
Pieza de mano Ø 15 x 150 mm
Peso pieza de mano 215 g

NUEVO


REF. 100240

-10,60% pvp 234,90 €

210 € + IVA

SENSE A6 Inducción (blanco)

- ✓ Motor sin escobillas.
- ✓ Control de velocidad manual/pedal.
- ✓ Función de mantenimiento automático de la velocidad.
- ✓ Velocidad Baja / Media / Alta.
- ✓ Pantalla digital de velocidad.
- ✓ Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección de sobrecarga.
- ✓ Función de aviso de avería.



Especificaciones

Velocidad máxima 55000 rpm
Torque 8.0 N-cm
Potencia 230 W
Voltaje 200-240 V - 50/60 hz
Pieza de mano Ø 15 x 150 mm
Peso pieza de mano 240 g

NUEVO


REF. 100232

-22% pvp 729 €

569 € + IVA

SENSE A6 Inducción (carbono)

- ✓ Motor sin escobillas.
- ✓ Control de velocidad manual/pedal.
- ✓ Función de mantenimiento automático de la velocidad.
- ✓ Velocidad Baja / Media / Alta.
- ✓ Pantalla digital de velocidad.
- ✓ Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección de sobrecarga.
- ✓ Función de aviso de avería.



Especificaciones

Velocidad máxima 55000 rpm
Torque 8.0 N-cm
Potencia 230 W
Voltaje 200-240 V - 50/60 hz
Pieza de mano Ø 15 x 150 mm
Peso pieza de mano 240 g

NUEVO

REF. 100234

-22% pvp 729 €

569 € + IVA

OFERTA ESPECIAL | Laboratorio

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



MESTRA

PRIME 221 Inducción

- ✓ Motor sin escobillas.
- ✓ Control de velocidad manual/pedal.
- ✓ Pantalla digital de velocidad.
- ✓ Giro a derecha e izquierda.

- ✓ Función de protección de sobrecarga.
- ✓ Función de aviso de avería.



Especificaciones

Velocidad máxima 50000 rpm
Torque 5.8 N-cm
Potencia 120 W
Voltaje 200-240 V - 50/60 hz
Pieza de mano Ø 20 x 157 mm
Peso pieza de mano 205 g

NUEVO

REF. 100236

-22% pvp 418,50 €
326 € + IVA

Micromotor de escobillas




Especificaciones

Velocidad máxima 45000 rpm
Torque 4.0 N-cm
Potencia 80 W
Voltaje 110-230 V - 50/60 hz
Pieza de mano Ø 30 x 155 mm
Peso pieza de mano 238 g

REF. 100283

-22% pvp 587,46 €
458 € + IVA

Micromotor Black de inducción



Especificaciones

Velocidad máxima 50000 rpm
Torque 7.8 N-cm
Potencia 230 W
Voltaje 220-240 V - 50/60 hz
Pieza de mano Ø 29 x 171 mm
Peso pieza de mano 254 g

REF. 100281

-22% pvp 1.097,10 €
856 € + IVA

Micromotor de rodilla e inducción



Especificaciones

Velocidad máxima 50000 rpm
Torque 7.8 N-cm
Potencia 230 W
Voltaje 220-240 V - 50/60 hz
Pieza de mano Ø 29 x 171 mm
Peso pieza de mano 254 g


REF. 100278S

-22% pvp 1.179,90 €
920 € + IVA

Discos y fresas de pulido para circonio

Presentamos dos kits de discos y fresas diamantados, pensados especialmente para el prepulido y pulido de alto brillo de incrustaciones de circonio y carillas, sin necesidad de glaseado, pasta de pulir ni refrigeración por agua. Consultar precios si se desea adquirir alguna fresa para redondear los kits.

- ✓ Velocidad de trabajo recomendada 10 000 - 15 000 rpm
- ✓ Vástagos de diámetro estándar de 2.35 mm
- ✓ Autoclavables a 135°C




NUEVO

KIT 2 PASOS
Prepulido y pulido fino

REF. 108106

-20% pvp 80 €
64 € + IVA



NUEVO

KIT 3 PASOS
Esmerilado fino,
prepulido y pulido fino

REF. 108306

-20% pvp 98 €
78 € + IVA

Goma diamantada - Vel. máx. 20 000 rpm
Cerámica diamantada - Vel. máx. 25 000 rpm

OFERTA ESPECIAL | Laboratorio

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



MESTRA

Aspiración **Eolo Induction**

Su nuevo motor de inducción "brushless" (sin escobillas) alarga su vida útil entre 5 y 10 veces frente a los modelos tradicionales, y cuenta con un novedoso sistema de doble filtro optimizado para el trabajo en el laboratorio dental. Puede montarse además con filtro HEPA.

Ocupando un mínimo espacio y su diseño ergonómico facilita su uso y movilidad. El control electrónico con pantalla LCD está dotado de sistemas de protección ante sobrecargas u obstrucciones en la boca de aspiración y con indicador visual del nivel de llenado del filtro y la detección de los micromotores.

Permite el funcionamiento manual o automático sincronizado con hasta 3 aparatos diferentes (chorros de arena, micromotores, etc.). La detección y ajuste de micromotores se realiza por el propio control electrónico, que permite detectar cualquier micromotor, incluidos los del tipo "brushless" (sin escobillas).

Especificaciones

Potencia 750 W | Ruido 65 dB




Detección simultánea de dos micromotores

REF. 080533

-22% pvp 1.645,65 €
1.284 € + IVA

Decantador de polvo **Ciclón**

Recoge más del 99% del polvo y la suciedad




REF. 080535

-22% pvp 326,03 €
254 € + IVA

Aspiración **Sirocco S**

- ✓ Potente motor de inducción.
- ✓ Facilidad de uso y cambio de filtro.
- ✓ Silencioso.
- ✓ LED interior.



Especificaciones

Potencia 350 W | Ruido 55 dB


Sirocco S
+ caja de repaso

REF. 080534AC

-22% pvp 896 €
699 € + IVA

Aspiración **Sirocco L**

- ✓ Filtro reutilizable 7.5 l + Filtro ULPA



Sirocco L
+ tubo flexible


REF. 080537D

-22% pvp 1.410 €
1.100 € + IVA

Aspiración **Gemini**

Aspiración de sólidos y líquidos.

*No apta para la detección de micromotores.



REF. 080539

-22% pvp 535,35 €
418 € + IVA

Aspiración **Gemini mini**

Aspiración de sólidos y líquidos

*No apta para detección de micromotores



REF. 080538

-22% pvp 484,16 €
378 € + IVA

OFERTA ESPECIAL | Laboratorio

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



MESTRA

Termoconformadora por presión PlastPress


La termoconformadora de presión positiva más compacta del mercado.

Mayor fidelidad de copia y menor ruido en comparación con las máquinas de vacío.

Admite placas redondas y cuadradas de hasta 6 mm de espesor.

Debe conectarse directamente a un compresor (entre 3 y 8 bar).

Láminas \square de 125 a 131 mm
Láminas \circ 125 a 134 mm



NUEVO

Especificaciones

Potencia 450 W

REF. 080544

-22% pvp 1.205,78 €

941 € + IVA

Termoconformadora de vacío

Máquina de termoconformado para láminas cuadradas y redondas.

Láminas \square de 125 a 134 mm
Láminas \circ 125 a 134 mm
(disponible adaptador para ϕ 120, no incluido)

Especificaciones

Potencia 925W



REF. 080542

-22% pvp 834,25 €

651 € + IVA

Termoconformadora por presión

La fuerte presurización permite un moldeado preciso, independientemente del recorte del modelo, así como diversos grosores (0.5 a 4.0 mm) y se pueden usar láminas cuadradas y redondas (127, 125 y 120 mm).

Especificaciones

Presión 4-6 bar

Potencia 450W



REF. 080543


-22% pvp 3.104,52 €

2.422 € + IVA

Horno de secado para láminas de termoconformado

Un ventilador hace circular el aire caliente para un secado uniforme y eficiente:

- ✓ Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de termoconformado para evitar la formación de poros.
- ✓ Secado de instrumental, de modelos de escayola, etc.
- ✓ Seis bandejas de acero inox.
- ✓ Carcasa de acero inoxidable.
- ✓ Temporizador de 24 horas.



Especificaciones

Temp. 35-75°C

Consumo 550-650 W



REF. 080118

-22% pvp 343,28 €

268 € + IVA

Láminas de termoconformado

Doble embalaje (interior-exterior).
Para todo tipo de usos.

CE Producto sanitario

NUEVO



REFERENCIA	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 128 x 128 mm espesor	CANT.	PVP
080563	Duras	Transparente	0.5 mm	25 u.	11€
080564	Duras	Transparente	0.75 mm	25 u.	14,56€
080565	Duras	Transparente	1.0 mm	25 u.	14,56€
080566	Duras	Transparente	1.5 mm	25 u.	18,30€
080567	Duras	Transparente	2.0 mm	25 u.	27€
080568	Blandas	Translúcida	0.5 mm	25 u.	25€
080569	Blandas	Translúcida	1.0 mm	12 u.	6,98€
080570	Blandas	Translúcida	1.5 mm	12 u.	9,27€
080571	Blandas	Translúcida	2.0 mm	12 u.	13,97€
080572	Blandas	Translúcida	3.0 mm	12 u.	17,45€

Láminas de termoconformado



NUEVO

CE Producto sanitario

Láminas de termoconformado estándar cuadradas y redondas. Fabricadas en plásticos de alta calidad con certificados CE como producto sanitario.

No aparece hollín o humos en el calentamiento. La ausencia de material reciclado evita que se desgarran al someterlas a vacío.

Comercializadas en
envase metalizado
con cierre al vacío.

desde
4 € + IVA

REF.	TIPO	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 126x126 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080574	Cristal	Duras	Transparente	0.3 mm	10	4€
080575	Cristal	Duras	Transparente	0.75 mm	5	4€
080576	Cristal	Duras	Transparente	1.0 mm	5	4€
080577	Cristal	Duras	Transparente	1.5 mm	5	6€
080578	Cristal	Duras	Transparente	2.0 mm	5	8€
080579	Lechosa	Duras	Translúcida	0.6 mm	10	4€
REF.	TIPO	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 131x131 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080580	Soft	Blandas	Translúcida	1.0 mm	10	7€
080581	Soft	Blandas	Translúcida	1.5 mm	10	10€
080582	Soft	Blandas	Translúcida	2.0 mm	10	12€
080583	Soft	Blandas	Translúcida	3.0 mm	5	9€
080584	Soft	Blandas	Translúcida	4.0 mm	5	13€
REF.	TIPO	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 91x25 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080574R	Cristal	Duras	Transparente	0.3 mm	10	4€
080575R	Cristal	Duras	Transparente	0.75 mm	5	4€
080576R	Cristal	Duras	Transparente	1.0 mm	5	5€
080577R	Cristal	Duras	Transparente	1.5 mm	5	7€
080579R	Lechosa	Duras	Translúcida	0.6 mm	10	5€
080580R	Soft	Blandas	Translúcida	1.0 mm	10	5€
080581R	Soft	Blandas	Translúcida	1.5 mm	10	9€
080582R	Soft	Blandas	Translúcida	2.0 mm	10	9€
080583R	Soft	Blandas	Translúcida	3.0 mm	5	6€
080584R	Soft	Blandas	Translúcida	4.0 mm	5	11€

OFERTA ESPECIAL | Laboratorio

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



MESTRA


Olla Geisser polimerizadora automática

Olla de gran capacidad que permite acomodar en su interior una considerable cantidad de elementos para polimerizar. Mediante un control electrónico se pueden regular y mantener temperaturas.

Especificaciones

Presión 2 bar
Potencia 600 W
Temp. máx 100°C
Capacidad 6 l

Medidas interiores:
Ø 220 x 160 mm alto



CERTIFICADO por TÜV Rheinland®
Certificado de tipo N° PED.BD.000011
Directiva 2014/68/UE (equipos a presión)

REF. 030425

-22% pvp 1.457,29 €
1.137 € + IVA




Olla polimerizadora neumática

Manguera de conexión
con cierre automático.

Especificaciones

Presión máx. 2 bar
Temp. máx 60°C
Capacidad 6 l

Medidas interiores:
Ø 220 x 170 mm alto



Doble válvula
de seguridad

REF. 030420


-22% pvp 384,12 €
300 € + IVA



Polimerizadora a presión Poli Plus

Especificaciones

Temp. máx. 135 °C
Presión máx. 6.5 bar
Diámetro cuba 135 mm
Alto cuba 115 mm



REF. 080460

-22% pvp 3.532,38 €
2.755 € + IVA



Polimerizadora a presión M9 y Magic-18



Polimerizadora M9

REF. 080400

-22% pvp 2.405,53 €
1.876 € + IVA

Para 9 mufas
con brida
Ref. 030390




Polimerizadora
Magic-18

REF. 080407

-22% pvp 2.620,33 €
2.044 € + IVA

Para 18 mufas
con brida
Ref. 030390

Lava-polimerizadora E2




Polimerización: 12 mufas
Escaldado: 6 mufas abiertas

REF. 080060

-22% pvp 5.170,33 €
4.033 € + IVA



Lava-polimerizadora Extreme E2



Polimerización: 12 mufas
Escaldado: 6 mufas abiertas

REF. 080063

-22% pvp 4.496,58 €
3.507 € + IVA



OFERTA ESPECIAL | Laboratorio

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026




MESTRA

Prensa hidráulica

Piezas de desgaste
construidas en acero
bonificado y rectificado.

Especificaciones

Long. máx. pistón 25 mm
Potencia máx. 250 kg/cm²




REF. 030350

-22% pvp 967,98 €
755 € + IVA

Inyectora de poliamidas dentales

Especificaciones

Presión 3/8 bares
Consumo 1100 W



Para cartuchos de
Ø 22 mm de diámetro

REF. 080560

-22% pvp 4.151,25 €
3.238 € + IVA

Para cartuchos de
Ø 25 mm de diámetro

REF. 080560G


-22% pvp 4.151,25 €
3.238 € + IVA

Centrífuga de inducción Vestacast

Permite fundir metales
hasta los 1750°C

Especificaciones

Suministro agua
2 l/min (aprox.)
Potencia fundido
2,6 kW 100 kHz




REF. 040061

-22% pvp 10.500 €
8.190 € + IVA

Centrífuga de inducción CEN Motor SM2

- ✓ Sistema de cabina flotante que reduce las vibraciones.
- ✓ Control electrónico para regulación precisa.
- ✓ Brazo ligero con sistema de repliegue automático.
- ✓ Bloqueo automático de puerta durante su funcionamiento.
- ✓ Puede portar cilindros hasta 100 mm de diámetro.




REF. 040064

-22% pvp 3.802,69 €
2.966 € + IVA

Mezcladora de gelatina Gel Bat 6

Especificaciones

Consumo 700 W
Capacidad 6 l
Velocidad 70-84 rpm




REF. 080510

-22% pvp 3.821,88 €
2.981 € + IVA

Mezcladora de gelatina Aneto II

Especificaciones

Consumo 650 W
Capacidad 7 l
Velocidad 100 rpm



REF. 080512

-22% pvp 3.971,99 €
3.098 € + IVA

OFERTA ESPECIAL | Laboratorio

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



MESTRA

Hornos de precalentamiento

- ✓ Permiten almacenar hasta 20 programas.
- ✓ Fabricados en acero inoxidable.
- ✓ El control electrónico admite la programación de múltiples parámetros.
- ✓ Se suministran con una bandeja cerámica.

MODELO	HP 100	HP 50	HP 25
Potencia	3000 w	2000 w	1500 w
Temp. máx.	1100°C	1100°C	1100°C
Capacidad mufla	10.6 l	4.8 l	2.7 l
Alto mufla	149 mm	117 mm	100 mm
Ancho mufla	305 mm	227 mm	165 mm
Fondo mufla	234 mm	180 mm	160 mm
Nº cilindros Ø 80 mm	8-12	4-6	2-3



525 mm
440 mm
490 mm
57 kg

HP100

REF. 080148

-22% pvp 3.904,10 €
3.045 € + IVA

500 mm
375 mm
405 mm
40 kg

HP50

REF. 080144

-22% pvp 3.121,23 €
2.435 € + IVA

465 mm
335 mm
340 mm
30 kg

HP25

REF. 080142

-22% pvp 2.753,29 €
2.148 € + IVA

Hornos Vulcano de precalentamiento

Alternativa económica a los hornos estándar y su única diferencia está en el control electrónico. La pantalla LCD proporciona toda la información necesaria para la programación y el seguimiento del trabajo.

MODELO	HP 25	HP 50	HP 100
Potencia	1500 w	2000 w	3000 w
Temp. máx.	1100°C	1100°C	1100°C
Capacidad mufla	2.7 l	4.8 l	10.6 l
Alto mufla	100 mm	117 mm	149 mm
Ancho mufla	165 mm	227 mm	305 mm
Fondo mufla	160 mm	180 mm	234 mm
Nº cilindros Ø 80 mm	2-3	4-6	8-12



465 mm
335 mm
340 mm
30 kg

HP25

REF. 080133

-22% pvp 2.440,99 €
1.904 € + IVA

500 mm
375 mm
405 mm
40 kg

HP50

REF. 080135

-22% pvp 2.770,85 €
2.161 € + IVA

525 mm
440 mm
490 mm
57 kg

HP100

REF. 080139

-22% pvp 3.496,56 €
2.727 € + IVA

Horno 50D precalentamiento directo



440 mm
375 mm
405 mm
38 kg

- ✓ Permite almacenar cuatro programas en memoria y uno directo.
- ✓ Potencia 2000 W
- ✓ Máximo 1100°C

REF. 080130

-22% pvp 2.541,24 €
1.982 € + IVA

Catalizador de humos



380 mm
185 mm
Tubo Ø 38,5 mm
5,3 kg

- ✓ Se acopla a la salida de humos de cualquier horno MESTRA de precalentamiento.
- ✓ Potencia 600 W

REF. 080124

-22% pvp 870,12 €
679 € + IVA

Desencerador de cilindros



245 mm
400 mm
230 mm
5 kg

Permite eliminar la cera de los cilindros por medio de vapor de agua antes de introducirlos en el horno, evitando humos y malos olores. Gracias a su bandeja inferior se recupera la cera pudiéndose reutilizar.

6 cilindros 3x
REF. 040119

REF. 080068

-22% pvp 681,13 €
531 € + IVA

OFERTA ESPECIAL | Laboratorio

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



MESTRA

Horno de cerámica

- ✓ Bomba de vacío incluida.
- ✓ Plataforma de calentamiento.
- ✓ Kit de calibración.
- ✓ Bandeja.

REF. 100249

-22% pvp 4.934,14 €

3.849 € + IVA

426 mm
320 mm
392 mm
24 kg



Mufla de vertido para resinas

- ✓ Resistente a altas temperaturas.
- ✓ Fabricada en plástico.



50 mm
88 mm
105 mm
0,24 kg



REF. 020202R

-22% pvp 107,48 €

84 € + IVA

Electrovibradores Teide

- ✓ 1 tipo vibración.
- ✓ Potencia ajustable.

- ✓ 2 tipos vibración.
- ✓ Potencia ajustable.

- ✓ 5 tipos vibración.
- ✓ Potencia y tiempo regulable.



117-197 mm
227 mm
265 mm
5,5 kg



Teide 1

REF. 080021

-22% pvp 475,97 €

371 € + IVA



Teide

REF. 080022

-22% pvp 496,04 €

387 € + IVA



Teide Cima

REF. 080024

-22% pvp 507,50 €

396 € + IVA

Vibradores clásicos



REF. 080030

-22% pvp 355,38 €

277 € + IVA

100 mm
Ø 120 mm
2,5 kg



REF. 080020

-22% pvp 426,43 €

333 € + IVA

105 mm
220 mm
6,3 kg



REF. 080025

-22% pvp 402,72 €

314 € + IVA

105 mm
220 mm
160 mm
6,2 kg



REF. 080010

-22% pvp 622,27 €

485 € + IVA

130 mm
370 mm
275 mm
13,2 kg

Martillo neumático

- ✓ Transmite poca vibración a la mano.
- ✓ Incluye tres cinceles diferentes.
- ✓ Económico.
- ✓ Ligero.
- ✓ Ergonómico.
- ✓ Duradero.

Especificaciones

Largo 140 mm
Presión 2-6 atm
Tubo conexión 6 mm
Peso 185 gr

Ø 21 mm
140 mm
185 gr



REF. 050550

-22% pvp 404,12 €

315 € + IVA

OFERTA ESPECIAL | Laboratorio

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



MESTRA

Lámparas polimerizadoras

Lámparas LED válidas para la mayoría de materiales polimerizables.



- ✓ Potencia 40 W
- ✓ Espectro 350-400 nm

REF. 100035

-22% pvp 394,85 €

308 € + IVA

115 mm
215 mm
295 mm
2 kg



- ✓ Potencia 65 W
- ✓ Espectro 400-405 nm

REF. 100037

-22% pvp 441,34 €

344 € + IVA

107 mm
220 mm
285 mm
1,2 kg

¡DOBLE FRECUENCIA!

NUEVO



- ✓ Potencia 65 W
- ✓ Espectro 400-405/460-465 nm

REF. 100036

-22% pvp 460 €

359 € + IVA

107 mm
200 mm
285 mm
1,2 kg

Lámpara polimerizadora Sun Beam

Especificaciones

Espectro 280/550 nm

Rango de tiempo 3/20 min

6 lámparas:

3mod. 9W/78 UVA

3mod. 9W/71 UVA

Consumo 54 W



FABRICADO
MESTRA
ESPANA
DISEÑADO

Inox

REF. 080550

-22% pvp 1.707,50 €

1.332 € + IVA

315 mm
210 mm
233 mm
6,1 kg

Placas para perforadora de pines



Placa base para
zócalo (100 uds.)

REF. 050180

NUEVO



Placa base sin
arandela (100 uds.)

REF. 050182



Arandela para
placa base (50 uds.)

REF. 050182-01



Placa base con
arandela (50 uds.)

REF. 050184



Placa secundaria
con imán (25 uds.)

REF. 050186

**CONSULTAR
PRECIOS**

Planchas de base fotopolimerizables rosas

Con las planchas de base Mestra se confeccionan planchas de mordida para la elaboración de montajes en cera.

Debido a su ligera transparencia pueden percibirse marcas en el modelo.

Caja de 50 uds.



Espesor: 2.2 y 2.4
Espesor: 1.4

REF. 130320
REF. 130322

-10% pvp 43 €

39 € + IVA

Megatray planchas de base fotopolimerizables rosas

Con las planchas de base Megatray se confeccionan planchas de mordida para la elaboración de montajes en cera.

Debido a su ligera transparencia pueden percibirse marcas en el modelo.

Caja de 50 uds.



Espesor: 2.2 y 2.4
Espesor: 1.4

REF. 130330
REF. 130334

-10% pvp 48,50 €

44 € + IVA

OFERTA ESPECIAL | Laboratorio

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



MESTRA

Verticulator **Handy Basic**

Potente herramienta que encaja en multitud de procesos para realizar prótesis dentales, por ejemplo para elaborar o diseñar: sobre-implantes, híbridas, prótesis fija, removible, cargado de composites o cerámica, rebases, composturas, prótesis provisionales...



REF. 130100

SÚPER OFERTA
340 € + IVA

Pulidor Electrolítico



140 mm
245 mm
245 mm
5,3 kg



REF. 080490

-22% pvp 1.303,66 €
1.017 € + IVA

Pulidor electrolítico digital

Aparato de reducidas dimensiones
Tiene la posibilidad de desmontar la cuba, lo que facilita su limpieza.

El control electrónico permite ajustar de manera precisa el tiempo y la intensidad máxima.

Además es posible memorizar un programa de pulido.



145 mm
210 mm
250 mm
1,9 kg

REF. 100291

-22% pvp 767 €
598 € + IVA

Líquido para baño electrolítico

Producto de gran calidad listo para su uso y apropiado para cualquier aparato de pulido electrolítico, formulado para reducir al mínimo su toxicidad cuando se siguen las medidas de seguridad y recomendaciones de uso.

Empleándolo junto a baños electrolíticos del tipo dental y/o joyería, la calidad conseguida es excelente. Además, permanece sin degradarse durante muchos ciclos de uso.

Su textura viscosa para evitar las salpicaduras además de facilitar su limpieza.



5 litros

REF. 130351

-22% pvp 53,55 €
42 € + IVA



1 litro

REF. 130350

-22% pvp 12,60 €
10 € + IVA

Perforadora de pines **Atlas**

Se suministra con 2 fresas de diámetro: 1.85 mm y 1.95 mm

Especificaciones

Velocidad 6000 rpm



REF. 080610

-22% pvp 1.088,18 €
849 € + IVA

300 mm
165 mm
165 mm
5 kg

Cortadora de muñones

Especificaciones

Velocidad 6000 rpm

Potencia 200 W



REF. 080614

-22% pvp 1.246,62 €
972 € + IVA

290 mm
223 mm
260 mm
6,3 kg

OFERTA ESPECIAL | Laboratorio

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



MESTRA

Calentador por inducción



Espátulas electrónicas para modelar cera



Calentador de cera



Calentadores de inmersión digital



Calentador de cera de gran capacidad




Calentador de composite



Soldadora de puntos



Paralelómetro



OFERTA ESPECIAL | Laboratorio

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



MESTRA

Pinceles Hybrid Kolinsky-Toray

✓ Ventajas provenientes del pelo Kolinsky:

Excelente retención de líquido y posterior dosificación del mismo.

✓ Ventajas provenientes de la fibra Toray:

Recupera su forma después del uso, excelente resistencia a la abrasión, extraordinario deslizamiento sin apenas resistencia.

✓ Otras ventajas:

Mango ergonómico de color rojo, variedad de tamaños (7), precio muy competitivo.

NUEVO

	Referencia	Material	Características	PRECIO
0	050370	Madera	Hybrid (Kolinsky-Toray)	9 €
1	050371	Madera	Hybrid (Kolinsky-Toray)	10 €
2	050372	Madera	Hybrid (Kolinsky-Toray)	11 €
4	050373	Madera	Hybrid (Kolinsky-Toray)	14 €
6	050374	Madera	Hybrid (Kolinsky-Toray)	17 €
8	050375	Madera	Hybrid (Kolinsky-Toray)	19 €
10	050376	Madera	Hybrid (Kolinsky-Toray)	23 €



Permite la aplicación de la cerámica con precisión gracias a su punta fina.



Estación de fotopolimerización Sun Beam 3D+

El dispositivo UV emite luz ultravioleta de forma constante, concentrada y uniforme para curar rápidamente las impresiones realizadas con resinas de fotopolímero.

El proceso de curado posterior aumenta la dureza y la resistencia de los productos impresos.

Especificaciones

Potencia 60 W

Temporizador 0-60"

Longitud de onda


375-405 nm



REF. 150121

-22% pvp 591,48 €

461 € + IVA



Agitador de resinas

Contar con una resina homogéneamente mezclada es indispensable para conseguir una excelente impresión, y por ello, nuestro agitador agita las botellas de resina con un movimiento doblemente giratorio resultando altamente eficiente.


Silencioso y con regulador de velocidad de giro.



REF. 150130

-10% pvp 426,22 €

384 € + IVA



Lámpara para secado de circonio

Lámpara de rayos infrarrojos con radiación térmica fabricada en aluminio que sirve para secar las estructuras de circonio después de la inmersión en el colorante, evitando la corrosión de las resistencias del horno de sinterización.


El tiempo de secado depende del tipo de estructura.



REF. 100030

-10% pvp 158,40 €

143 € + IVA



Spray para escáner de laboratorio

Indispensable para conseguir un óptimo escaneado, incrementando la resolución de las zonas con peor lectura en un modelo.

Color y textura se han formulado para que sea muy nítido a las frecuencias de iluminación que suelen usar los proyectores de escáner dental.

Los tiempos de secado son extremadamente rápidos, lo que mejora la productividad.

Los restos pulverizados sobre superficies no deseadas se pueden limpiar fácilmente.

El envase contiene 200 ml.



REF. 130355

-22% pvp 18,63 €

15 € + IVA

OFERTA ESPECIAL | Laboratorio

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



MESTRA

Selladora de bolsas automática



575 mm
235 mm
202 mm
18 kg

Rodillo opcional
REF. 080436
200 x 240 x 635 mm
17 kg

REF. 080435
-22% pvp 2.782,50 €
2.170 € + IVA

Selladora de bolsas



✓ Longitud sellado 305 mm
✓ Anchura sellado 12 mm

*Bobinas no incluidas

210 mm
430 mm
335 mm
6,5 kg

REF. 080433
SÚPER OFERTA
265 € + IVA

Bolsa autoadhesiva para esterilización

Nuevas bolsas 5x9 cm
¡Las más pequeñas del mercado!



Especificaciones

Ref. 080448: 5 x 24 cm	Ref. 080449: 7 x 26 cm
Ref. 080450: 9 x 26 cm	Ref. 080451: 5 x 9 cm
Ref. 080452: 14 x 28 cm	Ref. 080454: 19 x 36 cm
Ref. 080456: 25 x 40 cm	Ref. 080457: 30 x 40 cm
Ref. 080458: 30 x 45 cm	Ref. 080459: 5.7 x 13 cm

NUEVO

200 bolsas por paquete

CONSULTAR PRECIOS

Producto Sanitario Clase I (MDR 2017/745)
Conforme a las normas: ISO 11607-1:2017 y EN 868-5:2009

Bobinas para selladoras



Especificaciones

Ref. 080441: 5 cm x 200 m	Ref. 080445: 20 cm x 200 m
Ref. 080442: 7.5 cm x 200 m	Ref. 080446: 25 cm x 200 m
Ref. 080443: 10 cm x 200 m	Ref. 080447: 30 cm x 200 m
Ref. 080444: 15 cm x 200 m	

CONSULTAR PRECIOS

Producto Sanitario Clase I (MDR 2017/745)
Conforme a las normas: ISO 11607-1:2017 y EN 868-5:2009

Mini arenadora para uso extraoral

- ✓ Granulación del óxido de 50 a 100 micras.
- ✓ Imprescindible para la limpieza de brackets.
- ✓ Adecuación de microrretenciones y coronas.
- ✓ Ajuste de contactos interproximales.
- ✓ Operaciones de arenado de precisión.
- ✓ Arenamientos oclusares.



Este modelo es para laboratorio de prótesis dental; no puede ser utilizado para aplicaciones intra-oral.

Incluido

REF. 100122
SÚPER OFERTA
130 € + IVA

45 mm
110 mm
195 mm
0,27 kg



OFERTA ESPECIAL | Laboratorio


Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



MESTRA

Baño de ultrasonidos Calypso 4 litros

- ✓ Con calentamiento.
- ✓ Con válvula de desagüe.
- ✓ Incluye vaso de cristal.
- ✓ Incluye pinzas limpiafresas Ref. 070520
- ✓ Incluye cesta de acero inoxidable.



REF. 080422

-22% pvp 1.441,03 €
1.124 € + IVA

Baños de ultrasonidos 2.8, 3.4 y 5.8 litros


- ✓ Temperatura regulable.
- ✓ Incluye cesta de acero inoxidable.
- ✓ Fabricados en acero inoxidable.
- ✓ Con válvula de desagüe.



5.8 L

REF. 100152

-22% pvp 579,77 €
452 € + IVA




Medidas interiores:
Alto 155 mm
Ancho 298 mm
Fondo 152 mm

3.4 L

REF. 100151

-22% pvp 540 €
421 € + IVA




Medidas interiores:
Alto 100 mm
Ancho 298 mm
Fondo 152 mm

2.8 L

REF. 100150

-22% pvp 420,40 €
328 € + IVA



Medidas interiores:
Alto 100 mm
Ancho 238 mm
Fondo 140 mm

Baño de ultrasonidos 3, 2.5 y 1.4 litros




NUEVO



2,5 L

REF. 100140


-22% pvp 335,48 €
262 € + IVA



3 L

REF. 100142


-22% pvp 218 €
170 € + IVA



1,4 L

REF. 100141

-22% pvp 217,94 €
170 € + IVA



OFERTA ESPECIAL | Laboratorio

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



MESTRA

Articulador semiajustable tipo arcón + estuche

Arquímedes Profesional A7 Plus



Estructura robusta hecha en aluminio, garantizando mayor estabilidad y visibilidad.

- ✓ Sistema de estabilización del movimiento de la guía condilar con conexión de silicona.
- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm)
- ✓ Regulación del ángulo de Bennet.
- ✓ Regulación de la guía condilar.
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.
- ✓ Traba en céntrica.



REF. 010099

-22% pvp 256,70 €
200 € + IVA




Set Profesional Estándar

- ✓ Articulador A7 PLUS
- ✓ Arco facial estándar
- ✓ Estuche

REF. 010102

SÚPER OFERTA
265 € + IVA



Set Profesional Élite

- ✓ Articulador A7 PLUS
- ✓ Arco facial élite
- ✓ Estuche

REF. 010101

-22% pvp 485,65 €
379 € + IVA



Articulador semiajustable tipo arcón + estuche

Arquímedes Protrusal A7 Plus E



Guías condilares exclusivas en aluminio con ajuste milimétrico.

- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Sistema estabilizador de los movimientos.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm)
- ✓ Sistema de trabamamiento bilateral.
- ✓ Regulación del ángulo de Bennet.
- ✓ Regulación de la guía condilar.
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar plana.



REF. 010103

SÚPER OFERTA
285 € + IVA




Set Protrusal Estándar

- ✓ Articulador A7 PLUS-E
- ✓ Arco facial estándar
- ✓ Estuche

REF. 010104

SÚPER OFERTA
330 € + IVA



Set Protrusal Élite

- ✓ Articulador A7 PLUS-E
- ✓ Arco facial élite
- ✓ Estuche

REF. 010106

SÚPER OFERTA
450 € + IVA



Articulador semiajustable tipo arcón + estuche

4000 S



- ✓ Distancia intercondilar ajustable (eje expansor)
- ✓ Reglaje del ángulo de la guía condilar.
- ✓ Reglaje del ángulo de Bennet.
- ✓ Estabilización para los movimientos de articulación (O-ring)
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.



REF. 010107

-22% pvp 307,35 €
240 € + IVA




Set 4000 S Estándar

- ✓ Articulador 4000S
- ✓ Arco facial estándar
- ✓ Estuche

REF. 010107S

-22% pvp 424,11 €
331 € + IVA



Set 4000 S Élite

- ✓ Articulador 4000S
- ✓ Arco facial élite
- ✓ Estuche

REF. 010107E

-22% pvp 536,19 €
418 € + IVA



OFERTA ESPECIAL | Laboratorio

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



MESTRA

Articulador tipo arcón

Arquímedes Junior A7 Fix

- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Sistema de estabilización magnético (embutido) para el movimiento de la guía condilar.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm)
- ✓ Ángulo de Bennet fijo en la media 15°
- ✓ Guía condilar fija en la media 30°
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.




REF. 010098

-22% pvp 143,10 €
112 € + IVA



Arco facial Estándar

Aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador. La transferencia del registro del paciente es realizada fijándose el arco facial completo en el articulador.



REF. 010102-50

-22% pvp 122,08 €
95 € + IVA



CE Producto sanitario

Arco facial Élite

Sistema de articulación y fijación del tenedor que permite un registro más rápido. Elimina la necesidad del arco en el proceso de montaje de los modelos en el articulador.



REF. 010100-55

-22% pvp 254,20 €
198 € + IVA



CE Producto sanitario

Articulador funcional de 2 puntos

- ✓ Fabricado en latón y acero inoxidable.
- ✓ Con movimientos de lateralidad.




78 mm
115 mm
126 mm
0,3 kg

REF. 010040

-22% pvp 37,26 €
29 € + IVA

Articulador balanceado ligero con plano oclusal



130 mm
125 mm
160 mm
0,6 kg

REF. 010090

-22% pvp 81,77 €
64 € + IVA

Articulador balanceado ligero



130 mm
125 mm
160 mm
0,6 kg

REF. 010090B

-22% pvp 75,56 €
59 € + IVA

Articulador condilar magnético



95 mm
130 mm
100 mm
0,34 kg

REF. 010185

-22% pvp 60 €
47 € + IVA

Articulador de plástico desechable



100 unidades

REF. 010147

-22% pvp 21,20 €
17 € + IVA


NUEVO



100 unidades

REF. 010148

-22% pvp 21,20 €
17 € + IVA



OFERTA ESPECIAL | Laboratorio

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026




MESTRA

Mesas de trabajo para uno y dos puestos




- ✓ Mesas de trabajo de muy alta calidad.
- ✓ Conexión 220 V
- ✓ Cuentan con todos los elementos y accesorios para el trabajo en entornos dentales
- ✓ Con preinstalación para mechero de gas.
- ✓ Astillera que encaja perfectamente con la caja de trabajo Orión (Ref. 080214 de MESTRA)

REF. 100304
-10% pvp 2.773,79 €
2.496 € + IVA



REF. 100303
-10% pvp 1.979,28 €
1.781 € + IVA




Mesa de trabajo

Mesa de trabajo metálica con encimera de madera que cuenta con todos los elementos y accesorios para el trabajo en entornos dentales: dos enchufes, balda/repisa, cajón, etc. Montaje sencillo.



REF. 100301
-22% pvp 845,02 €
659 € + IVA



Mesa de trabajo


- ✓ Mesa metálica con encimera de madera.
- ✓ Silla para puesto de trabajo REF. 100300
- ✓ Pulidora y dos bandejas.
- ✓ Lámpara LED.
- ✓ Micromotor.

Obsequio:

- ✓ Lupa de mesa
- ✓ Fresero magnético



REF. 100301K2
-22% pvp 2.394,11 €
1.867 € + IVA




Sillas para puesto de trabajo



NUEVO

1 regulador de altura




Sin ruedas

REF. 100297
-22% pvp 266,10 €
208 € + IVA



1 regulador de altura




Con ruedas

REF. 100298
-22% pvp 266,10 €
208 € + IVA

NUEVO



Permiten cuatro regulaciones diferentes: Altura e inclinación del asiento, y altura y ángulo de inclinación del respaldo



REF. 100299

-22% pvp 316,79 €
247 € + IVA

Ruedas con frenado de seguridad (EN 1335-2:2009)



Ruedas con frenado de seguridad (EN 1335-2:2009)



REF. 100300

-22% pvp 341,15 €
266 € + IVA

OFERTA ESPECIAL | Laboratorio

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026




MESTRA

Bandejas porta-trabajos

145 mm
190 mm
140 mm
0,2 kg (unidad)

Barra de sujeción
REF. 100060



Amarillo
Azul
Rojo
Verde
Blanco

REF. 100050
REF. 100052
REF. 100054
REF. 100056
REF. 100058


10 unidades de un color.
-22% pvp 90,55 €
71 € + IVA



Bandejas porta-trabajos grandes

145 mm
205 mm
195 mm
0,3 kg (unidad)

Barra de sujeción
REF. 100060



Amarillo
Azul
Rojo
Verde
Blanco

REF. 100062
REF. 100064
REF. 100066
REF. 100068
REF. 100069

10 unidades de un color.
-22% pvp 102,48 €
80 € + IVA



Bandejas porta-trabajos altas

145 mm
155 mm
145 mm
0,2 kg (unidad)

Barra de sujeción
REF. 100060



Amarillo
Azul
Rojo
Verde
Blanco

REF. 100071
REF. 100072
REF. 100073
REF. 100074
REF. 100075

10 unidades de un color.
-22% pvp 77,63 €
61 € + IVA



Bandejas porta-trabajos sobremesa

*No compatible con carro Ref. 100048,
ni con barra soporte Ref. 100060

210 mm
150 mm
140 mm
0,3 kg (unidad)



Amarillo
Azul
Rojo
Morado
Blanco

REF. 100043
REF. 100044
REF. 100045
REF. 100046
REF. 100047


10 unidades de un color.
-22% pvp 31,16 €
24 € + IVA

Carro porta-bandejas

1350 mm
520 mm
850 mm

REF. 100048

-22% pvp 430,10 €
335 € + IVA



Carro porta-bandejas

+ 30 bandejas pequeñas
+ 20 bandejas grandes

REF. 100048-50

-22% pvp 848,70 €
662 € + IVA

Carro porta-bandejas

+ 60 bandejas pequeñas

REF. 100048-60

-22% pvp 905,63 €
706 € + IVA



OFERTA ESPECIAL | Laboratorio

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



MESTRA


Lupas



Ligera, práctica y con excelente visión clara y panorámica. La lupa es imprescindible para procedimientos clínicos y laborales.

Fabricadas con resina CR-39, mayor resistencia contra abrasión y excelente transparencia.

- ✓ Disponible con aumento de 2,5x ó 3,5x.
- ✓ Dimensiones del embalaje: (CxLxH) 25,5 x 16,5 x 3,5 cm.
- ✓ Peso: 65g.



OFERTA LANZAMIENTO

Aumento 2,5 x

REF. 100076

OFERTA DE LANZAMIENTO
32 € + IVA

Aumento 3,5 x


REF. 100077

OFERTA DE LANZAMIENTO
32 € + IVA

NUEVO



Lámpara LED




¡LA MÁS VENDIDA!

- ✓ 84 LEDs grandes.
- ✓ Temperatura de color 6000 K
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.
- ✓ Brazo especialmente rígido.

REF. 100288

SÚPER OFERTA
90 € + IVA

Lámpara LED




NUEVO

- ✓ 90 LEDs grandes.
- ✓ Temperatura de color 6000-7000 K
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

REF. 100289

SÚPER OFERTA
90 € + IVA

Lámpara LED



- ✓ 117 LEDs.
- ✓ Temperatura de color 5600-6000 K
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

REF. 100290

SÚPER OFERTA
90 € + IVA

Lámpara lupa



Lente de 3 dioptrías

REF. 100287


Lente de 5 dioptrías

REF. 100287-5x

- ✓ 90 LEDs blancos.
- ✓ Diámetro lupa 120 mm
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

SÚPER OFERTA
76 € + IVA


Lámpara LED



- ✓ 140 LEDs.
- ✓ Temperatura color 3000/6500 K
- ✓ 3 tipos de luz: fría, neutra y cálida.
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Con pinza de sujeción a mesa.

REF. 100289V

-28% pvp 150 €
108 € + IVA



Giro de hasta 180°



Luz fría
1 hilera



Luz neutra
2 hileras



Luz cálida
1 hilera

NUEVO

Accesorios para lámpara y lupa

REF. 100287 - REF. 100288



NUEVO

Soporte con ruedas

REF. 100288-10

-22% pvp 71 €
57 € + IVA



REF. 100288-02

Sargento grande




REF. 100288-03

Soporte pared



REF. 100288-04

Soporte mesa atornillable



25 cm

REF. 100288-07

Soporte sobremesa

HypsoCAD

REF. 150110

Licencia completa.

HypsoCAD es el CAD ideal para cualquier tipo de restauración dental. Flexible. Intuitivo. Poderoso.

El software se paga anualmente y no requiere un PAGO inicial. Cuando no necesite utilizar el software, puede dejar de pagarlo.

La licencia está basada en la nube, lo que significa que no necesita comprar un dongle para instalarla.

Esto le permite utilizar la misma licencia en diferentes PC pero no simultáneamente.



NUEVO

REF. 150110

4.900 €
+ IVA




Sin restricciones



Librerías siempre
actualizadas



Fácil de usar
y soporte en tiempo real



PLAN DE PRECIOS

SUSCRIPCIÓN MENSUAL

- Después de 30 días podrás decidir si renuevas o cancelas tu suscripción.

ACTUALIZACIONES INCLUIDO

- Suscripción anual.
- Un solo pago al año.
- Actualizaciones y soporte incluido.

LICENCIA PERPETUA

- Único pago.
- Actualizaciones y soporte incluido 1 año.


PRUEBA GRATUITA




Usa todas las funciones de la licencia All-in gratis durante 14 días. Obtén acceso completo a todas las funciones sin limitaciones ni obligación de compra.

- 1- Ir a www.hypsocad.com
- 2- Solicite su prueba gratuita del software.
- 3- Abra el correo electrónico con el enlace para descargar el software y su ID de cliente.
- 4- Utilice todas las funciones de la licencia All-in de forma gratuita durante 14 días.

SISTEMA ABIERTO Y ACTUALIZADO

- Sistema abierto.
- Asistencia técnica incluida.
- Actualizaciones continuas.
- Sin restricciones en trabajos y exportaciones de archivos.
- Capacitación en línea y tutoriales en vídeo.
- Comunidad global.




	SUSCRIPCIÓN	PRECIO	ACTIVACIÓN	TIPO LICENCIA	ACTUALIZACIONES	SOPORTE
	Licencias bajo demanda (anuales) o perpetuas.	948 € /año a 1548 € /año ó 2900 € hasta los 4900 € perpetuas	Activación online sencilla e inmediata, sin necesidad de dongle físico.	Identificación de cliente digital que permite una fácil transferencia de licencia. No se puede perder ni robar.	Actualizaciones automáticas y gratuitas para siempre.	Soporte de equipo interno dedicado por teléfono, correo electrónico, chat, WhatsApp, TeamViewer. Contacto directo con el equipo de desarrollo.
	Licencia perpetua.	Paquetes desde 4.500 € (Core Lab) a 9.900 € (Ultimate).	Debe comunicarse con un revendedor para la activación.	Dongle físico conectado a un puerto USB. Riesgo de perder el dongle.	Actualizaciones de pago con intervención del proveedor (mín. 1000 €/año).	Soporte proporcionado por revendedores, la calidad del servicio depende del socio elegido. Sin contacto directo con el equipo de desarrollo.
	Licencia anual.	A partir de 2.000 € / año, añadir algunos módulos puede superar fácilmente los 5.000 € -7.000 €/año.	Debe comunicarse con un revendedor para la activación.	Dongle físico conectado a un puerto USB. Riesgo de perder el dongle.	Actualizaciones gratuitas	Soporte proporcionado por revendedores, la calidad del servicio depende del socio elegido. Sin contacto directo con el equipo de desarrollo.

Qué hay de nuevo

Estamos constantemente mejorando HypsoCAD. Estas son algunas de las nuevas características y mejoras notables que hemos realizado:

NUEVA BIBLIOTECA DE MUÑONES

Simplemente defina un encerado digital y selecciónelo de las bibliotecas anatómicas.




En la barra de herramientas principal encontrarás un nuevo botón que abre una vista previa para personalizar las mallas.



FUNCIÓN DE POSICIONAMIENTO


¡El multi movimiento es 100 veces más rápido que antes! Además, puedes agregar y eliminar puntos de control para mover la curva con mayor facilidad.



NOVEDAD HYP SOBAR


Encontrarás un parámetro para suavizar la nueva superficie plana, podrás mover el PLANO en todas

las direcciones y podrás gestionar paramétricamente el Espesor Mínimo de la construcción final.




FLUJO WAXUP DIGITAL


¡Nueva construcción virtual de encía! Puedes corregir los contactos con el maxilar y el antagonista.




También encontrarás la nueva función de muñones que te permite configurarlos en paralelo con un mismo eje de inserción.




¡Descargue la biblioteca anatómica LMShape del servidor,
ahora disponible para múltiples colocaciones!




Observa el mapa de colores entre una incrustación
y el diente adyacente.



Podrás cambiar la biblioteca anatómica dentro
de la herramienta de colocación.



¡Inserte el protector del orificio del tornillo dentro de
la prótesis incluso cuando el orificio esté saliendo!



MESTRA

Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)

Oferta válida salvo error tipográfico o fin
de existencias. El fabricante se reserva el
derecho a modificaciones sin previo aviso.



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 1100018003