

A dentist with a beard and mustache, wearing a white lab coat, is smiling down at a female patient lying in a dental chair. The patient is also smiling and looking up at the dentist. The background is a blurred dental clinic setting with a large dental light fixture visible on the left. The entire image has a teal/cyan color overlay.

OFERTAS Y PROMOCIONES

Otc./ Dic. 2025



MEDISER

DEPÓSITO · DENTAL

MICRO SMART 230V 50HZ



**3 años
de garantía**

EXTENSIÓN DE GARANTÍA

Consigue 2 años de garantía extra (total 5) al registrar la garantía de tu compresor.

REF: 1035050

2.495 €

~~3.988,09 €~~

Sin separador Amalga

REF: 1035060

3.290 €

~~5.133,92 €~~

Con separador Amalga

Aspiración progresiva, para 1 o 2 equipos (dependiendo de la exigencia del profesional y de las distancias).


Con su **sistema inverter**, Micro Smart **reconoce en cada momento las necesidades de aspiración de la clínica**, adaptando la velocidad del motor en tiempo real.

En la versión sin separador de amalgama, Micro Smart no incluye panel de control, que se puede pedir a parte (ref.: 1181642).

Datos técnicos

- Potencia rendida: 1.12 kW - 8 A.
- Caudal máximo: 900 l/min.
- Presión máxima en servicio continuo: 210 mbar.
- Frecuencia máxima 120 Hz.
- Nivel sonoro: 64-71 db(A).

COMPRESOR AC 200



3 años
de garantía

EXTENSIÓN DE GARANTÍA

Consigue 2 años de garantía extra (total 5) al registrar la garantía de tu compresor.

REF: 1013230

2.810 €

~~4.376,65 €~~

Compresor de 2 cilindros con secador 2-3 sillones dentales.

El AC200 está diseñado para dar servicio a 2 o 3 turbinas.

Los compresores Cattani libres de aceite se ensayan rigurosamente e individualmente al terminar la producción. **Entregan aire seco y de elevada pureza.**

Datos técnicos

- Compresor 2 cilindros con secador de aire.
- Motor monofásico: 230V 50 Hz.
- Potencia: 1.2 kW - 7.7 A.
- Depósito de aire de 30 litros.
- Caudal efectivo a 5 bar: 160 l/min.
- Nivel sonoro: 71.8 dB (A).

AUTOCLAVE B CLASSIC



3 años
de garantía

17 LT

REF: 7AM10000

3.885 €

~~5.855 €~~

22 LT

REF: 7AM11000

3.990 €

~~7.360 €~~

Arranque diferido: La opción de inicio diferido del autoclave permite la **programación diferida del inicio de los ciclos**, permitiendo la racionalización del uso del equipo.

Secado extra: Función que permite **establecer tiempos de secado personalizados** para cargas especialmente difíciles.

Ciclo Custom: Los **parámetros del ciclo pueden ser programados según las propias necesidades con total seguridad**, eligiendo en un intervalo de valores conforme a la ley.

Opción de Softwares: DataSter, EasyCheck, MyTrace y Di.V.A

Dotación

- 5 bandejas porta instrumentos.
- Soporte porta bandejas
- Documentación operador y Declaración de conformidad CE válvula de seguridad.
- Lubricante para mecanismo bloqueo puerta.
- Extractor para bandejas.
- Filtro bacteriológico adicional.
- Tubo de goma con conexión rápida para descarga agua manual.
- Empalme en ángulo + empalme recto
- Llave tubular en T (para desbloqueo manual de la puerta)
- Tubo de plástico para desagüe directo agua, con abrazadera de fijación.
- Separadores traseros.
- Memoria USB que contiene: Manual de usuario.
- Filtro antipolvo.

AUTOCLAVE B FUTURA 22 LT



3 años
de garantía

REF: 7AM21000

4.660 €
~~7.990 €~~

Tiempos de ciclo reducidos:

Modular Drying: opción para poder seleccionar la cantidad de carga a esterilizar, adaptando la duración del secado y así poder reducir el tiempo del ciclo. Un ciclo B completo en 31 minutos.

Ciclo Custom: es posible personalizar el ciclo de esterilización (pre-vacíos, temperatura, tiempo de secado y tiempo del ciclo de esterilización).

Opción de **Arranque Diferido**.

Función de Secado ExtraFiltro desmineralizador integrado.

Opción de Softwares: **DataSter, EasyCheck, MyTrace y Di.V.A.**

App para monitorizar los autoclaves: **Steril Connect**

Dotación


- 5 bandejas porta instrumentos.
- Soporte porta bandejas
- Documentación operador y Declaración de conformidad CE válvula de seguridad.
- Lubricante para mecanismo bloqueo puerta.
- Extractor para bandejas.
- Filtro bacteriológico adicional.
- Tubo de goma con conexión rápida para descarga agua manual.
- Empalme en ángulo + empalme recto
- Llave tubular en T (para desbloqueo manual de la puerta)
- Tubo de plástico para desagüe directo agua, con abrazadera de fijación.
- Separadores traseros.
- Memoria USB que contiene: Manual de usuario.
- Filtro antipolvo.



Esterilización garantizada.

Las termoselladoras Millseal están dotadas de control electrónico de los parámetros —tiempo y temperatura. Además, sus señales acústicas y luminosas informan sobre las condiciones correctas de operatividad de la termoselladora.

SELLADORA MILLSEAL EVO AUTOMATICA



REF: M7B210001

1.430 €

~~2.446,32 €~~

¡Millseal+ Evo es capaz de preparar hasta 20 bolsas por minuto!
La termoselladora automática que reduce los tiempos de envasado.

Puedes programar la longitud y el número de bolsas que se desea preparar, es suficiente con seleccionar la tecla «Programa» para poner en marcha el procedimiento. Su práctico teclado permite controlar las distintas funciones, identificadas mediante iconos claros e intuitivos. Después de haber seleccionado uno de ellos, la termoselladora prepara automáticamente las bolsas. Como alternativa, el operador puede intervenir manualmente envasando los instrumentos del modo tradicional.

Garantiza una banda de sellado de 12 mm, muy superior a los estándares exigidos por las normativas vigentes.


SELLADORA MILLSEAL PLUS MANUAL



REF: WCMY00A0000

475 €

~~737,91 €~~



Millseal+ Manual posee un diseño ergonómico y funcional con un control electrónico de los parámetros garantiza una banda de sellado superior a los estándares impuestos por las normativas vigentes (12mm.)

Dotación

- Barra tope papel
- 2 tornillos
- 4 dispositivos de centrado
- Llave Allen
- Tubo portarrollos
- 2 soportes rollo
- Documentación operador
- Termoselladora Millseal Plus
- Bandeja de salida
- Cable de alimentación
- 2 fusibles

MT-BONE

mectron
medical technology



REF: 05080013
8.290 €
~~10.068 €~~

UN NUEVO ESTÁNDAR EN CIRUGÍA ÓSEA PIEZOELÉCTRICA

Combina potencia, precisión y tecnología de vanguardia.

Interfaz táctil intuitiva, conectividad Wi-Fi y posibilidad de actualizaciones remotas.

Hasta un 20 % más de potencia y rendimiento de corte optimizado.


Nueva pieza de mano con luz LED de 90.000 lux.

Ajustes de inserto preconfigurados.

PIEZODRILL® una solución revolucionaria para la preparación del lecho implantario.

KIT MT-BONE PIEZA DE MANO DRILL


(Incluye pieza de mano drill + 1 kit insert A o B y 1 insert IM1S)



REF: 03120245
3.150 €

2º KIT (A O B) + INSERT IM1S.

(Incluye pieza de mano drill + 1 kit insert A o B y 1 insert IM1S)



A Marcas pares
B marcas impares



REF: IM1S


REF INSERT A: 01520027

REF INSERT B: 01520028

1.090 €

PIEZOSURGERY WHITE KIT

mectron
medical technology



REF: 05120063PM

4.990 €

~~6.198,78 €~~

Equipo para piezocirugía.

Datos técnicos

- Trabajo eficiente: Óptimo balance entre la eficacia de corte y preservación del tejido blando.
- Ergonomía: Fácil manejo y limpieza. Configuraciones orientadas a la cirugía.

Dotación

- Dispositivo Piezosurgery® con pieza de mano con luz LED.
- Kit 8 tubos para bomba.
- Llave dinamométrica K8.
- Pedal Piezosurgery®
- Cable de alimentación.
- 1 Maletín de transporte.

COMBI TOUCH PERIO PROFILAXIS



REF: 05020015008

6.190 €
~~7.850 €~~

Aeropulidor y ultrasonidos en un único dispositivo. Más de 50 insertos para una gran variedad de aplicaciones.

Tratamiento supragingival con polvos de bicarbonato y eliminación de biofilm subgingival con polvo de glicina. Único sistema Soft mode para tratamientos en pacientes con hipersensibilidad.

Datos técnicos

- Unidad de profilaxis multifuncional Aeropulidor y ultrasonidos en un único dispositivo.
- Más de 50 insertos para una gran variedad de aplicaciones,
- Tratamiento supragingival con polvo de bicarbonato y eliminación de biofilm subgingival con polvo de glicina.

Dotación

- Pieza de mano LED. Botella de 500 ml.
- Tapón de seguridad gris.
- Cabezal de spray 120°. Cabezal de spray PERIO.
- Puntas perio subgingivales (40 uds) monouso.
- Llave K9 g.2 Botella polvo Glycine® 160 g.2 insertos: S1S + P3

MICROPIEZO PROFILAXIS



REF: 05080013

1.350 €

~~1.863,89 €~~

Sistema de Limpieza por Ultrasonidos.

El nuevo Micropiezo es un equipo compacto que **se puede usar para endodoncia, periodoncia, limpieza y tallado.**

Dispone de **irrigación autónoma**, una nueva pieza de mano más fina con luz circular y el Soft Mode para pacientes con hipersensibilidad.

Datos técnicos

- Irrigación independiente.
- Wifi.
- Soft Mode.
- Pantalla táctil.

Dotación

- 1 pieza de mano led.
- SLIM.1 insert S1S.
- 1 insert P3.1
- Botella de 500ml.
- 1 pedal.

El laser Medencey, incluye una formación online de 1 hora. Diseñado para la práctica dental innovadora. **Software intuitivo con más de 30 tratamientos preestablecidos y una amplia variedad de accesorios disponibles** permiten una rápida puesta en marcha y un fácil control del procedimiento.

PRIMO LASER DENTAL 980NM-10W

REF: LAMED0022

5.990 €

~~7.269,60 €~~



3 años
de garantía

PRIMO proporciona una variedad de aplicaciones y beneficios en cirugía dental, periodoncia, endodoncia, implantología, cosmética y terapia.

Datos técnicos

- Longitud de onda de 980nm.
- Potencia 10 Watts CW.
- Pantalla táctil 7" ancho.
- 35 Programas personalizables.
- Selección de Menú de favoritos.
- Puntos Autoclavables.
- Arco-tip para blanqueamiento.
- Bio-tip para Bioestimulación.
- Menú multilingüe.
- 2 años de garantía.

Dotación

- 3 x gafas de protección Láser
- Pedal de control inalámbrico
- Fuente de alimentación con cable
- Señal de advertencia Láser
- Kit pieza de mano con fibra
- 3 cajas de puntas autoclavables
- Punta Bio + Arco de blanqueamiento
- Guía de inicio rápido
- Estuche de transporte.

TRIPLO LÁSER DENTAL MULTI-WAVES

MEDENCY
TECHNOLOGY | INNOVATION | PASSION



REF: LAMED0093

9.450 €

~~10.389,60 €~~

**DE REGALO LA PIEZA
DE MANO DIRECTO**



Valorada en:
990€

**3 años
de garantía**

Con tres longitudes de onda: 450 nm, 635 nm y 980 nm TRIPLO combina las propiedades de la luz láser azul, roja e infrarroja .

Datos técnicos

- Recuperación post quirúrgica más satisfactoria.
- Potencia: 10 W.
- Frecuencia: Hasta 25 kHz.
- Efecto térmico reducido.
- Fibra flexible y puntas reutilizables.
- Unidad portátil con pedal inalámbrico.
- Software intuitivo.

Dotación

- 3 X gafas de protección Láser.
- Pedal de control inalámbrico.
- Fuente de alimentación con cable.
- Señal de advertencia Láser.
- Kit pieza de mano con fibra.
- 3 cajas de puntas autoclavables
- Punta Bio + Arco de blanqueamiento.
- Guía de inicio rápido.
- Estuche de transporte.

TRIAUTO ZX2+



REF: 6962

2.650 €
~~4.262,90 €~~

Nuevo motor de endodoncia inalámbrico con localizador de ápices integrado.

Motor y localizador en un aparato muy ligero de tan solo 140 g.

Funciones únicas OGP (Glide Path) y OTR (Twist Motion), patentadas por Morita.

Resultados absolutamente fiables y seguros en todo momento.

Datos técnicos

- Auto Start / Stop.
- Forward and Reverse Rotation.
- Optimal Apical Stop.
- AutoTorque Slow-down.
- Auto Torque Reverse.
- Auto Apical Slow Down.
- Auto Apical Stop.
- Auto Apical Reverse.
- Auto Torque Down.

ROOT ZX MINI



REF: 6951150

895 €

1.220 €

Localizador de ápices portátil con **tecnología de vanguardia y exclusiva alerta acústica auditiva para curvaturas en conductos**. Tamaño reducido

Compacto, ligero, y con un diseño innovador. Precisión absoluta, sin necesidad de ajuste a cero, con calibración automática y con un gran display a color.

Permite una **localización de ápice precisa** para la eliminación parcial o total de radiografías.

Datos técnicos

- Posibilidad de establecer un aviso adicional para una situación de interés (curva pronunciada).
- Barra intermitente con 3 memorias de trabajo para determinar la distancia de trabajo personalizada.
- Barra de memoria para marcar el comienzo de una curva muy cerrada o un punto concreto desde el ápice.
- Conexión por cable USB con micromotor Tri Auto Mini.

Dotación

- 1 cable de sonda.
- 3 x portalimas.
- 5 x contraelectrodos.
- 1 x verificador.
- 3 x pilas DC 1.5 V tamaño AAA.



MEDISER CONTROL, S.L.

Herminio Madinabeitia, 18 Interior
(pabellon 9) 01006 Vitoria

945 144 872

www.medisercontrol.com

SOLICITUD DE DEMOSTRACIONES:
688 802 317