

#innovatencion



wh.com



Novedades y Ofertas

Mayo 2025 - Diciembre 2025



Cumple la Normativa



MDR

Normativa europea obligatoria
que garantiza la seguridad en
los productos sanitarios.

IDS
2025



INNOVATENCIÓN

Innovación
Austriaca



Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

Atención
personalizada
en España

Fotografía: **Ángela Paredes**
Directora de W&H Ibérica

Instrumental de clínica

Turbinas y contra-ángulos, una solución para cada tratamiento.



¡GRATIS!
1 Bote de 120 toallitas desinfectantes BePro con cada instrumento

Excepto Kits Cirugía y Plan Renove



Luz sin sombras

Único anillo con 5 LEDs esterilizable del mundo, proporciona luz sin sombras en la zona de tratamiento!



Silencioso

Comodidad para usted y sus pacientes, ¡solo 59 decibelios!



Ergonómico

Ligero y sin vibraciones, la combinación ideal para un trabajo intensivo.



Seguro

Turbinas con cabezal higiénico¹ y válvula anti-retorno² que previenen la infección cruzada.

¹ Sistema exclusivo W&H patentado en Europa y EEUU. ² En las turbinas con conexión W&H Rotoquick® la válvula anti-retorno se encuentra en el acoplamiento.



Turbina Vision TK-98 L+RQ-24

- › Anillo LED+ sin sombras
- › 5 Sprays
- › Cabezal Ø11,5mm
- › 24 W / 360.000 rpm
- › Conexión W&H

€ 1.199

~~2.085€~~
Ref. 99600021



Turbina Fusion TG-98 L+RQ-24

- › Luz LED+
- › 4 Sprays
- › Cabezal Ø11,5mm
- › 21 W / 360.000 rpm
- › Conexión W&H

€ 825

~~1.444€~~
Ref. 99600020



Turbina Fusion TG-98 L/LM

- › Luz LED+
- › 4 Sprays
- › Cabezal Ø11,5mm
- › 21 W / 360.000 rpm
- › Conexión W&H/Multiflex®**

€ 625

~~1.086€~~
Ref. 30001000 / 30003000



Turbina Alegria TE-98 LQ+RQ-54

- › Luz LED+ Autogenerada
- › 3 Sprays
- › Cabezal Ø12,2mm
- › 18 W / 330.000 rpm
- › Conexión W&H

€ 699

~~1.209€~~
Ref. 996000191



Turbina Alegria TE-95 RM

- › Sin luz
- › Spray simple
- › Cabezal Ø12,2mm
- › 18 W / 330.000 rpm
- › Conexión 4 Vías

€ 350

~~574€~~
Ref. 30075000



Contra-ángulo Fusion WG-99 A/LT

- › Sin luz / Luz barra de vidrio
- › 4 Sprays
- › Cabezal Ø 9,5mm
- › Contra-ángulo 1:5

WG-99 A WG-99 LT
€ 610 820

~~959€~~ ~~1.380€~~
Ref. 30008000 Ref. 30007000



Contra-ángulo Fusion WG-56 A/LT

- › Sin luz / Luz barra de vidrio
- › Spray simple
- › Cabezal Ø 9,5mm
- › Contra-ángulo 1:1

WG-56 A WG-56 LT
€ 495 550

~~844€~~ ~~959,22€~~
Ref. 30010000 Ref. 30009000



Contra-ángulo Alegria WE-99 LED G

- › Luz LED+ Autogenerada
- › 3 Sprays
- › Cabezal Ø 10,1mm
- › Contra-ángulo 1:4,5

€ 845

~~1.462€~~
Ref. 10259900



Contra-ángulo Alegria WE-56 LED G

- › Luz LED+ Autogenerada
- › Spray simple
- › Cabezal Ø 10,1mm
- › Contra-ángulo 1:1

€ 615

~~1.033€~~
Ref. 10255600

* Consulte condiciones en wh.com

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca

El anillo de luz LED+ de la gama Synea Vision garantiza una zona de tratamiento 100% sin sombras.

Atención personalizada en España

Le asesoramos en la elección del instrumental rotatorio más adecuado para la aplicación precisa.

Catálogo interactivo: Haga clic en los botones



Fotografía Ángela Paredes
Directora de W&H Ibérica

Oferta kits de instrumental

Turbinas y contra-ángulos



¡GRATIS!
1 Bote de 120 toallitas
desinfectantes BePro
con cada instrumento

Excepto Kits Cirugía y Plan Remove



Pack 01
Synea Fusion
Luz LED+

- › Turbina TG-98 L LED+
- › Acoplamiento RQ-24
- › C.A. 1:1 WG-56 A sin luz
- › P.M. 1:1 HG-43 A sin luz

€ 1.535

2.962€
Ref. 99600423



Pack 02
Synea Fusion
Luz LED+

- › Turbina TG-98 L LED+
- › Acoplamiento RQ-24
- › C.A. 1:1 WG-56 A sin luz

€ 1.265

2.276€
Ref. 99600425



Ahorre con Assistina ONE
Un Assistina Care Set Oil rinde
como **20 botellas** de aceite




Aceite sintético
Service Oil F1
Desarrollado especialmente para
el mantenimiento de turbinas,
piezas de mano y contra-ángulos,
instrumentos de cirugía, scalers y
micromotores de aire de W&H.

MD-400 (400 ml, 6 pcs)

€ 243


Ref. 10940021



Boquilla para contra-ángulos
y piezas de mano

€ 11,57


Ref. 02038200



Boquilla para turbinas,
micromotores y scalers
de aire W&H con conexión
Roto Quick

€ 11,57


Ref. 02229200



Boquilla para turbinas y
micromotores de aire con
conexión fija

€ 11,57

Ref. 02036100



Boquilla para productos
con conexión Multiflex®

€ 14,69

Ref. 04396100

Oferta Assistina ONE

Oferta especial, **solo 1.395€**
con WG-56 LT/A ¡GRATIS!

ONE



18"

quick
connect
by W&H

Assistina ONE + WG-56 LT/A

- › Limpieza y lubricación en sólo 18 seg.
- › Incluye líquidos lubricante y de limpieza para 2.800 ciclos
- › Incluye adaptador Quick RM y Quick ISO
- › Incluye filtro HEPA

€ 1.395

2.810€
Ref. 99700067 WG-56 A / Ref. 99700052 WG-56 LT

Assistina One
Care Set MB-301

- › 1 Cartucho de W&H Activefluid (200 ml)
- › 1 Cartucho de W&H Service Oil F1 (200 ml)
- › 1 filtro HEPA

€ 127

Ref. 08064970

GRATIS
A ELEGIR

Contra-ángulo
Fusion WG-56 LT
o Fusion WG-56 A

- › Luz barra de vidrio / Sin Luz
- › Spray simple
- › Cabezal Ø 9,5mm
- › Contra-ángulo 1:1

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca

La gama Alegra, proporciona luz LED+
autogenerada permitiendo disponer
de luz LED en equipos sin luz.

Atención personalizada en España

Diseñados para ser sostenibles
pudiendo ser reparados al detalle por
nuestro Servicio Técnico ProService.

i Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

Fotografía **Bartolomé Fernández**
Técnico ProService W&H Ibérica

Synea Power Edition

Concebido para los materiales más duros

Synea Power Edition se ha concebido especialmente para aplicaciones difíciles, como la eliminación de material de caries, cavidades, empastes, coronas y puentes.

Son la solución óptima para los materiales cerámicos como el zirconio, que se utilizan cada vez más en la odontología restaurativa.

¡GRATIS!

1 Bote de 120 toallitas desinfectantes BePro con cada instrumento

Excepto Kits Cirugía y Plan Renove



Mayor rendimiento con la misma presión de apriete

Estos contra-ángulos extra-fuertes tratan el material de alta resistencia en menos tiempo y con menos esfuerzo que los contra-ángulos de alta velocidad normales.



Contra-ángulo WK-900 LT

- › Luz barra de vidrio
- › Revestimiento Anti-arañazos
- › Spray triple
- › Cabezal Ø 10,7 mm
- › Contra-ángulo 1:4

€ 1.495

1.788 €
Ref. 30418000



Contra-ángulo WG-900 LT

- › Luz barra de vidrio
- › Spray triple
- › Cabezal Ø 10,7 mm
- › Contra-ángulo 1:4

€ 1.145

1.357 €
Ref. 30459000



Contra-ángulo WG-900 A

- › Sin luz
- › Spray triple
- › Cabezal Ø 10,7 mm
- › Contra-ángulo 1:4

€ 925

1.089 €
Ref. 30460000



Mayor fuerza de sujeción

El nuevo sistema de sujeción FG, con un aumento de la fuerza de sujeción de un 20%, está concebido para aplicaciones con materiales más resistentes como el **zirconio**.

synea
POWER EDITION

Instrumental para profilaxis

Limpieza y pulido perfectos

En el tratamiento odontológico de hoy en día, la eliminación mecánica profesional de la placa y la biopelícula es una parte integral del flujo de trabajo de la profilaxis. Proxeo ofrece una solución compacta y manejable con todo lo que usted necesita: limpieza, pulido o fluorización.

Standard Latch vs **LatchShort**



Más info **Profilaxis**



Proxeo Twist WP-66 W

- › Sin luz
 - › Contra-ángulo 4:1
- Para copas y cepillos con sistema LatchShort W&H**

€ 380

556 €
Ref. 30189000



Contra-ángulo WP-64 MU

- › Sin luz
 - › Contra-ángulo 4:1
- Para copas y cepillos con sistema Screw-in y Snap-on***

€ 380

556 €
Ref. 10216443

* Consulte condiciones en wh.com

**Copas, cepillos, puntas y/o limas no incluidas

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca

El nuevo sistema de sujeción de Synea Power Edition, está concebido para aplicaciones con materiales altamente resistentes como el zirconio.

Atención personalizada en España

Ponemos a su disposición un experto en profilaxis y sus distintos tratamientos.



Fotografía David Almagro
Atención al cliente W&H Ibérica



Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

Cadena de higiene y esterilización W&H

Productos innovadores y fiables que le garantizan el correcto procesado de su instrumental en todas las fases del proceso.

aims / Advanced Infection Prevention Management Solutions



INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca
130 años de experiencia en investigación, desarrollo y producción de soluciones dentales para prevenir las infecciones.

Atención personalizada en España
Ponemos a su disposición nuestra experiencia para ofrecerle la cadena de higiene y esterilización más adecuada para su clínica.



Paso 01
Enjuague



Paso 02
Limpieza con ultrasonidos
› Uson 3 litros
› Uson 6 litros



Paso 03
Termodesinfección
› Thed de sobremesa y de suelo
› Thed+ de sobremesa y de suelo



Paso 04
Lubricación
› Assistina One
› Assistina Twin



Paso 05
Embolsado y sellado
› Seal2



Paso 06
Esterilización Clase B
› Esterilizadores de 3 a 38 litros

Esterilización Clase B de 3 a 38 litros



Esterilizador Clase B Lisa Mini
› 3 litros
› 5 litros



Esterilizador Clase B Lina
› 17 litros
› 22 litros



Esterilizador Clase B Lara
› 17 litros
› 22 litros



Esterilizador Clase B Lisa
› 17 litros
› 22 litros



Esterilizador Clase B Lara XL
› 28 litros



Esterilizador Clase B Lara XXL
› 38 litros

Ultrasonidos U-son

Limpieza segura

La limpieza ultrasónica es un procedimiento moderno, seguro y eficaz que garantiza una limpieza óptima en el menor tiempo posible. El efecto de cavitación, generado por el uso de ultrasonidos, es capaz de eliminar incluso los depósitos más rebeldes presentes en zonas que de otro modo serían difíciles o imposibles de alcanzar, reduciendo además el riesgo de lesiones o infecciones que pueden producirse durante la limpieza manual.



U-son 3l

- › Capacidad del tanque de 3 litros
- › Cámara de acero inoxidable
- › Dos transductores
- › Temperatura programable
- › Temporizador programable
- › Función de "degas" automática

€ 645

-760€-
Ref. 19600004

U-son 6l

- › Capacidad del tanque de 6 litros
- › Cámara de acero inoxidable
- › Tres transductores
- › Temperatura programable
- › Temporizador programable
- › Función de "degas" automática

€ 975

-1.155€-
Ref. 19600005

* Consulte condiciones en wh.com

Termodesinfectador Thed y Thed+

Limpieza y desinfección

Los nuevos termodesinfectadores Thed+ y Thed ofrecen excelentes rendimientos de limpieza y desinfección, máxima flexibilidad de carga, tiempos de reacondicionamiento optimizados y mucho más, satisfaciendo las necesidades de las clínicas más exigentes.

- › Optimización del tiempo
- › Máxima eficiencia
- › Limpieza sin concesiones
- › Mayor vida útil de las herramientas
- › Gestión del personal
- › Trabaje con una o dos cestas en funcionamiento a los requisitos de la carga

thed

Thed

- › Dos niveles de lavado, hasta 16 kg de carga
- › Ciclo de lavado estándar, con secado incluido, en 55 minutos (Ciclo rápido en 45 minutos)
- › Secado activo con filtro HEPA H13
- › Conectividad completa con loDent y la App W&H Steri
- › Pantalla táctil fácil de usar
- › Dosificación automatizada de detergentes
- › Programa dedicado a piezas de mano: 25 minutos
- › Disponible en monofásica

Thed de sobremesa
Ref. 21050000

Thed de suelo
Ref. 21051000

Thed+

Incluye todas las características de Thed más:

- › Luz en el interior de la cámara de lavado
- › Luces LED para el estado del dispositivo
- › Reconocimiento automático de carros principales
- › Reconocimiento automático de las piezas de mano del kit de inyección
- › Reconocimiento automático de carga
- › Sugerencia de ciclo inteligente
- › Optimización del tiempo de ciclo, consumo de agua, energía y productos químicos
- › Disponible en monofásico o trifásico

Thed+ de sobremesa
Ref. 21055000

Thed+ de suelo
Ref. 21056001

Solicite información y presupuesto personalizado

Cumple la Normativa
MDR
Normativa europea obligatoria
que garantiza la seguridad en
los productos sanitarios.

Video Thed

Nuevos



Único con dos niveles de lavado

Con 2 niveles de lavado y 3 brazos rociadores para limpiar y desinfectar hasta 240 instrumentos o 16 kg de carga.



Automático

Los sensores incorporados reconocen la configuración de la carga y recomiendan el programa más adecuado a utilizar, optimizando la duración del ciclo, el consumo de agua, electricidad y productos químicos (Thed+).



Eco Dry

Reconoce la cantidad de carga y ajusta el tiempo de secado. Gracias al secado por aire forzado con filtro HEPA, garantizamos resultados óptimos y un tiempo de ciclo récord de solo 43 minutos.



Cartuchos integrados

Sistema de cartuchos integrados de sustitución fácil y segura. La posición inclinada de los cartuchos en los espacios adecuados garantiza un uso óptimo y sin desperdicios.

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca

Thed es el único termodesinfectador del mercado con 2 niveles de lavado y 3 brazos rociadores para limpiar y desinfectar hasta 240 instrumentos.

Atención personalizada en España

Nuestro equipo le ofrece asesoramiento técnico para la elección del equipo más adecuado para las necesidades de su clínica.



Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

Fotografía Miguel Aroca
Atención al cliente W&H Ibérica

Mantenimiento Assistina

Limpieza y lubricación

10"

Assistina TWIN

- › Limpieza y lubricación en sólo **10 seg.**
- › Carga continua de los instrumentos gracias a la doble cámara
- › Incluye adaptador Quick RM y Quick ISO
- › Incluye filtro HEPA

€ 2.495

-3.255 €
Ref. 30310003



Más info **Assistina**
i



Twin Care Set

- › W&H Activefluid, MC-302
- › W&H Service Oil F1, MD-302
- › Filtro HEPA

€ 134

Ref. 07484000



Botón de inicio One Touch

Para un uso fácil e intuitivo, la lubricación y la limpieza completas de los canales de spray apenas tardan 10 segundos.



Sistema Quick Connect

Cambio flexible entre piezas de mano gracias a los adaptadores Quick ISO y Quick RM.



Cartuchos listos para usar

Ahorre gracias al consumo adecuado de lubricante y a una limpieza interna precisa que garantiza la larga vida útil del instrumental.



Filtro HEPA

Para cumplir las normas higiénicas y para mantener un entorno de trabajo limpio.

Accesorios de esterilización



Tratamiento de agua Multidem C27

Ofrece un agua desmineralizada de gran calidad.

€ 335

Multidem C27 -598 €
Ref. 19723112

€ 395

Multidem C27 + Pistola -613 €
Ref. 99600521



Unidad de Sellado Seal²

- › Con superficie de trabajo
- › Portarrollos doble
- › Sellado de 12 mm de ancho

€ 540

-839 €
Ref. 19722101

Pistola de aire Q-Dry

Q-Dry ofrece una solución de secado interno óptima para las piezas de mano después de los procesos de limpieza.

€ 159

-190 €
Ref. 19723118

Nuevo

Trazabilidad EliSafe

- › Impresora de etiquetas
- › 1 Rollo de 2.100 etiquetas
- › 1 Cinta cera/resina
- › Lector de código de barras
- › Para Lina RIK, Lara y Lisa VA 2019

€ 940

-1.287,20 €
Ref. 99600601



Sistema de Osmosis Lisa Osmo

Ofrece un agua desmineralizada de gran calidad hasta a 6 esterilizadores.

€ 1.250

-1.540 €
Ref. 19721134

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca

Unidad de mantenimiento Assistina One, Limpieza y lubricación por rotación en tan solo 18 segundos.

Atención personalizada en España

Le ayudamos a calcular los consumos en los mantenimientos para optimizar los costes de su clínica.



Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

* Consulte condiciones en wh.com

Fotografía Marcos Vera
Técnico ProService W&H Ibérica

Esterilizador Lisa Mini 5 litros

Rápido y pequeño.
¿Porque 5 litros?



Los esterilizadores W&H incluyen
Formación por Videoconferencia Personalizada

Nuevo



Un año más...
La marca de autoclaves más vendida en España en 2024

Según el estudio Flash Trend Equipment Spain 2024 de Key-Stone

KEY-STONE
Marketing research and consulting

€ **3.595**

5.628 €
Ref. 99700044



Sólo 10 minutos

El nuevo esterilizador Lisa MINI con ciclo optimizado clase B permite procesar instrumentos embolsados y sellados en menos de 19 min. y sin embolsar en menos de 10 min.



Pequeño

Sus reducidas dimensiones, permiten instalarlo fácilmente en la sala de higiene. Además, ofrece la posibilidad de colocar objetos encima de él.



Alta carga

Permite cargar hasta 1,5 kg, lo que se corresponde con 22 piezas de mano.



Lisa Mini 5 litros

- Pantalla táctil a color
- Registro del ciclo
- 2 Bandejas
- De 3 a 7 ciclos / depósito



2 bandejas

La unidad se suministra con 2 bandejas, pudiendo incorporar una tercera. Además, ofrece espacio para cuatro cassettes de 5 instrumentos o dos cassettes de 10 instrumentos.



Registro de ciclo

La documentación se guarda automáticamente en una unidad USB de alta capacidad.



Trazabilidad mejorada

El esterilizador Lisa Mini ofrece posibilidades orientadas al futuro y simplifica enormemente su flujo de trabajo.

Seleccione la composición que más se adapte a sus necesidades!

Ofertas especiales por la compra conjunta de productos W&H.



Composición 01
• Lisa Mini 5L.
• Lina 22 l.

€ **6.595**

19.975 €
Ref. 99700056



Composición 02
• Lisa Mini 5L.
• Lara 22 l.

€ **7.495**

14.612 €
Ref. 99700057



Composición 03
• Lisa Mini 5L.
• Assitina One

€ **4.195**

7.492 €
Ref. 99700060



Composición 04
• Lisa Mini 5L.
• Assitina One
• Uson 3L.

€ **4.750**

8.252 €
Ref. 99700061



Composición 05
• Lisa Mini 5L.
• Assitina One
• Uson 6L.


€ **4.995**

8.647 €
Ref. 99700062

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca
Lisa Mini, tamaño super reducido y esterilización en 10 min.

Atención personalizada en España
Formación personalizada gratuita de mano de nuestro experto en esterilización.




Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

Fotografía Miguel Aroca
Atención al cliente W&H Ibérica

Esterilizadores Clase B W&H

Fiables y de bajo consumo

Todos nuestros esterilizadores, desde los 3 a los 38 litros, **se pueden instalar en una bancada estándar de 60 cm de profundidad.**



Los esterilizadores W&H incluyen **Formación por Videoconferencia Personalizada**



28'

Lina 22 litros


- › Pantalla táctil a color
- › Registro del ciclo
- › 3 Bandejas
- › De 7 a 10 ciclos, con cada depósito
- › **Ciclo Corto ECO B de 28 minutos, con carga de hasta 0,5 kilos**
- › Medidas 465 L x 452 H x 646 P

€ 4.195

~~8.346 €~~

Ref. 19952131

¹ Ciclo rápido



Más info Lina
i



20'

Lara 22 litros

- › Pantalla táctil a color
- › Registro del ciclo
- › 5 Bandejas con capacidad extra
- › De 7 a 15 ciclos, con un depósito de 4,8 l
- › **Ciclo Fast de 20 minutos, con carga de hasta 2 kilos**
- › Medidas 465 L x 452 H x 646 P

€ 5.095

~~8.984 €~~

Ref. 19942129

¹ Ciclo rápido



Más info Lara
i

* Consulte condiciones en wh.com



13'

Lisa 22 litros


- › Pantalla táctil a color Elisense
- › Registro del ciclo
- › 5 Bandejas
- › De 7 a 15 ciclos, con un depósito de 4,8 l
- › **Ciclo Eco Dry+** de 13 minutos, con carga de hasta 2 kilos**
- › Medidas 465 L x 452 H x 634 P

€ 6.715

~~10.235 €~~

Ref. 19932180

¹ Ciclo rápido




Más info Lisa
i

** El programa Eco Dry+ adapta el tiempo del ciclo a la cantidad de la carga.

Un año más...
La marca de autoclaves más vendida en España en 2024

Según el estudio Flash Trend Equipment Spain 2024 de Key-Stone



Mantenimiento económico

Gracias a sus costes de servicio, con la primera revisión técnica a los 4.000 ciclos, los esterilizadores de W&H pueden considerarse entre los más convenientes durante la vida útil del producto.



Bajo consumo

Optimizar el tiempo de secado significa menos consumo de energía y agua. Por eso nuestros esterilizadores son una solución económica y ecológica.



Tiempos más cortos

La tecnología patentada de W&H adapta el tiempo de secado a la masa de la carga. Esto reduce el tiempo del ciclo, aumenta la vida útil de sus instrumentos y optimiza el consumo de energía.

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca
Nuestros esterilizadores Clase B cuentan con el Asistente Inteligente ioDent®

Atención personalizada en España
Nuestro equipo le ofrece asesoramiento técnico para la elección del esterilizador más adecuado para las necesidades de su clínica.



Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

Esterilizadores Clase B W&H

Fiables y de bajo consumo

Todos nuestros esterilizadores, desde los 3 a los 38 litros, **se pueden instalar en una bancada estándar de 60 cm de profundidad.**

Los esterilizadores W&H incluyen
Formación por Videoconferencia Personalizada



Un año más...
La marca de autoclaves más vendida en España en 2024

Según el estudio Flash Trend Equipment Spain 2024 de Key-Stone




Lara XL 28 litros

- › Pantalla táctil a color
- › Registro de datos
- › 6 Bandejas
- › De 5 a 10 ciclos, con cada depósito
- › **Ciclo Fast de 20 minutos, con carga de hasta 2 kilos**
- › Medidas 492 L x 455 H x 614 P

€ 7.115

-10.463€
Ref. 99600600

¹ Ciclo rápido




Lara XXL 38 litros

- › Pantalla táctil a color
- › Registro de datos
- › 6 Bandejas
- › De 5 a 10 ciclos, con cada depósito
- › **Ciclo Fast de 20 minutos, con carga de hasta 3 kilos**
- › Medidas 492 L x 455 H x 797 P

€ 9.895

-12.832,50€
Ref. 9970068

¹ Ciclo rápido



* Consulte condiciones en wh.com

Consumibles para esterilización



Test Helix 250 tiras

Dispositivo para verificar el proceso de esterilización con el fin de evaluar la capacidad de eliminación de aire y penetración de vapor de un esterilizador.

€ 171

Ref. T800207X



Filtro antipolvo largo

Filtro antipolvo largo para Lisa (300,500) y Lina (MB y PRO).

€ 17,95

Ref. F364502X



Filtro bacteriológico

Filtro bacteriológico válido para todos los esterilizadores W&H.

€ 30,78

Ref. W322400X



Junta de la puerta

Junta de la puerta, color gris oscuro, para Lisa, Lina y Lara.

€ 46,19

Ref. F460504X




Test Bowie & Dick

Pruebas de funcionamiento para la comprobación diaria de la eficacia en la extracción del aire de cámara y la penetración del Vapor de agua a la cámara. Test de penetración conforme ISO 11140-1 y 4.

€ 12,43

Ref. T800002X

Pedido mínimo 20 uds.



Filtro antipolvo corto

Filtro antipolvo corto para Lisa 2019, Lara y Lina RIK

€ 14,69

Ref. F364511X



Junta de la puerta para Lisa Mini

Junta de la puerta, color negro, para Lisa Mini.

€ 31,50

Ref. F460550X



Junta de la puerta para Lara XL y XXL

Junta de la puerta, color negro, para Lara XL y XXL.

€ 44,13

Ref. F460535X

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca

Lara XXL, el esterilizador con mayor capacidad de W&H, 38 litros en sólo 45 cm de ancho.

Atención personalizada en España

Atención personalizada en nuestras oficinas en Valencia.



Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

Soluciones de reprocesamiento completo W&H

Seleccione la composición que más se adapte a sus necesidades!

Ofertas especiales por la compra conjunta de productos W&H.

Los esterilizadores W&H incluyen
Formación por Videoconferencia Personalizada



Un año más... La marca de autoclaves más vendida en España en 2024


Según el estudio Flash Trend Equipment Spain 2024 de Key-Stone



Composición 01
› Lina 22 litros
› Assistina ONE
› Seal²
› U-Son 3 litros

€ 5.445

-11.809 €
Ref. 99700051



Composición 02
› Lina 22 litros
› Assistina ONE
› Seal²
› U-Son 6 litros

€ 5.695

-12.204 €
Ref. 99700053



Composición 03
› Lina 22 litros
› Seal²
› U-Son 3 litros

€ 4.745

-9.945 €
Ref. 99700063



Composición 04
› Lina 22 litros
› Seal²
› U-Son 6 litros

€ 4.995

-10.340 €
Ref. 99700064


* Consulte condiciones en wh.com



Composición 05
› Lara 22 litros
› Assistina ONE
› Seal²
› U-Son 3 litros

€ 6.345

-12.447 €
Ref. 99700054



Composición 06
› Lara 22 litros
› Assistina ONE
› Seal²
› U-Son 6 litros

€ 6.595


-12.842 €
Ref. 99700055



Composición 07
› Lara 22 litros
› Seal²
› U-Son 3 litros

€ 5.645

-10.583 €
Ref. 99700065



Composición 08
› Lara 22 litros
› Seal²
› U-Son 6 litros

€ 5.895

-10.978 €
Ref. 99700066

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca
Nuestros esterilizadores Clase B cuentan con el Asistente Inteligente ioDent®

Atención personalizada en España
Formación personalizada gratuita de mano de nuestro experto en esterilización.

Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

Fotografía Sala Salzburgo W&H
Oficinas centrales W&H Ibérica

Cirugía oral, implantología y piezocirugía en un solo dispositivo

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca

La única solución 360° del mercado.
La solución más versátil en las áreas de
cirugía oral, piezocirugía e implantología.

Atención personalizada en España

Ponemos a su disposición nuestra experiencia
para ofrecerle la solución quirúrgica más
adecuada para sus intervenciones.

Cumple la Normativa
MDR
Normativa europea obligatoria
que garantiza la seguridad en
los productos sanitarios.



Módulo Piezomed
Permite configurar el dispositivo
tanto para la parte de
implantología como para la
parte de piezocirugía, utilizando
el mismo pedal, la misma
bomba y una única línea doble
de irrigación.




**Función de
documentación**
Permite archivar y almacenar
todos los datos esenciales de
la intervención mediante una
memoria USB.



**Valor ISQ
Implant Stability Quotient**
Permite monitorear el progreso
de curación (osteointegración)
de manera objetiva y no invasiva
en cada paciente individual para
pasar de manera segura a la fase
protésica.




Gráfico de torque
Ayuda a determinar objetivamente
la estabilidad primaria, información
fundamental para evitar errores en
la elección clínica tras la fase de
inserción (tiempo de curación).



**Actualización de
software constante**
Actualización con nuevas
funciones. De esta manera
abrimos perspectivas
completamente nuevas para el
uso de su dispositivo quirúrgico
en la realidad digital.



Función CCW
Preserva y compacta el hueso
para obtener una mejor estabilidad
mecánica del implante, especialmente
en hueso esponjoso. El programa fue
desarrollado para ser utilizado con
fresas de oseodensificación.



Implantmed Plus SI-1023

Motor de cirugía oral e implantología

Implantmed Plus evita que se necrose el hueso gracias a su función especial de mecanizado de roscas. Documenta todos sus valores de inserción del implante en un USB para un tratamiento ajustado y personalizado y permite evaluar la estabilidad del implante gracias a la conectividad con Beacon, evaluando los tiempos justos para las carga.



Implantmed incluye
Formación por Videoconferencia
Personalizada



Un año más...
Implantmed es la unidad de cirugía de implantes más vendida en España en 2024

Según el estudio Sell-Out Analysis 2024 de Key-Stone



Evalúe la estabilidad del implante

El valor ISQ* permite monitorizar el progreso del proceso de cicatrización (osteointegración) de forma objetiva y no invasiva en cada paciente individual para pasar de forma segura a la fase protésica.

*Implant Stability Quotient



Libertad de movimientos

Gracias al pedal de control inalámbrico puede seleccionar su ubicación óptima dentro de su área de trabajo.



Evite el necrosamiento

La función especial de mecanizado de rosca evita que se necrose el hueso.



Evalúe la estabilidad primaria

El gráfico de torque le permitirá determinar objetivamente la estabilidad primaria y así evitar errores en la elección clínica posterior a la fase de inserción (tiempo de cicatrización).



Máxima potencia

El torque máximo del micromotor ofrece 6,2 Ncm permitiéndole trabajar con la potencia adecuada con un rango de revoluciones en el micromotor dentro del rango de tensión nominal de 200 a 40.000 rpm.



¡Utilice consumibles originales!

Solo el uso de las líneas de irrigación W&H le garantizan una irrigación perfecta sin fugas.

Líneas de irrigación monouso

€ **77,97**

Pack de 6 líneas Ref. 04363600



Kit C-01 sin luz

- › Implantmed PLUS SI-1023
- › Pedal con cable S-N2
- › Micromotor SIN luz EM-19
- › **Contra-ángulo WI-75 E/KM**

€ **3.735** **3.210**

-5.171€-
Ref. 99600426

Renove*
Ref. 99600452



Kit C-02 con luz LED+ autogenerada

- › Implantmed PLUS SI-1023
- › Pedal con cable S-N2
- › Micromotor SIN luz EM-19
- › **Contra-ángulo WS-75 LG**

€ **4.050** **3.525**

-5.765€-
Ref. 99600427

Renove*
Ref. 99600453



Kit C-03 con luz LED+ continua

- › Implantmed PLUS SI-1023
- › Pedal con cable S-N2
- › Micromotor CON luz EM-19 LC
- › **Contra-ángulo WS-75 L**

€ **4.365** **3.840**

-6.237€-
Ref. 99600428

Renove*
Ref. 99600454



Kit W-01 sin luz

- › Implantmed PLUS SI-1023
- › Pedal inalámbrico S-NW
- › Micromotor SIN luz EM-19
- › **Contra-ángulo WI-75 E/KM**

€ **4.050** **3.525**

-5.646€-
Ref. 99600429

Renove*
Ref. 99600455



Kit W-02 con luz LED+ autogenerada

- › Implantmed PLUS SI-1023
- › Pedal inalámbrico S-NW
- › Micromotor SIN luz EM-19
- › **Contra-ángulo WS-75 LG**

€ **4.365** **3.840**

-6.240€-
Ref. 99600430

Renove*
Ref. 99600456



Kit W-03 con luz LED+ continua

- › Implantmed PLUS SI-1023
- › Pedal inalámbrico S-NW
- › Micromotor CON luz EM-19 LC
- › **Contra-ángulo WS-75 L**

€ **4.680** **4.155**

-6.714€-
Ref. 99600431

Renove*
Ref. 99600457

* Consulte condiciones en wh.com

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca
Implantmed Plus dispone de pedal inalámbrico y documentación integrada USB.

Atención personalizada en España
Ponemos a su disposición equipos de préstamo y sustitución a medida para sus cursos y cirugías.

Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

Implantmed Classic SI-923

Motor de Implantología

Implantmed destaca ante todo por ser fácil de manejar, tener un motor potente y una función de mecanizado para realizar roscas en el hueso.

Gracias a su uso intuitivo, todos los programas son fácilmente programables a través de los controles de la unidad o del pedal de control.



Implantmed Classic SI-923 Kit A sin luz

- › Implantmed CLASSIC SI-923
- › Pedal con cable S-N2
- › NUEVO micromotor SIN luz** EM-19
- › Contra-ángulo WI-75 E/KM

€ 2.935

-4.959€
Ref. 99600494



Implantmed Classic SI-923 Kit B luz autogenerada

- › Implantmed CLASSIC SI-923
- › Pedal con cable S-N2
- › NUEVO micromotor SIN luz** EM-19
- › Contra-ángulo WS-75 LG

€ 3.250

-5.553€
Ref. 99600495

Instrumental de cirugía

Luz Mini LED+ Autogenerada

¡GRATIS!
1 Bote de 120 toallitas desinfectantes BePro con cada instrumento

Excepto Kits Cirugía y Plan Remove



Accesorios contra-ángulos quirúrgicos



Clip del tubo de spray negro con tubo externo para la refrigeración del sistema Kirschner/Meyer. Para **WI-75E/KM, WS-75E/KM, WI-75LED G y WS-75 LED G**

€ 47,47

Ref. 04757101



Clip del tubo de spray negro sin tubo externo. Para **WI-75E/KM, WS-75E/KM, WI-75LED G y WS-75 LED G**

€ 47,47

Ref. 05051001



Clip del tubo de spray verde con tubo interno para la refrigeración del sistema Kirschner/Meyer. Para **WS-75, WS-75 L, WS-75 LG, WS-56 LG, WS-56, WS-56 L**

€ 46,27

Ref. 06946300 (diestros) / 06948300 (zurdos)



Iluminación perfecta

Por su tamaño, el Mini LED+ puede integrarse muy cerca de la punta y ofrecer así una iluminación perfecta.



Siempre nuevo

Gracias a su revestimiento único, los instrumentos quedan protegidos de los arañazos.



Luz en equipos sin luz

Su generador girar a la vez que la fresa, produciendo la corriente suficiente para el Mini LED+.



Desmontables sin herramientas

Permitiendo una limpieza especialmente profunda de forma rápida y sencilla.



S-11LG / S-11

- › Mini LED+ Autogenerada / Sin luz
- › Spray externo
- › Pieza de mano 1:1
- › Desmontable

S-11 LG

S-11

€ 1.310 835

-1.801,22€
Ref. 30057000

-1.177,22€
Ref. 30056000



WS-75 LG

- › Mini LED+ Autogenerada
- › Spray externo
- › Contra-ángulo 20:1
- › Desmontable

€ 1.310

-1.829,22€
Ref. 30032000



WS-75 L

- › Mini LED+ continua
- › Spray externo
- › Contra-ángulo 20:1
- › Desmontable

€ 1.210

-1.621,22€
Ref. 30033000



WI-75 E/KM

- › Sin luz
- › Spray externo
- › Contra-ángulo 20:1
- › No desmontable

€ 835

-1.135,22€
Ref. 10207550



WS-91 LG 45°

- › Mini LED+ Autogenerada
- › Spray triple
- › Contra-ángulo 1:2,7
- › Desmontable

€ 1.315

-1.687,22€
Ref. 30048000



ZYGOMA SZ-75

- › Sin luz
- › Spray externo
- › Pieza de mano 20:1
- › Desmontable

€ 1.865

-2.514,22€
Ref. 30095000

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca

El instrumental de cirugía W&H con luz LED+ autogenerada garantiza una calidad LED+ perfecta, tanto si dispone de luz como si no en la unidad quirúrgica.

Atención personalizada en España

Revisión Anual Gratuita para garantizar un funcionamiento perfecto en sus equipos de cirugía.

Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

* Consulte condiciones en wh.com

Fotografía Equipo ProService W&H Ibérica

Módulos Piezomed

Plug & Play para Implantmed Plus

La modularidad de los Módulos Piezomed permiten configurar el dispositivo tanto para la parte de implantología como para la parte de piezocirugía, utilizando el mismo pedal, la misma bomba y una única línea doble de irrigación.

Nueva línea de irrigación doble

Línea de irrigación con dos salidas necesaria para el uso conjunto del Módulo Piezomed y de Implantmed Plus.

€ 79,11

Pack de 6 líneas
Ref. 08072750



Módulo Piezomed Plus

- Microprocesador de última generación
- Potencia 24W
- Pieza de mano con luz SA-40 L
- Detección automática del inserto
- Cambiador de insertos
- Librería de insertos
- 6 líneas de irrigación

€ 4.300 3.800

-5.635€
Ref. 90000350

Oferta**
**Al comprarlo junto a
Implantmed Plus




Módulo Piezomed Classic

- Microprocesador de última generación
- Potencia 18W
- Pieza de mano sin luz SA-40
- Cambiador de insertos
- 6 líneas de irrigación


€ 3.250 2.750

-5.635€
Ref. 90000350

Oferta**
**Al comprarlo junto a
Implantmed Plus



Piezomed incluye
**Formación por
Videoconferencia
Personalizada**



Kit Insertos Oral Surgery

Incluye: Insertos
EX1, S1, S2, S3, B3, B7
y caja porta insertos.

€ 890

-1.377€
Ref. 99600599



Cumple la Normativa
MDR

Normativa europea obligatoria
que garantiza la seguridad en
los productos sanitarios.



Reconocimiento automático del inserto

El Módulo Piezomed Plus y Piezomed Classic reconocen automáticamente el inserto que va a utilizar y le asignan el grupo de potencia correcto.



Innovador anillo LED

La pieza de mano LED del Módulo Piezomed Plus y Piezomed Classic, al no proyectar sombras, proporciona una iluminación ideal para el campo de operación.



Refrigeración eficaz en la zona de trabajo

El suministro de refrigerante atraviesa el inserto hasta el punto de trabajo, garantizando una refrigeración óptima del inserto y del tejido duro a tratar.

Piezomed Classic

Motor de cirugía ósea ultrasónica



Piezomed Classic KIT BONE

- Kit Bone: B1, B2R, B2L, B3, B4, B5
- Pedal con cable, llave, 3 líneas de irrigación y caja de esterilización

€ 5.245

-9.139€
Ref. 30078000



Kit Bone Cirugía ósea

Insertos para cirugía ósea, corticotomías, split crest, bone grafting, injerto de bloque, remodelación osea:
B1, B2R, B2L, B3, B4, B5



Piezomed Classic KITS BONE y SPECIAL

- Kit Bone: B1, B2R, B2L, B3, B4, B5
- Kit Special: S1, S2, S3, S4, S5
- Pedal con cable, llave, 3 líneas de irrigación y caja de esterilización

€ 5.725

-9.967€
Ref. 99600498



Kit Special Elevación seno

Insertos para la elevación del seno maxilar lateral (Sinus Lift): S1, S2, S3, S4, S5



Inserto B6 / B7

Inserto de sierra circular, máxima eficiencia de corte y mínimo grosor (0,25 / 0,30 mm).

PERMITE REALIZAR
OSTEOTOMÍAS EN ZONAS
DE ABORDAJE QUIRÚRGICO
COMPROMETIDO
DONDE LAS SIERRAS
ESTÁNDAR NO PUEDEN.

€ 160

-253€
Ref. 07022500 / 07022600

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca

Sistema modular Implantmed Plus y Módulo Piezomed: cirugía oral, implantología y piezocirugía en un solo dispositivo.

Atención personalizada en España

Un experto en cirugía para resolver sus dudas sobre nuestros productos y los distintos tratamientos.

Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

* Consulte condiciones en wh.com

Fotografía: Equipo comercial W&H Iberica

Osstell

Medición de la estabilidad del implante



OSSTELL
UNA COMPAÑÍA



Nuevo

2 Años de* Garantía

ISQ

Osstell Classic

- Control de la osteointegración y evaluación de la estabilidad del implante mediante el valor ISQ¹
- Inalámbrico

€ 1.695

~~2.500€~~
Ref. 08086148



ISQ

Bluetooth

Cloud


Osstell Beacon

- Control de la osteointegración y evaluación de la estabilidad del implante mediante el valor ISQ¹
- Iluminación cromática en función del valor ISQ¹
- Conectividad con la plataforma Osstell Connect.
- Inalámbrico

€ 1.990 10 SmartPegs Gratis**

~~3.336€~~
Ref. OS103000

Registrando su dispositivo en **Osstell Connect.



SmartPegs Osstell

ÚNICOS CIENTÍFICAMENTE VALIDADOS** COMO COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS OSSTELL

1 CAJA	5 unid.	125€/caja	25,00€/unid.
2 CAJAS	10 unid.	120€/caja	24,00€/unid.
3 CAJAS	15 unid.	110€/caja	22,00€/unid.
4 CAJAS	20 unid.	99€/caja	19,80€/unid.

SMARTPEG DESDE

€ 19,80

SOLICITE SU MODELO

Producto disponible solo en caja de 5 unidades. Las cajas pueden ser de distintos modelos.

Osstell Connect es la plataforma gratuita “online” para ayudarle a planificar y tomar decisiones sobre las características del paciente y los tratamientos con implantes, optimizando los períodos de curación.

Osstell Connect es el portal online más grande del mundo con más de medio millón de mediciones realizadas.

Ventajas de Osstell Connect:



Aumenta la confianza de sus pacientes

Una forma de aumentar la confianza de los pacientes en el éxito de su tratamiento con un informe que pueden consultar y conservar.



Seguimiento de estadísticas

Comprenda y mejore los métodos y el nivel de éxito de los tratamientos, gracias al acceso a información clínica que le ayudará a planificar el mejor tratamiento para sus pacientes.



Base sus decisiones en datos

Obtenga información sobre cómo la carga de protocolos, las marcas de implantes que utiliza y las características de riesgo de sus pacientes afectan el tiempo de curación particular de los pacientes.

Los valores ISQ¹ se muestran en un círculo cromático que proporciona información sobre el grado de la osteointegración:

- Círculo rojo: estabilidad reducida, ISQ <60
- Círculo amarillo: estabilidad media
- Círculo verde: estabilidad alta, ISQ ≥70



El Coeficiente de Estabilidad del Implante (ISQ) no tiene una correlación lineal con la micromovilidad, que disminuye >50% entre 60 y 70 ISQ. Su escala va de 1-100 ISQ.

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca

Osstell le ayuda a controlar la osteointegración evitando rechazos en pacientes de alto riesgo.

Atención personalizada en España

Osstell Beacon dispone de la Plataforma gratuita Osstell Connect con más de un millón de mediciones.



Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

* Consulte condiciones en wh.com

Fotografía Ramón Ferrer
Técnico ProService W&H Ibérica

Plan Renove Cirugía W&H

Actualice su material quirúrgico al mejor precio

Con el Plan Renove W&H, entréguenos su antiguo motor o instrumental de cirugía de cualquier marca y disfrute de un precio de renovación inigualable.



Implantmed incluye **Formación por Videoconferencia** Personalizada



Un año más...
Implantmed es la unidad de cirugía de implantes más vendida en España en 2024

Según el estudio Sell-Out Analysis 2024 de Key-Stone



Contacte a su distribuidor W&H

Contacte con su distribuidor habitual para realizar su pedido en condiciones de "PLAN RENOVE".



Su distribuidor nos solicita el Renove

Su distribuidor habitual nos informará del material solicitado en condiciones de "PLAN RENOVE".



Envío del material antiguo a W&H

W&H solicitará el envío a sus instalaciones de Valencia del material antiguo. El porte de este envío será pagado por W&H, consulte condiciones llamando al **+34 96 353 20 20**



Envío del nuevo material a sus instalaciones

Cuando el material antiguo esté en las instalaciones de Valencia de W&H, se procederá al envío del material nuevo en las condiciones publicadas de "PLAN RENOVE".

Como acceder al Plan Renove



Kit Implantmed Plus SI-1023

- › Implantmed SI-1023
- › Pedal con o sin cable
- › Micromotor con o sin luz

Desde

€ **2.620**

-3.949€
Ref. 99700039



Kit Implantmed Plus SI-1023

- › Implantmed SI-1023
- › Pedal con o sin cable
- › Micromotor con o sin luz
- › **INCLUYE CONTRA-ÁNGULO**

Desde

€ **3.210**

-5.171€
Ref. 99600452

Consulte todas las **Ofertas RENOVE** para Implantmed Plus en la página del producto.

Implantmed Classic SI-923

- › Implantmed SI-923
- › Pedal con cable S-N2
- › Micromotor EM-19 sin luz

€ **2.255**

-3.737€
Ref. 99600501

*En los planes Renove la garantía del producto es la original sin posibilidad de ampliación. EL PLAN RENOVE NO ES ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS. Consulte condiciones en wh.com



WS-75 LG

- › Mini LED+ Autogenerada
- › Spray externo
- › Contra-ángulo 20:1
- › Desmontable

€ **895**

-1.816€
Ref. 99600459



WS-75 L

- › Mini LED+ continua
- › Spray externo
- › Contra-ángulo 20:1
- › Desmontable

€ **1.045**

-1.608€
Ref. 99600603



WI-75 E/KM

- › Sin luz
- › Spray externo
- › Contra-ángulo 20:1
- › No desmontable

€ **640**

-1.222€
Ref. 99600460



S-11 / S-11 LG

- › Sin luz / Mini LED+ Autogenerada
- › Spray externo
- › Pieza de mano 1:1
- › Desmontable

€ **640** € **975**

-1.164€
Ref. 99600502

S-11 LG

-1.788€
Ref. 99600503



Micromotor Implantmed SI-923/2006-2011

- › Sin Luz
- › Cable de 1,8 metros

€ **765**

-1.301€
Ref. 99600504

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca

Le facilitamos que actualice sus antiguos equipos de cirugía a productos innovadores al mejor precio.

Atención personalizada en España

Servicio de Atención al Cliente especializado en soluciones W&H.



Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

Fotografía Antonio Casan
Director de Operaciones y Finanzas
W&H Ibérica

Motor de laboratorio Perfecta

Perfecta con materiales de todo tipo, incluido el óxido de zirconio y las cerámicas técnicas

Gracias al número de revoluciones optimizado, que se regula fácilmente desde el pedal de control con función ON/OFF, y a la pieza de mano multiplicadora, Perfecta 900 resulta idóneo para el tratamiento de todo tipo de materiales, hasta óxido de zirconio y otras cerámicas técnicas perfeccionadas.



Pieza de mano de prótesis LA-66 con función de soplado

La pieza de mano de prótesis con micromotor elimina muy fácilmente las virutas y el polvo. Así además se limpia el sistema de sujeción. Disponible en modelos 600/900.



Pieza de mano multiplicadora, mecanizado de precisión

La gama de revoluciones del motor es ideal para el mecanizado de precisión de todos los tipos de cerámica. Su spray triple protege contra micro-grietas con su refrigeración óptima.



Motor eléctrico de gran capacidad de penetración

Con un número de revoluciones constante y un silencio excepcional. Su forma ergonómica asegura un trabajo mucho más cómodo.



Mando de control

Proporciona un control sencillo, ya que todas las funciones y los estados de funcionamiento están a la vista. En el Set Perfecta 900 además permite cambiar de una pieza de mano a otra.



Perfecta 900

- › 5.000 a 100.000 r.p.m.
- › Torque 0,7 Ncm
- › Función de spray integrada
- › Motor sin escobillas
- › Control externo con display digital
- › Programas automáticos
- › Suministro de agua interno o externo
- › **Pieza de mano multiplicadora**

€ **2.420**

-2.897€

Varias referencias

Perfecta 900 Kit Especial 2 en 1

- › Motor sin escobillas
- › Control externo con display digital
- › Suministro de agua interno o externo
- › **Función de emisión de aire integrada**
- › Programas automáticos
- › **Pieza de mano multiplicadora**
- › **Pieza de mano de prótesis LA-66**


€ **3.445**

-4.416€

Varias referencias

Pieza de mano de prótesis LA-66

- › 1.000 a 50.000 r.p.m.
- › Torque 7.8 Ncm
- › **Función de soplado**
- › Cable para LA-66



Pieza de mano multiplicadora Turbina de laboratorio

- › 5.000 a 100.000 r.p.m.
- › Torque 0,7 Ncm
- › **Función de spray**



Perfecta 300

- › 1.000 a 40.000 r.p.m. / Torque 5,5 Ncm
- › Pieza de mano LA-66 con cable
- › Motor sin escobillas
- › Control externo con display digital
- › Programas automáticos

€ **1.565**

-1.885€

Varias referencias

Perfecta 600

- › 1.000 a 50.000 r.p.m. / Torque 7.8 Ncm
- › Pieza de mano LA-66 con cable
- › Motor sin escobillas
- › Control externo con display digital
- › Programas automáticos
- › **Función de emisión de aire integrada**

€ **2.045**

-2.527€

Varias referencias

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca

Perfecta 900 incluye Pieza de mano con Función de Soplado y pieza de mano multiplicadora especial para zirconio.

Atención personalizada en España

Le asesoramos a la hora de montar su puesto de trabajo específico.



Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

Servicio Posventa 24/7 W&H

Le atendemos en nuestros distintos canales para ofrecerle un **servicio posventa rápido y fiable.**

Web

- › Videos de aplicación
- › Tutoriales, FAQ y descargas
- › Solución de problemas



ProService



Presupuesto y transporte gratuitos

Todos nuestros envíos están asegurados con nuestra agencia de transportes.



Asesoramiento técnico

Nuestra atención al cliente especializada le asesorará de forma personalizada sobre su reparación y el mantenimiento de sus productos W&H.



Repuestos originales

Reparación realizada por el propio fabricante al detalle, reemplazando solo lo necesario para un óptimo funcionamiento. Todo según la normativa MDR, para que su producto no pierda la calidad inicial.

Hasta 12 meses de garantía en nuestras reparaciones.



En este link le explicamos como enviar sus productos a nuestro servicio técnico y así beneficiarse de múltiples ventajas como **portes gratuitos, seguimiento de reparaciones enviadas, historial de sus productos...**



3 Años de Garantía

Todos los productos de este catálogo disfrutan de 3 Años de Garantía al registrarlos en **wh.com** durante el periodo de garantía original, excepto Osstell Classic, Thed, Thed+ y Plan Renove.

Plataforma Online W&H

- › Ampliación de Garantía
- › Registro de productos
- › Envío de reparaciones



Servicio Express

W&H le garantiza la reparación de su equipo con la mayor rapidez, una vez aceptado el presupuesto.



Equipos de sustitución

W&H dispone de equipos de cirugía y esterilización de sustitución. Consulte condiciones y disponibilidad.

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca

Servicio Técnico ProService, técnicos formados en Austria y recambios originales que nos permiten ofrecerle hasta 12 meses de Garantía.

Atención personalizada en España

Plataforma Online de Registro de Producto y Garantía.

Atención al Cliente

Nuestra máxima es ofrecerle el mejor apoyo tanto comercial como formativo de toda la gama de productos y servicios W&H.

Si necesita asesoramiento sobre los productos W&H no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo comercial.

En W&H ponemos todos los canales de comunicación a su disposición, para ofrecerle el mejor servicio



Teléfono

Contáctenos de forma tradicional para resolver cualquier duda a través del teléfono.

+34 96 353 20 20

WhatsApp

Para una comunicación más ágil con la posibilidad de compartir archivos y fotografías, ¡escríbanos al móvil!

+34 609 333 378

Email

Envíenos un email con su solicitud y le contestaremos en la mayor brevedad.

oficinas.es@wh.com

Online / Presencial

También puede visitarnos en nuestras instalaciones de Valencia o agendar una reunión on-line.

C/Canónigo Tárrega, 33



Pablo Ramol

ASESOR COMERCIAL
Madrid, Castilla y León, Castilla la Mancha, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja

+34 618 622 175
pablo.ramol@wh.com

Ángela Paredes

DIRECTORA
W&H Ibérica

+34 96 353 20 20
angela.paredes@wh.com

Jose Martínez

DIRECTOR COMERCIAL
ASESOR COMERCIAL
Comunidad Valenciana, Murcia, Albacete y Galicia

+34 660 867 290
jose.martinez@wh.com

Rafael Janer

ASESOR COMERCIAL
Andalucía, Extremadura y Canarias

+34 663 740 915
rafael.janer@wh.com

José Luis Manzaneque

ASESOR COMERCIAL
Cataluña, Aragón y Baleares

+34 672 496 051
joseluis.manzaneque@wh.com

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca
Contacto 360°
Teléfono, Whatsapp, email,
online y presencial.

Atención personalizada en España
Apoyo tanto comercial como
formativo de toda la gama de
productos y servicios W&H.



Catálogo interactivo: Haga clic en los botones



Plan Renove Cirugía W&H

Actualice su material
quirúrgico al mejor precio

Con el Plan Renove W&H, entréguenos su antiguo motor o instrumental de cirugía de cualquier marca y disfrute de un precio de renovación inigualable.



Implantmed incluye
**Formación por
Videokonferencia**
Personalizada



Un año más...
**Implantmed es la
unidad de cirugía
de implantes
más vendida en
España en 2024**

Según el estudio Sell-Out Analysis
2024 de Key-Stone

KEY-STONE
Marketing research and consulting



RENOVE IMPLANTMED 2. Desde 255€

~~-3.737€~~
Ref. 99600501

W&H Ibérica

C/Canónigo Tárrega, 33
46014 Valencia, **España**

☎ +34 96 353 20 20

☎ +34 609 33 33 78

✉ oficinas.es@wh.com

wh.com



Contáctenos por WhatsApp,
comunicación directa y ágil

+34 609 333 378

Ofertas válidas hasta el **31 de Diciembre de 2025** salvo error tipográfico. Precios: transporte, instalación y 21% IVA NO INCLUIDOS.
Fotografías orientativas. Los accesorios y complementos adicionales mostrados no se incluyen en el contenido suministrado.

* Consulte condiciones en wh.com